



# بسته آموزشی کنترل کیفی و تشخیص بیماری های میکروبی

تهیه و تدوین :

دکتر مهدی پارسائی

جانشین سرپرست شبکه آزمایشگاهی بهداشت

فروردین ۱۴۰۳

# بسته آموزشی

## بسته آموزشی

# تشخیص و اهمیت بیماری های میکروبی

این مجموعه در راستای کنترل کیفی و تشخیص بیماری های میکروبی در آزمایشگاه، در شبکه آزمایشگاهی بهداشت با مشارکت و همکاری افراد زیر تهیه و تدوین گردیده است :

۱. دکتر مهدی پارسائی - پست سازمانی : جانشین سرپرست شبکه آزمایشگاهی بهداشت
۲. مهدی حسن زاده ( کارشناس ارشد آزمایشگاه - پست سازمانی : مدیر برنامه ریزی و کنترل کیفیت در شبکه آزمایشگاهی بهداشت
۳. رضا باقری ( کارشناس آزمایشگاه - پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی بهداشت با قدردانی از همکاری صمیمانه کارشناسان آزمایشگاه های تابعه معاونت بهداشت استان آذربایجان شرقی

تاریخ تهیه بسته آموزشی : فروردین ماه سال ۱۴۰۳

## گروه های هدف:

تکنسین آزمایشگاه - کاردان آزمایشگاه - کارشناس آزمایشگاه، کارشناس ارشد آزمایشگاه، دکترای تخصصی (PhD) رشته های مرتبط علوم آزمایشگاهی

## اهداف آموزشی:

### هدف کلی:

افزایش دانش و آگاهی پرسنل آزمایشگاه های بهداشتی در مورد کنترل کیفی و تشخیص بیماری های میکروبی در آزمایشگاه می باشد.

## روش و نحوه اجرای آموزش:

با توجه به اینکه هدف این مجموعه آموزشی افزایش دانش و آگاهی کارکنان در مورد کنترل کیفی و تشخیص بیماری های میکروبی در آزمایشگاه می باشد، بنابراین می تواند جهت ارائه بهتر مطالب به روش حضوری در قالب کارگاه آموزشی و عملی ارائه شود و یا جهت پوشش تعداد بیشتری از آموزش گیرندگان بصورت غیرحضوری و در قالب کتابخوانی انجام گیرد.

## مدت دوره آموزشی : ۳۰ ساعت

## ارزشیابی :

در پایان دوره بمنظور ارزیابی میزان حصول موفقیت و دستیابی به اهداف آموزشی و بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد آموزش گیرندگان و بهبود مستمر فرآیند، یک ارزشیابی از شرکت کنندگان بصورت تستهای چهارگزینه ای بعمل خواهدآمد.

## مقدمه :

دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، گاه و بی‌گاه شاهد چالشی جدید در عرصه سلامت انسان‌هاست. برخی از بیماری‌ها به دلیل طبیعت واگیردار خود، در مقاطع زمانی متفاوت و گاه غیرقابل پیش‌بینی، جمعی از افراد جامعه را به صورت گروهی مبتلا کرده و موجب خسارت‌های جانی و مالی قابل توجهی می‌شوند. این‌گونه وقایع بهداشتی را اصطلاحاً اپیدمی یا همه‌گیری می‌نامند.

بیماری‌هایی چون آبله، طاعون، سرخک و آنفلوآنزا موارد متعددی از اپیدمی‌های وحشتناک را در جامعه بشری از خود به یادگار گذاشته‌اند.

هرچند ارتقای سطح زندگی و ابداع واکسن برای بسیاری از بیماری‌ها در جهان معاصر، خطر اپیدمی بسیاری از این بیماری‌ها را کاهش داده یا به کلی از بین برده است، اما هنوز در مواردی، برخی بیماری‌ها به ویژه در ماه‌های گرم سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود؛ چرا که بسیاری از میکروب‌ها و ویروس‌ها در فصول گرم و مرطوب سال فعالیت بیشتری دارند و از این رو در روزهای فصل گرم، شاهد ابتلای مردم به انواع بیماری‌های خطرناک و در عین حال شایع هستیم.

بیماری اسهال عامل مهم مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. تخمین زده می‌شود که سالانه 4 تا 6 میلیون کودک بر اثر بیماری‌های اسهال، جان خود را از دست می‌دهند. اگرچه در برخی موارد بیماری اسهال حاد، بدون هیچ‌گونه درمانی خود به خود بهبود می‌یابد ولی در بسیاری از موارد درمان ضرورت دارد.

اسهال از شایع ترین علائم کلینیکی عفونت قسمت های تحتانی دستگاه گوارش است . سازمان بهداشت جهانی (WHO) اسهال را به صورت دفع مدفوع آبکی یا شل حداقل سه مرتبه در یک دوره ۲۴ ساعته تعریف کرده است.

اسهال را می توان به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی کرد . اسهال حاد شدیدترین نوع اسهال بوده و توسط بسیاری از عوامل عفونی: ویروسی (روتاویروس) ، باکتریایی (اشریشیا کلی ، کمپیلوباکتر ، سالمونلا، شیگلا ، یرسینیا، ویبریوکلر ا، باکترئیدس فراژیلیس و ... )، انگلی (ژیاردیا و انتاموبا هیستولیتیکا ) به وجود می آید و از عوامل اصلی مرگ ومیر در کودکان محسوب می شود . روتاویروس ها و اشریشیاکلی های مولداسهال ، از عمده ترین عوامل ایجادکننده اسهال می باشند.

امروزه با مجهز شدن آزمایشگاه ها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد عوامل اتیولوژیک اسهال قابل شناسایی بوده و با بهبود امکانات بهداشتی ومراقبتی و همچنین تشخیص به هنگام همه گیری ها روبه کاهش می باشد.

در این میان بیشترین توجه بر روی روش های تشخیصی ای می باشد که نسبتا ساده ، ارزان و دقیق باشند . روش های بسیاری پیشنهاد شده است تا هر آزمایشگاه با توجه به امکانات موجود خود بهترین را انتخاب کند . این نکته که اکثر آزمایشگاه ها در فراهم کردن محیط های کشت ، مواد و دستگاه های تشخیصی با مشکل مواجه هستند لزوم تهیه محیط ها و مواد معادل آن را ضروری می سازد.

مهم ترین علت شیوع عفونت های روده ای به ویژه در فصل تابستان استفاده از مواد غذایی مانده، حرارت ندادن کافی غذاهای سرد شده، مصرف زرده تخم مرغ نیم پز و مصرف بستنی ها و آب های

آلوده است. از آنجا که بیماری‌های شایع در ماه‌های گرم سال اغلب هنگام مسافرت و در مکان‌های تفریحی و گردشگری بروز می‌کنند، لذا بهتر است غذاها در منزل تهیه گردند یا از رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌های معتبر خریداری شوند.

غذا باید به طور کامل بپزد و از مصرف غذاهای نیم‌پز همانند بیفتک، کباب و... خودداری شود. ضمن این که حتی‌المقدور سعی شود غذا بلافاصله پس از تهیه، مصرف شده و از استفاده‌ی مجدد در وعده‌های غذایی دیگر پرهیز شود. در غیر این صورت غذای باقی‌مانده در یخچال نگهداری شود و در صورت استفاده مجدد حتماً غذای مصرفی در دمای بالای ۶۰ درجه گرم شود.

جوشاندن آب از مهم‌ترین راه‌ها برای از بین بردن باکتری‌ها و انگل‌ها است و تصریح شده که آب آلوده یکی از مهم‌ترین راه‌های ابتلا به بیماری اسهال در افراد به ویژه کودکان است.

#### مسمومیت‌های غذایی

اغلب متخصصان، شایع‌ترین بیماری‌های فصل گرما را مسمومیت‌های غذایی و در پی آن اسهال و استفراغ می‌دانند. به گفته کارشناسان، این بیماری اغلب کودکان زیر ۵ سال را گرفتار می‌کند.

بر اساس پژوهش‌های به عمل آمده، هر کودک زیر ۵ سال، به طور تقریبی سه بار در سال به بیماری اسهال مبتلا می‌شود که این آمار در برخی مناطق، ۹ بار در سال است.

این پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد کودکان زیر ۵ سال، ۱۵ درصد روزهای زندگی خود را با بیماری اسهال می‌گذرانند و همچنان ۸۰ درصد مرگ و میر کودکان زیر ۲ سال ناشی از اسهال است.

این آمارها به خوبی گویای اهمیت و ضرورت جلوگیری از بیماری‌های شایع فصل تابستان به ویژه اسهال در کودکان زیر ۵ سال است.

اهمیت درمان اسهال از آن روست که باعث از دست رفتن آب بدن و الکترولیت‌ها، بروز سوءتغذیه و در نهایت بیماری‌های عفونی در کودکان می‌شود و آنان را مستعد ابتلا به انواع عفونت‌ها می‌کند

خوشبختانه این بیماری در سال‌های اخیر از طریق مصرف محلول خوراکی او. آر. اس کنترل شده و میزان مرگ و میر کودکان به حداقل رسیده است.

در اسهال حاد که بین ۷ تا ۱۴ روز به طول می‌انجامد، در هر بار مقدار زیادی آب از بدن بیمار دفع شده و مدفوع فرم آبکی دارد، ولی در اسهال مزمن مدفوع کمتر آبکی بوده و خون و بلغم دارد. ضمن این که عامل اسهال حاد، ویروس‌ها و در برخی موارد باکتری‌ها هستند، حال آن که عامل اسهال مزمن، باکتری‌هایی چون آمیب و انگل هستند.

وقتی سطح سواد عمومی بالا می‌رود و مردم نکات آموزشی را مطالعه می‌کنند و پیام‌های بهداشتی به آن‌ها منتقل می‌شود، شاخص‌های بهداشتی ارتقا می‌یابد و بیماری‌های روده‌ای قابل کنترل تر می‌شوند.

بیماری‌های عفونی روده از جمله وبا، اسهال خونی، بیماری‌های انگلی و حصبه از مهم‌ترین بیماری‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته باعث مرگ و میر بسیاری در کشورمان شدند.

مهم‌ترین راه انتقال این بیماری‌ها، عدم رعایت بهداشت فردی و نشستن دست‌ها قبل از غذا است. مردم تصور می‌کنند که آب چاه، برکه، رودخانه‌ها و چشمه‌ها که ظاهر شفاف دارند، برای

نوشیدن مناسب هستند، در حالی که این آب‌ها دارای انواع انگل هستند و خوردن آن‌ها باعث بیماری‌های روده‌ای می‌شود که ممکن است چندین سال علائمی نشان ندهند.

گندزدایی آب در محل مصرف از راه‌های پیشگیری از وباست، به طوری که با استفاده از کلر به موازات تهیه و تدارک مخازن مطمئن می‌توان از آب آشامیدنی سالم استفاده کرد.

گندزدایی آب، یک فرآیند از عملیات تصفیه است که در نتیجه آن باکتری‌های موجود در آب از بین می‌روند. یک فرد می‌تواند با داشتن حداقل یک لیتر آب برای آشامیدن و دو لیتر برای تهیه غذا و مصرف ضروری شستشو در روز، زنده بماند.

سبزیجات و میوه‌های خام باید به دقت شسته و ضدعفونی شوند، در غیر این صورت باعث ابتلا به بیماری‌های روده‌ای می‌گردند. گاهی اوقات می‌بینیم افراد کاهو را بدون این که خوب ضدعفونی کنند، مصرف می‌کنند و این باعث ایجاد بیماری کیست هیداتیک می‌شود.

بیماری‌های فصلی هر ساله آسیب‌های فراوانی را به جامعه وارد می‌سازند، در حالی که در اکثر موارد می‌توان با احتیاط‌ها و پیشگیری‌های ساده، جلوی بروز بسیاری از این بیماری‌ها را گرفت.

به گفته کارشناسان، اسهال و استفراغ حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم، پنجمین علت مرگ و میر به شمار می‌رود. در این زمینه متخصصان نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضد اسهال به ویژه در کودکان هشدار می‌دهند.

### انواع اسهال

افزایش تعداد دفعات و تغییر قوام مدفوع نسبت به حالت همیشگی فرد، یک تعریف کلی از اسهال است. اسهال حاد در فصل گرم سال شایع هستند.



اسهال کمتر از ۱۴ روز جزو اسهال‌های حاد محسوب می‌شوند. در صورتی که اسهال بین ۱۴ روز تا یک ماه به طول بینجامد به عنوان اسهال پایدار و بیش از ۳۰ روز به عنوان اسهال مزمن در نظر گرفته می‌شود.

### اسهال مزمن

علل بروز اسهال مزمن موارد زیر هستند:

سندرم روده تحریک پذیر (IBS)، بیماری التهابی روده (IBD)، بیماری کرون (Crohns) و کولون زخمی (ulcerative colitis) بیماری‌هایی هستند که موجب التهاب روده کوچک و بزرگ و بروز اسهال مزمن می‌شوند. معدودی از بیماری‌های عفونی نیز می‌توانند موجب اسهال مزمن گردند، مثل ایدز.

رشد بیش از حد باکتری‌ها در روده کوچک، سرطان روده بزرگ (کولون)، بیماری‌های غدد مترشحه داخلی مثل پرکاری تیروئید و استفاده نادرست و زیاد از مواد و داروهای ملین نیز از دیگر علل بروز اسهال مزمن هستند.

### اسهال حاد

عوامل عفونی و غیر عفونی از عوامل بروز اسهال حاد هستند. آلرژی نسبت به برخی غذاها از عوامل غیر عفونی اسهال حاد به شمار می‌رود که بدون دخالت عوامل میکروبی بروز می‌کند. همچنین شروع یک بیماری اسهالی با التهاب روده ممکن است با اسهال حاد همراه باشد.

برخی بیماری‌های داخلی مانند پرکاری تیروئید، حساسیت به برخی داروها و حتی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است علائم اسهال حاد را ظاهر کنند.

اسهال عفونی حاد در فصل گرما نسبت به نوع غیر عفونی آن شایع تر است. عوامل باکتریایی، ویروسی و انگلی از علل ایجاد اسهال عفونی حاد هستند.

### اسهال باکتریایی

ضعف عمومی بدن همراه با دل‌درد، استفراغ و افزایش تعداد دفعات اجابت مزاج از علائم کلی اسهال باکتریایی است. همچنین ممکن است مدفوع با خون همراه باشد.

بیشترین تعداد اسهال باکتریایی ناشی از گونه های پاتوژن انتروباکتریاسه ها می باشد.

خانواده انتروباکتریاسه بزرگترین و ناهمگون ترین مجموعه باسیل های گرم منفی هستند که از لحاظ بالینی اهمیت دارند در مجموع ۳۲ جنس و بیش از ۱۳۰ گونه از این خانواده توصیف شده اند. جنس های این خانواده بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی، ساختار آنتی ژنیک و ترادف یابی اسیدهای نوکلئیک طبقه بندی شده اند. این باکتری ها باعث ایجاد بیماری های مختلفی در انسان می شوند.

برخی از ارگانیسم ها مانند سالمونلا تیفی و گونه های شیگلا همیشه مرتبط با بیماری هستند ولی برخی دیگر مانند اشیریشیا کلی، کلبسیلا، پروتئوس و ... به عنوان فلور طبیعی روده بوده و با ایجاد شدن شرایطی مانند کسب ژن های بیماری زا از طریق پلاسمید و باکتریوفاز، به هم خوردگی فلور میکروبی، جابه جایی فلور میکروبی و ... قدرت بیماری زایی را به دست آورده و سبب ایجاد عفونت های فرصت طلب می شوند.

## روش جمع آوری نمونه مدفوع

## محیط انتقال

محیط انتقال کری بلر برای نگهداری و انتقال سالمونلا، شیگلا، اشريشیاکلی، ویبریوکلا، ویبریو پارا همولیتیکوس و یرسینیا انتروکولیتیکا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این محیط باید قبل از استفاده و بعد از تلقیح نمونه به آن در مثبت چهار درجه سانتیگراد نگهداری شود. ( چنانچه محیط تازه تهیه شده باشد باید قبل از استفاده ۱ تا ۲ ساعت خنک شده باشد و در یخچال نگهداری گردد.) این محیط انتقالی پس از آماده سازی حداکثر ۱۸ ماه قابل استفاده است، به شرطی که ، حجم آن کاهش پیدا نکرده و هیچگونه علائم آلودگی و تغییر رنگ مشاهده نشود.

## نمونه گیری

بهتر است نمونه گیری مدفوع، در مراحل اولیه بیماری حداکثر ظرف ۲ تا ۳ روز که عامل بیماری زا به تعداد بیشتری در مدفوع وجود دارد و قبل از درمان آنتی بیوتیکی انجام شود. اصلا نمونه مدفوع ( در صورت قوام دار بودن حداقل ۵ گرم و یا در صورت کاملاً آبکی بودن معادل ۵ )<sup>cc</sup> نسبت به سوآب برتری دارد و حداقل دو نمونه سوآب مقعدی یا سوآب از مدفوع تازه برای هر بیمار جمع آوری و در محیط انتقال کری بلر تلقیح شود .

توجه :به هنگام بروز طغیان حداقل بررسی ۱۰ نمونه بیمار باید صورت پذیرد .

در برخی شرایط سوآب کاربرد بیشتری دارد. به عنوان مثال اگر سریعاً به نمونه مدفوع نیاز باشد و انتقال سریع نمونه به آزمایشگاه با مشکلی همراه گردد، می توان سوآب از مدفوع را تهیه و به

سرعت به آزمایشگاه انتقال داد. سوآب مقعدی برای نمونه برداری پاتوژن هایی مانند شیگلا مناسب است. در اینگونه نمونه برداری ها، انجام صحیح روش بسیار مهم است .

الف) تهیه نمونه مدفوع و سوآب مدفوع :

- برای نمونه مدفوع، از یک ظرف تمیز با اندازه و در مناسب استفاده نمایید .

- در صورت عدم دسترسی به ظروف یکبار مصرف، حتماً از ظرف تمیز استفاده کنید .

- هنگامی که نمونه به آزمایشگاه می رسد لازم است به سرعت آزمایش بر روی آن انجام شود.

( بیشتر از دو ساعت از زمان نمونه گیری نگذشته باشد)

- اگر ناچار به نگهداری نمونه ها بیش از دو ساعت هستید، سوآبی را درون نمونه مدفوع قرار داده و پس از حرکت چرخشی، آن را در یک محیط انتقالی تلقیح کنید .

- اگر مدفوع حالت مخاطی دارد سعی کنید نمونه را همراه مخاط در محیط ترانسپورت تلقیح نمایید .

ب) سوآب مقعدی :

برای نمونه گیری از سوآب پنبه ای سالم استفاده کنید و دقت کنید که پنبه سر آن کنده نشده باشد. ابتدا سوآب را با فروکردن در محیط ترانسپورت استریل مرطوب کرده و سپس به اندازه ۲/۵ تا ۳/۵ سانتی متر داخل اسفنکتر رکتوم نموده و بچرخانید و بیرون بکشید. با توجه به تغییر رنگ پنبه ی سر سوآب، مطمئن شوید سوآب به مدفوع آغشته است. تعداد سوآب مورد نیاز بستگی به تعداد عوامل پاتوژن مورد مطالعه دارد معمولاً حداقل ۲ سوآب باید تلقیح شود. در

موارد نمونه‌گیری اسهال‌های ناشی از باکتری‌های مهاجم مانند شیگلا به هنگام تهیه سوآب مقعدی، ساییدن سوآب به مخاط انتهایی روده جهت جمع‌آوری نمونه بسیار پر اهمیت است .

ج) تلقیح به محیط انتقال :

در صورتی که ناچار به تلقیح نمونه پس از دو ساعت شدید لازم است نمونه‌ها را در یخچال و یا در محیط‌های انتقالی جهت بقاء بیشتر قرار دهید. محیط انتقالی تلقیح شده نیز باید در سرما نگهداری شود. زیرا این شرایط برای پاتوژن‌هایی مانند شیگلا و کامپیلوباکتر بسیار مهم است. البته بیشتر عوامل پاتوژن بااستثناء این دو ارگانیسم، قابلیت زنده ماندن برای مدتی در محیط انتقالی، در دمای محیط را دارند ( حداکثر یک هفته ). هنگامی که نمونه‌ها در محیط انتقالی قرار داده شده و نیاز به نگهداری آنها برای مدت بیشتری است، لازم است آنها را در یخچال یا فریزر نگهداری کنید .

برای تلقیح نمونه به محیط انتقالی کری‌بلر :

- سوآب مدفوع یا مقعدی را به ته لوله حاوی محیط وارد کنید .

- پس از قراردادن سوآب در لوله، قسمت چوبی بیرون از لوله را بشکنید .

- در لوله را کاملاً ببندید .

-نمونه‌ها را داخل یخچال نگهداری کنید و اگر امکان گذاردن در یخچال وجود ندارد، محیط

انتقال حاوی سوآب را در مکانی خنک و دور از نور جهت پایین نگاه داشتن دما قرار دهید .

توجه: محیط انتقال حاوی سوآب مدفوع یا مقعد را می توان حداکثر ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دمای یخچال مثبت چهار درجه سانتیگراد نگهداری نمود. در صورت عدم انتقال نمونه ظرف مدت تعیین شده به آزمایشگاه ، آنها را ترجیحاً در فریزر منفی ۲۰ درجه سانتی گراد و یا در صورت عدم دسترسی در فریزرهای خانگی ( حدود منفی ۱۵ تا منفی ۱۸ درجه سانتی گراد می باشند ) قرار دهید .

#### انتقال نمونه

به دقت لوله های حاوی نمونه را بیوشانید و سپس در جعبه ای که به هنگام ارسال شکسته نشود، بسته بندی کنید. در صورت ارسال با پست مقررات بین المللی را در نظر بگیرید. از دو بسته بندی استفاده نمایید: بسته درونی ( غیر قابل نفوذ) و بسته بیرونی که از شکستن لوله ها جلوگیری می نماید. بر روی هر لوله ، اطلاعات مربوط به هر بیمار را ثبت کنید.

جهت انتقال امن و ایمن نمونه های زیستی باید از ظرف های سه لایه استاندارد که در اختیار آزمایشگاه های بهداشتی و گروه مبارزه با بیماری ها قرار دارد استفاده کنید.

ارسال نمونه درون هر ظرف دیگری بغیر از ظرف فوق موجب ایجاد خطر انتقال عوامل عفونی به صورت ناخواسته در جامعه افراد سالم شده و چه بسا ممکن است موجب ایجاد طغیان شود.


لذا جهت جلوگیری از نشت عوامل میکروبی در جامعه و همچنین افراد سالم از نظر وجود تابلو علامت بیماری های عفونی، لازم است شرایط و استاندارد انتقال امن و ایمن نمونه های زیستی توسط کارکنان کلیه آزمایشگاه ها رعایت شود.

دستور العمل انتقال امن و ایمن نمونه های زیستی توسط اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت تدوین و بازنگری می شود.

لذا لازم است از آخرین دستور عمل تهیه شود توسط اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت استفاده شود. این فرآیند ها به تفصیل در جزوه پیش رو آورده شده است.

استفاده و بکارگیری روش های کنترل کیفی موجب کسب نتایج دقیق و قابل اطمینان از عملکرد بخش میکروپ شناسی می باشد.

لازم به ذکر است کنترل کیفی برای آزمایشگاه هزینه نیست بلکه ابزاری برای کاهش هزینه است چراکه با کاستن از تکرار انجام آزمایش و یا نمونه گیری، کاهش هزینه در مصرف کیت و ملزومات مصرفی آزمایشگاه ایجاد می گردد.

صفحه 1 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

### مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

نتایج آزمایش‌ها تحت تاثیر متغیرهای گوناگونی است که شناسایی آن‌ها و به دنبال آن استاندارد نمودن روش‌های آزمایشگاهی جهت تفسیر و استفاده بهینه از داده‌های آزمایشگاهی ضروری است. این متغیرها شامل مراحل قبل از، حین و پس از آزمایش می‌باشند. در سال‌های اخیر با توجه به تأکید بر اجرای روش‌های کنترل کیفی در کلیه بخش‌های آزمایشگاه در مرحله حین آزمایش و به دنبال آن برگزاری دوره‌های آموزشی در این خصوص، خطاهای حین آزمایش به حداقل رسیده است و لذا تأثیر متغیرهای قبل و بعد از آزمایش بسیار پررنگ شده است. با توجه به اهمیت متغیرهای قبل از آزمایش در اینجا سعی شده است مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کاربردی در خصوص مدیریت نمونه بیان گردد که این موارد شامل: نحوه جمع‌آوری انواع نمونه‌های بالینی، شامل خون و سایر مایعات بدن، آماده‌سازی نمونه، جابه‌جایی و نقل و انتقال نمونه، شرایط نگهداری و موارد رد نمونه می‌باشد.

بدیهی است رعایت موارد ذکر شده در این مجموعه، در به حداقل رساندن عواملی که می‌تواند نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار دهد، کمک شایانی خواهد نمود.

کیفیت نتایج آزمایش‌هایی که در آزمایشگاه انجام می‌شود، هم ارزش نمونه‌هایی است که مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

مدیریت نمونه‌های آزمایشگاهی به‌عنوان بخشی از فرآیند قبل و پس از انجام آزمایش تأثیر به‌سزایی در تشخیص، پیگیری و درمان بیماران داشته و در حوزه‌های زیر قابل بحث می‌باشد:

- نقش کلیدی در سحت تشخیص آزمایشگاهی
- تأثیر در روند مراقبت از بیمار
- تأثیر در تصمیم‌گیری بالینی پزشک
- تأثیر در مدت زمان بستری شدن بیمار در بیمارستان و به‌دنبال آن، هزینه‌های بستری و آزمایشگاه
- تأثیر بر کارایی آزمایشگاه


اثرات ناشی از نمونه‌های نامناسب و عدم صحت نتایج آزمایش بر روی این نمونه‌ها:

- تاخیر در گزارش نتایج آزمایش‌ها
- نمونه‌گیری‌های غیر ضروری
- کاهش رضایت مندی مراجعین
- افزایش هزینه بیمار، آزمایشگاه و بیمارستان
- تشخیص‌ها و درمان غلط، طولانی شدن مدت بستری
- آسیب و احتمال مرگ

مدیریت نمونه‌های آزمایشگاهی در فرآیند قبل از انجام آزمایش:


درخواست آزمایش، شناسایی بیمار، نحوه جمع‌آوری انواع نمونه‌های کلینیکی، آماده‌سازی نمونه، جابه‌جایی و نقل انتقال نمونه، معیارهای رد نمونه، شرایط نگهداری و ارجاع نمونه در فرآیند بعد از انجام آزمایش، نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش و امحاء نمونه را شامل می‌شود. هر یک از این مراحل فوق‌الذکر نیاز به مدیریت داشته، سیاست آزمایشگاه باید در این خصوص تعریف گردد.



صفحه 2 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

#### ♦ فرآیند قبل از آزمایش

- درخواست آزمایش / شناسایی بیمار
- درخواست آزمایش باید از نظر قابلیت پذیرش و انجام بررسی شود. هر آزمایشگاه باید فهرست آزمایش های قابل انجام خود را تهیه و در اختیار مسئول پذیرش قرار دهد. همچنین باید از هویت بیمار قبل از پذیرش، اطمینان حاصل گردد و انطباق مشخصات برگه درخواست آزمایش با مشخصات بیمار صورت گیرد.
- نحوه جمع آوری انواع نمونه های کلینیکی
- هر آزمایشگاه با توجه به دامنه فعالیت خود باید دستورالعمل نحوه جمع آوری نمونه های کلینیکی را تهیه و در اختیار کارکنان آزمایشگاه قرار دهد. این دستورالعمل شامل موارد زیر می باشد:
  - نحوه اطمینان از هویت بیمار
  - شرایط مربوط به آماده سازی بیمار قبل از نمونه گیری
  - نمونه مورد نیاز در خصوص انواع آزمایش ها
  - ظروف جمع آوری نمونه، نوع ضد انعقاد، حجم نمونه
  - مشخصات برجسب نمونه، همچنین برجسب گذاری باید به نحوی باشد که امکان ردیابی نمونه به سهولت امکان پذیر باشد.
  - شرایط نگه داری نمونه قبل از انجام آزمایش
- ردیابی نمونه
- اطلاعات زیر جهت ردیابی کامل نمونه در آزمایشگاه مورد نیاز است که به صورت دستی یا نرم افزار باید ثبت شود:
  - شماره آزمایش
  - نام و نام خانوادگی بیمار
  - زمان نمونه گیری: روز - ساعت - دقیقه
  - نوع نمونه
  - آزمایش های انجام شده
  - نام پزشک
  - بخش موقعیت بیمار: بخش - کلینیک ...
  - نتایج آزمایش ها
  - تاریخ و ساعت جواب آزمایش
- ذخیره سازی نمونه
- تدوین سیاست آزمایشگاه در مورد ذخیره سازی نمونه شامل موارد زیر است:
  - تعیین نمونه هایی که باید نگه داری شوند.
  - مدت زمان نگه داری
  - محل نگه داری
  - شرایط مناسبی که نمونه باید در آن نگه داری شود (درجه حرارت مناسب)
  - کنترل مرتب نمونه ها از نظر تعداد موارد یخ زدن / آب کردن (Freeze/thaw) نمونه
  - چیدمان منظم نمونه ها در محل مورد نگه داری (یخچال) مثلا بر اساس شماره پذیرش یا روز پذیرش نمونه ها
  - برنامه زمان بندی جهت کنترل دوره ای نمونه ها
  - برقرار نمودن روشی جهت ردیابی نمونه

صفحه 12 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

•• برای تسریع در عمل خشک شدن می‌توان از پنکه استفاده نمود (نباید از شعله یا منابع دیگر حرارتی استفاده شود).  
 •• در مناطقی که رطوبت بالا است استفاده از گرمخانه  $25^{\circ}\text{C}$  جهت خشک نمودن لامها پیشنهاد می‌گردد.

### ادرار

نمونه ادرار برای بررسی‌های شیمیایی، سلول‌شناسی و میکروب‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه نمونه‌گیری و ظروف جمع‌آوری ادرار از عوامل مهم در کیفیت نمونه می‌باشد. نمونه ادرار باید در ظرف تمیز دهان گشاد با قطر حداقل ۱۰ سانتی‌متر، با اندازه مناسب و غیر قابل نشت، جمع‌آوری گردد. بهتر است ظرف جمع‌آوری ادرار یکبار مصرف بوده و درغیر این صورت غاری از هرگونه آلودگی با مواد شوینده باشد. قابل ذکر است که نمونه ادرار نباید به مدفوع آلوده باشد. جهت کشت ادرار ظرف نمونه باید حتماً استریل باشد. برای نمونه‌گیری از نوزادان و اطفال باید از کیسه‌های ادراری استفاده شود.

جهت بررسی‌های معمول و میکروبیولوژیک نمونه ادرار باید حداکثر تا دو ساعت پس از جمع‌آوری (در دمای اتاق) مورد بررسی قرار گیرد. پس از این مدت ترکیبات شیمیایی ادرار تغییر کرده و عناصر تشکیل دهنده آن شروع به تخریب می‌کنند. سیلندرها، گلبول‌های قرمز و گلبول‌های سفید در نمونه‌های با وزن مخصوص پایین و PH قلیایی بسیار مستعد لیز هستند.

هنگامی که ارزیابی سلولی سدیمان ادراری مدنظر است باید مراحل آماده‌سازی ادرار هرچه سریع‌تر صورت گیرد. جهت تهیه رسوب ادرار باید نمونه در ظروف درپوش‌دار به مدت ۵ دقیقه در  $400\text{g}$  سانتریفیوژ گردد. در بررسی‌های میکروبیولوژیک در صورتی که نتوان نمونه را به سرعت به آزمایشگاه منتقل نمود و آزمایش گردد می‌توان آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای  $4-8^{\circ}\text{C}$  نگهداری کرده و با می‌توان از نگهدارنده‌های باکتریواستاتیک نیز استفاده نمود.

ظرف محتوی نمونه باید به‌درستی برچسب‌گذاری شود. اطلاعات مورد نیاز شامل: نام بیمار، زمان نمونه‌گیری، نام نگهدارنده، در موارد خاصی ذکر نوع نمونه (کانتیر ...) می‌باشد. همچنین در صورتی که نمونه از محل دیگری ارسال گردد باید نحوه نگهداری و زمان دریافت نیز ذکر گردد.


حداقل حجم مورد نیاز جهت بررسی‌های معمول کمی و کیفی ادرار به‌طور متوسط ۱۲ میلی‌لیتر است، البته در اطفال و نوزادان ممکن است حجم کمتر نیز مورد بررسی قرار گیرد، ولی باید حتماً در برگه گزارش ذکر گردد.

### • انواع مختلف جمع‌آوری ادرار و موارد استفاده آن

- ۱- ادرار اتفاقی جهت بررسی شیمیایی کیفی و نیمه کمی
- ۲- اولین ادرار صبحگاهی (ادرار ۸ ساعته) جهت بررسی اجزای سلولی، سیلندر و کست
- ۳- دومین ادرار صبحگاهی (۷-۱۰ صبح) جهت بررسی‌های کمی
- ۴- ادرار با زمان مشخص مثلاً ادرار ۲۴ ساعته جهت بررسی‌های کمی
- ۵- ادرار تمیز (ادرار میانی، کانتیر و سوپراپوبیک)

### • ادرار اتفاقی

این نمونه جهت آزمون غربالگری روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هر موقع از روز قابل جمع‌آوری می‌باشد. ولی زمان نمونه‌گیری باید روی ظرف درج گردد. بهتر است قبل از جمع‌آوری ادرار فرد چند ساعت ادرار خود را تخلیه نکرده باشد. برای این منظور اولین ادرار صبحگاهی به‌دلیل غلظت مناسب و PH پایین مناسب‌تر است.

صفحه 13 از 26	<b>دستورالعمل</b> <b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
---------------	---	---

• ادرار صبحگاهی (ادرار ۸ ساعته)

این نمونه معمولا در اول صبح پس از بیدار شدن فرد جمع‌آوری می‌گردد. این نمونه جهت بررسی پروتئین‌اوری اورتواستاتیک مناسب است. ابتدا شب قبل از خواب ادرار تخلیه شده و نمونه صبح پس از بیدار شدن فرد جمع‌آوری می‌گردد. در صورت تخلیه ادرار در طول شب، باید در ظرف جمع‌آوری نمونه ریخته شود.

• ادرار زعان‌دار

این نمونه در یک زمان مشخص در طول شبانه روز تهیه می‌گردد، مثلا نمونه ناشتا، دو ساعت پس از غذا یا بلافاصله پس از مساجز پروستات

• ادرار ۲۴ ساعته

به‌دلیل تغییرات دوره‌ای ترشح مواد در ادرار، در بعضی مواقع نیاز است که ادرار ۲۴ ساعته جمع‌آوری گردد. به‌عنوان نمونه می‌توان از کاتکول آمین‌ها، ۱۷ هیدروکسی استروئید و الکترولیت‌ها نام برد که پایین‌ترین غلظت آن‌ها در صبح و بالاترین غلظت این ترکیبات در ظهر یا کمی پس از آن می‌باشد.

• جمع‌آوری نمونه: ظرف نمونه باید پلاستیکی و دهان گشاد به گنجایش تقریبی ۳ لیتر باشد. جهت جمع‌آوری نمونه ادرار ۲۴ ساعته ابتدا اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شده و در طی ۲۴ ساعت بعدی ادرار در ظرف نمونه‌گیری جمع‌آوری می‌شود به‌طوری که آخرین نمونه جمع‌آوری شده، اولین نمونه صبحگاهی روز بعد (در همان ساعت اولین نمونه تخلیه شده روز قبل) باشد. بر روی برجسب روی ظرف محتوی نمونه علاوه بر نام و نام خانوادگی باید تاریخ، ساعت شروع و پایان نمونه‌گیری نیز یادداشت گردد و در صورت استفاده از ماده نگاه‌دارنده درج نام ماده نیز ضروری است. در طول مدت جمع‌آوری، ظرف نمونه باید در یخچال یا درون یخ نگه‌داری شود. ممکن است جهت ادرار ۲۴ ساعته از مواد نگاه‌دارنده استفاده گردد که با توجه به خطر زیستی این مواد، باید هشدارهای لازم به بیمار داده شود.

• ادرار تمیز


جهت بررسی‌های باکتری‌شناسی از نمونه ادرار تمیز استفاده می‌شود.

• نحوه جمع‌آوری نمونه

بیمار ابتدا دست‌های خود را با آب و صابون شسته و سپس ناحیه تناسلی خود را با پنبه آغشته به آب و صابون تمیز می‌نماید، بخش اول ادرار را دور ریخته و بخش میانی ادرار را با رعایت شرایط استریل در درون ظرف جمع‌آوری ادرار می‌ریزد و سپس بقیه ادرار را دور می‌ریزد.

• ادرار تهیه شده توسط کاتشر و فوق‌عانه (سوپراپوبیک) نیز از روش‌هایی هستند که جهت جمع‌آوری ادرار استریل در مواقع خاص و با درخواست پزشک تهیه می‌شوند.

• جهت نمونه‌گیری از نوزادان و اطفال باید از کیسه جمع‌آوری ادرار استفاده نمود. در صورتی که بیمار در خواست کشت ادرار نیز داشته باشد، باید نواحی شرمگاهی و پرینه‌ال قبل از وصل کردن کیسه ادرار با آب و صابون شسته شود قابل ذکر است که کیسه ادرار باید هر ۱۵ دقیقه کنترل شده و پس از جمع‌آوری ادرار باید در ظرف دیگری نگه‌داری شود.

صفحه 14 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

#### • مواد نگهدارنده ادرار

مواد نگهدارنده جهت نگهداری ادرار بیش از ۲ ساعت، بررسی ترکیبات ناپایدار در ادرار و پایداری نمونه جهت مطالعات میکروبیولوژیک کاربرد دارد.


نگهدارنده های رایج اسید استیک، اسید بوریک و اسید کلریدریک ۶ نرمال می باشند. این ترکیبات توکسیک بوده و دارای خطر زیستی می باشند. همچنین به دلیل امکان پاشیده شدن ادرار به هنگام تخلیه در ظرف، بهتر است ابتدا نمونه در ظرف دیگری جمع آوری شده و سپس به ظرف اصلی حاوی ماده نگهدارنده منتقل گردد.

#### ➤ نگهداری و انتقال نمونه

- جهت انتقال نمونه باید درب ظرف کاملاً محکم باشد تا امکان نشت نمونه به خارج از ظرف و محیط اطراف به حداقل برسد (در صورت امکان جهت انتقال می توان ظرف نمونه را درون ظرفی دیگری قرارداد).
- نمونه ادرار باید در سریع ترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شده و حداکثر در ظرف ۲ ساعت در دمای اتاق بررسی گردد. در غیر این صورت باید نمونه پس از جمع آوری در یخچال نگهداری شود (دمای  $4^{\circ}\text{C}$  - $8^{\circ}\text{C}$ ).
- در بررسی های میکروبیولوژیک در صورتی که نتوان نمونه را به آزمایشگاه منتقل نمود و مورد بررسی قرارداد تمهیدات زیر باید صورت گیرد:
- \*\* نمونه را می توان به مدت ۲۴ ساعت در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  - $8^{\circ}\text{C}$  تا قبل از کشت نگهداری نمود.
- \*\* می توان قسمتی از نمونه ادرار را جهت بررسی های بیوشیمیایی در ظرف دیگری که حاوی نگه دارنده باکتریو استاتیک است، نگهداری نمود.

#### مدفوع

- مدفوع نمونه مناسبی جهت تشخیص عوامل پاتوژن مولد اسهال باکتریایی، ویروسی و انگلی است. نمونه گیری در زمان مناسب (عوامل ویروسی تا ۴۸ ساعت و عوامل باکتریایی تا ۴ روز از زمان شروع اسهال)، نحوه انتقال نمونه و شرایط بیمار در هنگام نمونه گیری از عواملی هستند که رعایت آن ها در شناسایی عامل پاتوژن بسیار کمک کننده است. جهت جمع آوری نمونه مدفوع باید مواردی را در نظر داشت که به برخی از آن ها در زیر اشاره می گردد:
- \*\* بیمار نباید از ۱۵ روز قبل از نمونه گیری آنتی بیوتیک (نظیر تتراسایکلین و سولفانامید)، داروهای ضد تک تاخته، بیسموت، سولفات باریم، ترکیبات کاتولین، روغن کرچک، هیدروکسید منیزیم یا هرگونه داروی ملین مصرف کرده باشد.
- \*\* تعداد دفعات نمونه گیری بر اساس درخواست پزشک می باشد.
- \*\* در صورت مشکوک بودن به عوامل باکتریایی سه نمونه در فاصله سه روز و در خصوص عوامل انگلی ۳ نمونه که در طول ۱۰ روز جمع آوری شده مناسب است.
- \*\* نباید در یک روز بیش از یک نوبت نمونه از بیمار گرفته شود.
- \*\* نمونه گیری در بیمارانی که بیش از سه روز بستری شده اند توصیه نمی شود.
- \*\* در نوزادان و اطفال می توان از سواپ رکتال در محیط انتقالی استفاده نمود ولی این کار معمولاً برای تشخیص ویروس ها و عوامل انگلی پیشنهاد نمی شود.

صفحه 15 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

• نمونه‌گیری جهت عوامل باکتریایی مولد اسهال

\* نمونه مدفوع: حداقل ۵ گرم مدفوع باید در ظرف در بیج‌دار نمیز، عاری از مواد ضدعفونی‌کننده و یا شوینده جمع‌آوری گردد.

\* سوآب مقعدی: سوآب را با فروبردن در محیط انتقالی سترون، مرطوب کرده به اندازه ۲-۳ سانتی‌متر در داخل اسفنجتر رکتوم فرو برده و بچرخانید. سوآب را بیرون کشیده پس از اطمینان از آغشتگی به مدفوع، سریعاً به داخل محیط انتقال (کری پلر) فرو برید. سپس لوله‌های انتقال را در یخچال یا یخدان قرار دهید.  
در موارد اسهال ناشی از باکتری‌های مهاجم مانند شیگلا، ساییدن سوآب به مخاط انتهایی روده جهت جمع‌آوری نمونه بسیار مهم است.

\* سوآب مدفوع: در صورت لزوم به نگهداری نمونه مدفوع بیش از ۲ ساعت، مقدار اندکی از مدفوع و هرگونه بلغم یا تکه‌های مخاط پوششی روده را با فروکردن سوآب سر پنبه‌ای یا سر پلی‌استری به‌درون مدفوع سریعاً به لوله حاوی محیط انتقالی تلقیح کنید و در یخچال یا یخدان قرار دهید.

• محیط‌های انتقالی

•• کری پلر: این محیط برای انتقال بسیاری از عوامل بیماری‌زا کاربرد دارد. این محیط نیمه جامد بوده، حمل و نقل آن آسان و پس از تهیه تا یکسال در دمای اتاق قابل نگهداری است (به شرطی که حجم آن کاهش نیافته، علائم آلودگی و تغییر رنگ در آن مشاهده نگردد).

•• آب پیپتونه فلیپایی (Alkalane Peptone Water=APW): این محیط را می‌توان را برای انتقال و بیبریو استفاده نمود ولی این محیط نسبت به کری پلر برتری ندارد و فقط در صورت عدم دسترسی به محیط کری پلر باید مورد استفاده قرار گیرد (در صورتی که کشت بیش از ۶ ساعت از زمان نمونه‌گیری به تعویق نیفتد نباید از این محیط استفاده گردد). محیط فوق در دمای ۴°C تا ۶ ماه قابل نگهداری است.


•• سالیین گلیسرول بافره (Buffered Glycerol Saline=BGS): این محیط برای شیگلا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای انتقال و بیبریو مناسب نمی‌باشد. این محیط مایع بوده، لذا در حمل آن باید دقت شود. همچنین تا ۱ ماه پس از تهیه قابل استفاده است.

➤ نگهداری:

•• نمونه‌های مدفوع حداکثر تا ۲ ساعت در یخچال قابل نگهداری است. نمونه‌هایی را که نمی‌توان به فاصله ۲ ساعت از نمونه‌گیری کشت داد، باید در محیط انتقالی قرار داده و سریعاً در یخچال نگهداری نمود.

•• محیط انتقالی حاوی سوآب مدفوع یا مقعد را می‌توان حداکثر ۴۸-۷۲ ساعت در دمای ۴°C نگهداری کرد. در غیر این صورت این محیط می‌بایست ترجیحاً در دمای (-۷۰°C) و یا در صورت عدم دسترسی، در دمای (-۲۰°C) قرار داد (یا حداقل در فریزرهای خانگی نگهداری شود).

•• نمونه‌های مدفوع که از بیماران مبتلا به وبا گرفته می‌شود و در محیط انتقالی قرار می‌گیرد نیازی به نگهداری در دمای یخچال ندارند، مگر آن که نمونه‌ها در معرض دمای بالا (بیش از ۴۰°C) قرار داشته باشند.

صفحه 16 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

• نمونه‌گیری جهت عوامل انگلی

➤ جمع‌آوری نمونه

- برای انجام این آزمایش حداقل ۵ گرم مدفوع در ظرف دهان گشاد در پیچ‌دار تمیز و خشک مورد نیاز است. (در صورت آیکی بودن مدفوع معادل ۵ سی‌سی).
  - در صورتی که نتوان فاصله زمانی مناسب بین جمع‌آوری نمونه تا انجام آزمایش را رعایت نمود باید نمونه در ماده نگهدارنده جمع‌آوری شود (بک قسمت مدفوع و سه قسمت ماده نگهدارنده فرمالین ۱۰٪).
  - باید توجه داشت که بررسی خصوصیات ظاهری نمونه در نمونه تازه صورت می‌گیرد.
  - نمونه مدفوع نباید با گرد و خاک، آب و ادرار آلوده گردد. زیرا آلودگی انتقالی با خاک و آب ممکن است باعث آلودگی نمونه یا ازگتسیم‌های دارای زندگی آزاد شود. ادرار نیز سبب تخریب تروفوزوئیت‌ها می‌شود. ترجیحاً نباید نمونه از کاسه توالت جمع‌آوری گردد.
  - چون مرحله تروفوزوئیت نگ پخته خیلی زود از بین می‌رود، ثبت تاریخ و ساعت نمونه‌گیری ضروری است.
- نگهداری
- نمونه باید هر چه سریع‌تر به آزمایشگاه ارسال گردد. در صورت تاخیر بیش از ۲ ساعت، نمونه در محل خنک (ترجیحاً در یخچال) نگهداری شود.
- توجه: جهت آزمایش‌های شیمیایی (مانند خون در مدفوع) به ۵۰ گرم مدفوع نیاز می‌باشد.

مایع مغزی نخاعی (CSF) Cerebro-Spinal Fluid

جمع‌آوری مایع مغزی نخاعی توسط پزشک و به روش پونکسیون نخاعی (Lumber Puncture=LP) و به صورت کاملاً استریل انجام می‌گیرد.


معمولاً مایع جهت آزمون‌های شیمیایی، میکروبیولوژیک و آنالیز سلولی در ۳ تا ۴ لوله جمع‌آوری می‌شود. جهت آزمون‌های باکتری‌شناسی نمونه باید در لوله درپوش‌دار و استریل جمع‌آوری گردد. لوله‌ها بر اساس ترتیب جمع‌آوری برجسب‌گذاری می‌شوند (لوله شماره ۱ جهت آزمایش‌های بیوشیمیایی، لوله شماره ۲ جهت آزمایش‌های میکروب‌شناسی، لوله شماره ۳ جهت بررسی سلولی).

جهت جمع‌آوری نمونه نیازی به ماده ضد انعقاد نمی‌باشد زیرا مایع مغزی نخاعی لخته نمی‌شود، مگر آن که نمونه‌گیری همراه با صدمه باشد (نمونه‌گیری تروماتیک).

الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع مغزی نخاعی در جدول ۱-۳ بیان شده است.

جدول ۱-۳: الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع مغزی - نخاعی

ملاحظات	حجم مورد نیاز	ضد انعقاد	نوع بررسی
لوله شماره ۱			آزمون بیوشیمیایی (پروتئین، قند)
در صورت نمونه‌گیری تروماتیک شمارش سلولی نیز از لوله شماره ۱ صورت می‌گیرد.	۳-۵	-	
لوله شماره ۲	۳-۵	-	کشت و رنگ‌آمیزی گرم
لوله شماره ۳ یا ۴	۳-۵	-	شمارش سلولی و تشخیص افتراقی
لوله شماره ۴	۳-۵	-	سایر بررسی‌ها (سیتولوژی)

ص ۱۷ از ۲۶	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

نمونه باید در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد. دزتراسیون سلولی در طی یک ساعت اتفاق می افتد. لذا حداکثر زمان گردش کاری نباید بیش از ۱ ساعت به طول انجامد. نقل و انتقال نمونه در دمای اتاق صورت می گیرد. جهت آزمون های باکتریولوژیک نباید نمونه در یخچال نگهداری شود. از قرار دادن نمونه در معرض نور خورشید و گرما باید خودداری نمود. در صورت نیاز به حمل نمونه تا مسافت دور، استفاده از یخدان ضروری است. در این صورت نمونه تا ۳ ساعت پایدار می باشد. جهت نگهداری طولانی مدت، نمونه ابتدا سانتریفیوژ شده پس از جداسازی سلول ها، مایع رویی در ظرف دربوش دار شیشه ای یا پلی پروپیلن در دمای ( $-70^{\circ}\text{C}$ ) قابل نگهداری است. جهت مطالعات سیتولوژیک رسوب CSF باید بلافاصله پس از جمع آوری به وسیله سانتریفیوژ مخصوص (۲۰ دقیقه در  $180g$ ) تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود.


#### مایع سروز

مایعات سروزی نظیر مایع جنب و صفاق را می توان در یک لوله جمع آوری و سپس در محل نمونه گیری یا آزمایشگاه به لوله های مختلف و با حجم های کمتر تقسیم نمود. قابل ذکر است که نمونه قبل از تقسیم و شمارش سلولی باید کاملاً مخلوط گردد. EDTA ضد انعقاد پیشنهادی در خصوص شمارش و افتراق سلولی است. جهت شمارش و افتراق سلولی، نمونه ها تا ۲۴ ساعت در دمای  $2-6^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری هستند. در خصوص بررسی های میکروبی نمونه باید در ظرف استریل جمع آوری گردد. جهت بررسی سیتولوژی ممکن است نمونه در حجم های متفاوت به آزمایشگاه ارسال گردد (۱۰۰-۱۵ میلی لیتر) ولی حجم پیشنهادی ۵۰ میلی لیتر است و نیاز به استفاده از لوله های استریل و ماده ضد انعقاد نیز نمی باشد. البته می توان از هپارین و EDTA هم استفاده کرد. الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روی مایع سروز در جدول ۲-۳ بیان شده است.

جدول ۲-۳: الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روی مایع سروز

نوع بررسی	شد انعقاد	حجم مورد نیاز (میلی لیتر)
اندازه گیری پروتئین توتال، لاکتات دهیدروژناز، گلوکز و آمیلاز	هپارین یا بدون ضد انعقاد	۵-۸
کشت و رنگ آمیزی گرم	سدیم پلی سولفات (SPS) یا بدون ضد انعقاد یا ضد انعقاد بدون اثر باکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی	۸-۱۰
شمارش سلولی (گلبول قرمز و سفید) و تشخیص افتراقی	EDTA	۸-۱۰
کشت باکتری اسید فست	SPS یا بدون ضد انعقاد یا ضد انعقاد بدون اثر باکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی	۱۵-۵۰
رنگ آمیزی PAP- بلوک سلولی	بدون ضد انعقاد هپارین یا EDTA	۱۵-۵۰

مایعات سروزی باید در اسرع وقت و در دمای اتاق به آزمایشگاه منتقل شوند. بررسی های سیتولوژی نیز باید هر چه سریع تر صورت گیرند، و در صورت نیاز می توان نمونه را در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  و بدون ماده تثبیت کننده تا چند روز نگهداری نمود.

صفحه 18 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

#### مایع سینوویال

حجم نمونه جهت بررسی های آزمایشگاهی بسته به اندازه مفصل و نوع مایع تجمع یافته در مفصل متفاوت است. معمولا حجم ۳-۵ میلی لیتر ایده‌آل است. در مقاصد کوچک ممکن است این مقدار نمونه قابل تهیه نباشد، لذا حجم کمتر نیز قابل قبول است. قابل ذکر است که نمونه قبل از بررسی های آزمایشگاهی باید به خوبی مخلوط گردد. در بعضی از مراجع ذکر شده که ضد انعقاد لیتمیم هیارین و EDTA به دلیل ایجاد کریستال در نمونه و امکان اشتباه با کریستال های پاتولوژیک، نباید مورد استفاده قرار گیرد. نقل و انتقال نمونه باید در دمای اتاق صورت گیرد. الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال در جدول ۳-۳ بیان شده است.

#### جدول ۳-۳: الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال

نوع بررسی	ضد انعقاد	حجم مورد نیاز (میلی لیتر)	ملاحظات
شمارش سلولی و تشخیص انفراقرصی، کریستال‌ها انگلوزیون‌ها	هیارین-EDTA	۳-۵	بر روی حجم کمتر (چندین قطره) نیز قابل انجام است
گلوکز پروتئین	فلوراید یا بدون ضد انعقاد بدون ضد انعقاد	۳-۵ ۳-۵	ترجیحا ۸ ساعت ناشتایی
CH50	بدون ضد انعقاد	۳-۵	در صورت عدم انجام سریع آزمایش نمونه منجمد گردد
C3, C4	بدون ضد انعقاد یا EDTA		نیاز به ۱ میلی لیتر نمونه است.
کشت	SPS، بدون ضدانعقاد یا ضد انعقاد بدون الیباکتربوسییدی و باکتریولستاتیکی	۳-۵	نیاز به لوله استریل است.

#### نمونه های دستگاه تنفسی


بهترین زمان جمع آوری نمونه در اکثر عفونت های تنفسی در طول ۳ روز اول ایجاد علائم بیماری می باشد. نمونه ها بسته به محل عفونت، از قسمت فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی جمع آوری می شوند. عوامل بیماری زای دستگاه تنفسی فوقانی (ویروسی و باکتریایی) در نمونه های گرفته شده از قسمت نازوفارنژال گلو و عوامل بیماری-زای دستگاه تنفسی تحتانی در نمونه خلط قابل بررسی هستند. کشت ارگانسیم هایی نظیر لژیونلا مشکل است لذا بهتر است که تشخیص بر اساس شناسایی آنتی ژن های جدا شده از ادرار باشد. در صورت شک به التهاب حاد اینگلوت، نمونه گیری از گلو یا فارتزئال نباید صورت گیرد زیرا استفاده از این شیوه ممکن است سبب انسداد شدید تنفسی شود. معمولا التهاب اینگلوت به وسیله رادیوگرافی گردن تایید می گردد ولی عوامل اینولوژیک ایجاد کننده آن ممکن است از کشت خون هم جدا گردند.

#### • دستگاه تنفسی فوقانی

#### \*\* نمونه برداری از گلو و لوزه ها

از بیمار خواسته می شود تا دهان خود را باز نماید و با آبلانگ زبان وی را به پایین فشار داده، برای مشاهده تواجی ملتهب و آگزودا از چراغ قوه استفاده می شود. سوآب استریل داکرونی یا آلزینات کلسیم را چندین بار بر روی تواجی



صفحه 19 از 26	<b>دستور العمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

ملتهب و آگزودای حلق می کشیم. باید توجه شود که سواب با سطح داخلی حفره دهانی تماس پیدا نکند. چنانچه سواب در طی ۱-۲ ساعت پس از نمونه گیری مورد آزمایش قرار نگیرد در یک لوله استریل درپوش دار حاوی محیط انتقالی باکتریایی یا ویروسی قرار داده می شود (انتهای سواب که با دست در تماس بوده باید شکسته شود و درپوش در جای خود قرار گیرد).

جهت تهیه گسترش مستقیم با سواب استریل دیگری به روش ذکر شده نمونه گیری صورت می گیرد.

#### •• نمونه برداری از انتهای بینی و نازوفارنکس

به وسیله یک سواب انعطاف پذیر استریل وارد سوراخ بینی شده و از نازوفارنکس نمونه تهیه گردد. سر بیمار باید کمی به عقب برده شود. در افراد بالغ سواب را حدود ۵-۶ سانتی متر وارد بینی کرده تا مطمئن شوید که سواب وارد ناحیه خلفی فارنکس شده است. در همان وضعیت سواب را چند ثانیه نگاه داشته و سپس به آرامی بچرخانید. از هر سوراخ بینی دو سواب گرفته می شود که یکی جهت گسترش مستقیم و دیگری جهت کشت استفاده می گردد.

➤ اسپیراسیون نازوفارنکس

این روش در کودکان و نوزادان از سواب راحت تر و کارآمدتر است. با کاتتر سیلیکون ترشحات را اسپیره نمایید.

#### • دستگاه تنفسی تحتانی

➤ روش جمع آوری خلط

یک نمونه خلط مناسب حاوی مواد ترشخی حاصل از ریه ها پس از سرفه عمیق است (نمونه حاوی آب دهان، ترشحات حلق و بینی مناسب نمی باشد).

#### •• زمان نمونه گیری

به دلیل این که تعداد باسیل سل دفع شده در زمان های مختلف متفاوت می باشد، آزمایش یک نمونه خلط برای تشخیص کفایت نمی کند و حتما باید سه نمونه تهیه گردد. برای تهیه نمونه بیمار باید ناشتا باشد. در خصوص تعداد نمونه جمع آوری شده جهت سایر عوامل باکتریایی یک نمونه کفایت می کند ولی در صورت شک به وجود عوامل فارژی و عفونت مایکوباکتریوم سه نمونه جداگانه صبحگاهی مناسب می باشد. نمونه اول: در اولین مراجعه بیمار به واحد درمانی تهیه می گردد و ظرف جهت نمونه گیری دوم نیز تحویل داده می شود.

نمونه دوم: خلط صبحگاهی که بیمار قبل از برخاستن از جای خود و به صورت ناشتا در منزل تهیه می نماید.


نمونه سوم: خلط صبحگاهی که همزمان با مراجعه بیمار برای تحویل نمونه دوم از بیمار گرفته می شود.

نمونه باید در ظرف دهان گشاد از جنس پلاستیک قابل سوختن شفاف و محکم با قطر حدود ۷-۵ سانتی متر جمع آوری گردد (نمونه داخل آن از نظر مقدار و کیفیت قابل رویت بوده و همچنین به راحتی سوزانده و معدوم گردد). جهت جلوگیری از نشت خلط از داخل ظرف به بیرون، باید از ظرف در پیچدار استفاده نمود. در صورت عدم دسترسی به ظرف پلاستیکی با مشخصات فوق می توان از ظروف شیشه ای دهان گشاد در پیچدار استفاده نمود (با رعایت اصول استریلیزاسیون).

➤ نحوه نمونه گیری

بیمار صبح ناشتا در فضای باز ابتدا یک نفس عمیق کشیده و با سرفه های عمیق خلط را درون ظرف (در حالی که ظرف نزدیک لب های بیمار قرار دارد) تخلیه می کند. سپس درب آن را بسته و در کیسه نایلونی قرار می دهد. بهتر است حجم خلط بین ۳-۵ میلی لیتر باشد.

در صورتی که بیمار نتواند با سرفه کردن برای انجام آزمایش، نمونه خلط بدهد باید به روش زیر عمل شود:

صفحه 20 از 26	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی	

بیمار روی تخت معاینه طوری بخوابد که صورت او رو به پایین بوده و سر او پایین تر از سینه قرار گیرد. سپس پس از دم عمیق نفس خود را نگه داشته با یک بازدم محکم خلط را خارج کند. این عمل باید تا تهیه نمونه کافی از خلط ادامه یابد.

➤ نگاهداری: باید نمونه هر چه سریع تر به آزمایشگاه ارسال گردد. در غیر این صورت در محل خشک (ترجیحا در یخچال) نگاهداری شود.

•• همه نمونه های تنفسی به جز خلط، باید در محیط گشت انتقالی مناسب باکتری ها/ ویروس ها منتقل گردند.  
 •• نمونه های باکتریایی تا مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط و ویروس ها در محیط انتقالی مناسب در دمای ۴-۸°C قابل انتقال می باشند.

### جمع آوری نمونه چشم

سواب ها و گسترش های قرنیه و ملتحمه نمونه های معمول جهت تشخیص کونژکتیویت حاد ناشی از عوامل باکتریایی و ویروسی می باشند. تمام نمونه های گرفته شده از ترشحات قرنیه و ملتحمه باید از نظر این که از چشم چپ یا راست تهیه شده، برجسب گذاری گردند. جهت جمع آوری این نمونه ها باید شرایط استریل رعایت گردد. قبل از نمونه برداری بیمار نباید دارو یا قطره ای استفاده کرده باشد. قبل ذکر است که نمونه برداری از ترشه های قرنیه باید توسط پزشک متخصص چشم صورت گیرد.

### روش جمع آوری سواب های ملتحمه

مراحل جمع آوری سواب های ملتحمه به شرح زیر است:

- 1- پوست اطراف چشم را با یک ماده ضد عفونی کننده ملایم تمیز کنید.
- 2- سواب استریل آلژینات کلسیم یا نخی را در سرم استریل مرطوب کرده و به طور دورانی بر روی ملتحمه بمالید.
- 3- سواب را در لوله در بیخ دار حاوی محیط انتقالی مناسب قرار دهید.
- 4- بر روی لوله مذکور علاوه بر نام بیمار، نوع نمونه و زمان جمع آوری نمونه نیز ذکر گردد.
- 5- از سواب ملتحمه نیز دو گسترش بر روی یک لام تهیه می گردد. این کار بهتر است در محل نمونه برداری صورت گیرد. جهت شناسایی کلامید یا مهم است که گسترش ها در محل نمونه برداری و قبل از انتقال تهیه شود. گسترش ها برجسب گذاری شده و نباید در دمای یخچال نگاهداری شده یا منجمد گردند.

### • نقل و انتقال نمونه

نمونه جهت شناسایی باکتری های پاتوژن در دمای محیط، در محیط انتقالی مناسب انتقال داده می شوند.  
 نمونه جهت شناسایی ویروس های پاتوژن در دمای ۲-۸°C در محیط انتقالی مناسب انتقال داده می شوند.  
 گسترش های تهیه شده در هوا خشک شده و در دمای محیط در جعبه لام منتقل می شوند.

### تهیه نمونه جهت کشت خون

ضروری است دقت بیشتری جهت ضد عفونی کردن محل نمونه گیری صورت گیرد. ابتدا موضع با الکل ۷۰٪ تمیز شده سپس با محلول povidone-iodine ۱۰-۱٪ (یا کلرهگزیدین گلوکونات) ضد عفونی شده و پس از خشک شدن موضع مجددا جهت حذف ید و کلرهگزیدین با الکل تمیز می گردد. کلرهگزیدین گلوکونات جهت نوزادان دو ماهه و بزرگتر و هم چنین بزرگسالان دارای حساسیت نسبت به ید پیشنهاد می گردد. بعدنیال خون گیری

## دستورالعمل



آزمایشگاه مرجع سلامت

### مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

صفحه 21 از 26

باید خون در عرض ۱ دقیقه به محیط کشت تلقیح شود. درب شیشه‌های کشت خون نیز باید قبل از تلقیح با الکل ۷۰٪ و سپس با محلول povidone-iodine ۱۰-۱٪ (بتادین) ضدعفونی گردد. محیط کشت تلقیح شده را چندین بار تکان داده، بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده و در انکوباتور ۳۵°C قرار داده شود.

#### • حجم خون مورد نیاز

- کودکان: حجم ۱-۳ میلی‌لیتر ختون کافی می‌باشد. این مقدار خون در ۲۰ میلی‌لیتر محیط کشت خون رقیق می‌گردد.
- بزرگسالان: حجم خون جمع‌آوری شده به میزان ۵-۱۰ میلی‌لیتر است که در ۵۰ میلی‌لیتر از محیط کشت خون رقیق می‌گردد.

#### • روش خنثی‌سازی عوامل ضد میکروبی در خون

با اضافه نمودن مهارکننده‌های شیمیایی نظیر سدیم پلی‌آنتول سولفات (SPS) ۰.۱۰۵٪-۰.۲۵٪ به محیط کشت و رقیق‌سازی خون، ویژگی‌های باکتری‌سیدال خون و آنتی‌بیوتیک‌های احتمالی خنثی می‌گردد. قابل ذکر است که سدیم پلی‌آنتول سولفات (SPS) فعالیت‌های ضد فاگوسیتی، ضد کپلمانی، ضد انعقادی و ضد لیزوزمی دارد و اگر این ماده در مقادیر خیلی بالا استفاده شود، اثر مهارکنندگی در رشد میکروارگانیسم‌ها خواهد داشت.

#### • کشت مجدد

- شیشه‌های کشت خون را ظرف ۶-۲۴ ساعت (صرف نظر از وجود علائم رشد) کشت مجدد داده و سپس تا هفت روز هر روز بررسی کنید. هر نوع کدورت یا لیز گلبول‌های قرمز ممکن است نشانگر رشد میکروبی باشد و به‌طور حتم باید بلافاصله کشت مجدد انجام شود.
- قابل ذکر است که ممکن است علی‌رغم عدم وجود کدورت، رشد میکروبی وجود داشته باشد، لذا ضروری است در فواصل ۶-۲۴ ساعت اولیه بعد از تلقیح، راس ۴۸ ساعت و نیز در روز هفتم نیز کشت مجدد صورت گیرد.
- قبل از انجام کشت مجدد شیشه کشت خون باید چند بار تکان داده شود.
- جهت برداشت خون از محیط کشت، درپوش محیط کشت را با الکل و بتادین ضد عفونی کرده و حدود ۰/۵ میلی‌لیتر از نمونه را به محیط آگار انتخاب شده منتقل کنید.


#### نمونه‌برداری از مجاری ادراری تناسلی مردان

با دو سواب استریل از ترشحات چرکی نمونه‌برداری کنید. یکی از سواب‌ها جهت تهیه گسترش و دیگری جهت کشت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که ترشحاتی مشهود نباشد با سواب نازک به اندازه ۳-۴ سانتی‌متر درون مجرا وارد شده و قبل از بیرون آوردن در مجرا چرخانده شود.

در صورتی که آزمایش با تاخیر انجام گیرد، سواب باید در محیط انتقالی نگهداری شود.

#### نمونه‌برداری از دهانه رحم - ترشحات واژن

جهت نمونه‌گیری ابتدا سرویکس با کمک اسپیکولوم که با آب گرم مرطوب شده مشاهده می‌شود (بدون استفاده از مواد Lubricant)، قبل از نمونه‌گیری باید تمامی ترشحات از دهانه خارجی رحم پاک شود. با یک سواب استریل تا حدود ۳-۴ سانتی‌متر درون دهانه رحم وارد شده و چند ثانیه در محل چرخانده شود تا ترشحات جذب سواب گردد سپس بدون تماس با سطح واژن سواب باید خارج شده و در لوله درپوش‌دار استریل قرار گیرد. سواب باید فوراً در

صفحه 22 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

محیط کشت مناسب کشت داده شود و یا به کمک محیط انتقالی به آزمایشگاه ارسال گردد. جهت تهیه گسترش مستقیم یا سوآپ استریل دیگری به روش ذکر شده نمونه‌گیری صورت می‌گیرد.

نرشحات واژن یا استفاده از اسپیکتولوم (بدون استفاده از مواد Lubricant) و سوآپ استریل از فورتیکس خلفی گرفته می‌شود. نمونه یا سه سوآپ گرفته می‌شود. یکی را جهت تهیه گسترش مرطوب در لوله درپوش‌دار محتوی سرم فیزیولوژی استریل قرار داده و دو تای دیگر جهت کشت و تهیه گسترش مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در صورت مشکوک بودن به نایسریا نمونه پس از تهیه سریعا در دمای اتاق به آزمایشگاه ارسال می‌شود. سوآپ‌های آلژینات کلسیم و بعضی سوآپ‌های پنبه‌ای مهارکننده نایسریا بوده، لذا بهتر است از سوآپ داکرون یا ریون استفاده شود.

#### جمع‌آوری نمونه جهت ضایعات پوستی

در اکثر ضایعات پوستی تشخیص ممکن است بر اساس مشاهده ظاهری و تاریخچه‌ی بیماری بدون جمع‌آوری نمونه‌های تشخیصی صورت گیرد. در مشاهده ظاهری ضایعه، نکات مهمی از قبیل نوع ضایعه پوستی (اریتماتوس، ماکولار، باپولار، ماکولوپاپولار، وزیکولار، بولوس، پششال، پورپوریک و غیره) و نحوه پراکندگی آناتومیک ضایعه (مرکزی، محیطی منتشر و غیره) باید در نظر گرفته شود. در مواردی با تشخیص نامعلوم، غیرمعمول و نادر ممکن جمع‌آوری نمونه از راش‌ها یا ضایعات پوستی نیاز باشد. در موارد راش‌های وزیکولار، نمونه‌ها جهت بررسی میکروسکوپی و کشت نمونه مستقیما از وزیکول‌ها تهیه می‌گردد. در خصوص سایر ضایعات اگزانتوماتو (ماکولار یا باپولار) ممکن است تشخیص بیشتر بر پایه سایر روش‌ها، نظیر کشت خون و سرولوژی صورت گیرد. در موارد مشکوک به آنتراکس پوستی یا ضایعات خیارکی ممکن است نمونه‌ها از زخم‌های پوستی و همچنین نمونه برای کشت خون تهیه شود.

#### • روش جمع‌آوری

• راش‌های وزیکولو - پوستولار (جهت تشخیص عفونت‌های ویروسی)

زخم یا وزیکول تازه و رسیده را با اتانول ۷۰٪ تمیز نمایید.

وزیکول سرنگ توپرکولین با سوزن ۲۷-۲۶ را در حالی که سر سوزن آن به سمت بالا قرار دارد، در پایه وزیکول وارد کنید.

مایع را اسپیره نموده و سریعا و با دقت به داخل ظرف حاوی ۱-۲ میلی‌لیتر محیط انتقال ویروسی تخلیه نمایید (یکبار سرنگ را با محیط انتقالی شست‌وشو دهید).

زخم: پوسته زخم را بالا آورده و به کمک سوآپ استریل داکرونی بر روی پایه زخم بمالید (سوآپ آلژینات کلسیم نباید استفاده شود). سپس سوآپ به سرعت در ظرف حاوی محیط انتقال قرار گیرد.


تهیه گسترش: پایه زخم به کمک اسکالپل یا کورت تراشیده شده و سوسپانسیونی از ضایعات در دو تا سه قطره از محیط انتقالی تهیه نمایید. از سوسپانسیون فوق دو تا سه قطره بر روی لام بگذارد. پس از خشک شدن در هوا در استون سرد فیکس نمایید.

#### • نمونه کبره

•• به وسیله لاستت و فورسیس یکبار مصرف، کبره‌ها را از محل خودش جدا نمایید.

•• ۱-۵ لایه کبره را برداشته و در ظرف پلاستیکی در بیج‌دار قرار دهید.

•• اگر مشکوک به آنتراکس جلدی هستید، مایع وزیکولی زیر محل زخم نمونه تشخیصی بهتری نسبت به تکه‌های زخم می‌باشد.

صفحه 23 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

#### • آسپیراسیون آبندها

- آسپیراسیون آبنده فقط باید توسط پزشک صورت گیرد.
- پوست روی آبنده/خیارک بوسیله ایزوپروپیل الکل ۷۰٪ ضد عفونی شده و مایع به وسیله آسپیراسیون توسط سرنگ استریل جمع آوری می گردد.
- نمونه را به طریق اسپینگ به لوله استریل حاوی محیط انتقالی منتقل کنید.

#### • انتقال نمونه

- نمونه‌ها جهت بررسی باکتریولوژیک باید در محیط استوارت با آمیس و سواب‌های مشکوک به عوامل ویروسی در محیط انتقالی ویروس منتقل گردد.
- در صورتی که نتوان نمونه‌ها را تا مدت ۲ ساعت بررسی نمود، نمونه‌های باکتریایی به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قابل نگهداری هستند. نمونه‌ها جهت جداسازی عوامل ویروسی در محیط انتقالی مناسب در دمای ۴-۸°C قابل نگهداری بوده و در اسرع وقت باید به آزمایشگاه منتقل گردد.

#### نگهدارنده‌ها، ضد انعقادها و مواد افزودنی


مواد نگهدارنده جهت نمونه‌های خون، ادرار، مغز استخوان، مدفوع و مایعات بدن استفاده می گردند.

#### • ضد انعقادهای رایج جهت نمونه خون

- ضد انعقادهای رایج مورد استفاده جهت نمونه خون شامل موارد زیر می باشد:
- اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)، سیترات سدیم، هپارین، سدیم پلی سولفات (SPS)، فلوراید سدیم و اسید سیترات دکستروز (ACD) می باشد.
- اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) که به اشکال نمک‌های سدیم و پتاسیم و لیتیم موجود است. مورد استفاده آن در بخش‌های خون‌شناسی، بیوشیمی و بانک خون می باشد. جهت شمارش سلول‌های خونی و تشخیص افتراقی نمک پتاسیک آن توصیه می گردد.
- سیترات سدیم جهت آزمون‌های انعقادی و سرعت رسوب گلبولی کاربرد دارد.
- هپارین به فرم نمک‌های لیتیم و سدیم در اندازه‌گیری بسیاری از پارامترهای خون و بررسی‌های ایمونولوژیک به همراه آزمون مقاومت گلبولی کاربرد دارد.
- فلوراید سدیم جهت اندازه‌گیری گلوکز کاربرد دارد.
- سدیم پلی سولفات به عنوان ضد انعقاد جهت شیشه‌های کشت خون استفاده می گردد.
- اسید سیترات دکستروز به عنوان ماده ضد انعقاد در کیسه‌های خون در انتقال خون کاربرد دارد.

#### • نگهدارنده‌ها در خصوص نمونه‌های ادرار و مدفوع

- انواع نگهدارنده‌ها در خصوص نمونه‌های ادرار و مدفوع به شرح زیر می باشد:
- جهت کشت ادرار و شمارش کلنی اسید بوریک مناسب می باشد. با استفاده از نگهدارنده نمونه ادرار تا ۲۴ ساعت در دمای اتاق جهت بررسی باکتریولوژیک قابل نگهداری است.
- نمونه مدفوع جهت کشت عوامل باکتریایی را در صورتی که نتوان سریعاً به آزمایشگاه ارسال نمود تا ۲ ساعت در دمای ۴°C قابل نگهداری است. در غیر این صورت نمونه‌ها را می توان در محیط‌های نگهدارنده و انتقالی نظیر استوارت، آمیس و کری‌بلر منتقل نمود. در بعضی مواقع می توان با اضافه نمودن زغال به محیط استوارت و آمیس

صفحه 24 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

اسیدهای چرب موجود در سوپ‌های پنبه‌ای، که بازدارنده ارگانسیم‌های سخت رشد نظیر نایسریا گونه‌ها و بوردتلا پرتوسیس می‌باشند را جذب نمود.

•• مدفوع از نظر توکسین کلستریدیوم دیفیسیل باید بدون مواد نگهدارنده جمع‌آوری گردد و این نمونه تا ۴۸ ساعت در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری است. در صورت تاخیر بیشتر، نمونه باید در دمای  $70^{\circ}\text{C}$ - نگهداری گردد.

•• نگهدارنده مناسب جهت تخم انگل، تروفوزیت و کیست تک پاخته فرمالین ۱۰٪، پولی وینیل الکل و سدیم استات فرمالین (Sodium Acetate Formalin = SAF) است.

#### • مواد ضد انعقاد در بررسی های میکروبیولوژی

جهت جلوگیری از ایجاد لخته در نمونه‌های خون، مغز استخوان و مایع سینوویال از مواد ضد انعقاد استفاده می‌شود. باید شدن میکروارگانیسم‌ها به لخته، شناسایی آن‌ها را مشکل می‌سازد، لذا استفاده از ضد انعقاد ضروری است. انتخاب نوع و غلظت ضد انعقاد به دلیل اثر ضد میکروبی بعضی از آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

•• سدیم پلی آنتول سولفات (SPS) معمول‌ترین ضد انعقاد مورد استفاده جهت نمونه‌های میکروبی می‌باشد. غلظت مورد استفاده نباید بیشتر از ۰/۰۲۵ (وزنی/حجمی) باشد. گونه‌های نایسریا و بعضی باکتری‌های بی‌هوازی به غلظت‌های بالای سدیم پلی آنتول سولفات (SPS) حساس هستند نسبت نمونه به ضد انعقاد سدیم پلی آنتول سولفات بسیار مهم است، لذا لازم است حجم‌های متفاوت از ضد انعقاد در لوله با سایز بزرگ (جهت نمونه بزرگسال) و کوچک (جهت نمونه اطفال) و همچنین جهت مقادیر کم ارگانسیم در نمونه‌های مغز استخوان و مایع سینوویال موجود باشد.

•• هیپارین دیگر ماده ضد انعقاد متداول می‌باشد و اغلب جهت کشت و بررسی و جداسازی گونه میکوباکتریوم از خون مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته هیپارین مهارکننده رشد باکتری‌های گرم مثبت و قارچ هاست. سیترات سدیم و EDTA جهت نمونه‌های میکروبیولوژیک نباید مورد استفاده قرار گیرد.

#### نگهداری نمونه

در صورتی که نتوان نمونه‌ها را در اسرع وقت پس از دریافت نمونه مورد بررسی قرار داد، باید آن‌ها را در شرایط مناسب نگهداری کرد. دماهای متفاوت مورد استفاده، دمای اتاق ( $22^{\circ}\text{C}$ )، دمای یخچال ( $4^{\circ}\text{C}$ )، دمای بدن ( $37^{\circ}\text{C}$ ) و دمای فریزر ( $20^{\circ}\text{C}$ - یا  $70^{\circ}\text{C}$ -) می‌باشند که بسته به نوع محیط انتقالی (در صورت استفاده) و عامل آنتی‌بیوتیک تفاوت متفاوت است.


بعضی نمونه‌ها نظیر ادرار، مدفوع، نمونه جهت بررسی عوامل ویروسی، خلط، سوپ‌ها (به‌غیر از عوامل بی‌هوازی)، وسایل خارجی نظیر کاتتر را می‌توان در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  نگهداری نمود.

•• پاتوزن‌هایی که به سرما حساسند باید در دمای اتاق نگهداری شوند. این عوامل ممکن است در نمونه‌هایی که حاوی باکتری‌های بی‌هوازی بوده و همچنین در اکثر مایعات استریل بدن، نمونه‌های ژنیتال، سوپ گوش و چشم نیز موجود باشند.

•• سرم جهت بررسی‌های سرولوژیک تا یک هفته در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ - قابل نگهداری است.

•• نگهداری طولانی مدت بافت‌ها یا نمونه‌ها در دمای  $70^{\circ}\text{C}$ - صورت می‌گیرد.

•• مایع مغزی نخاعی در صورتی که سریعاً مورد بررسی قرار نگیرد تا ۶ ساعت در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری است. جدول ۳-۴ شرایط نگهداری نمونه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

صفحه 25 از 26	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی</b>	

جدول ۴-۳: شرایط نگهداری نمونه

دمای اتاق (۲۲-۲۶°C)	دمای ۴°C
آبسه- زخم- ضایعه	نوک کانتر (IV)
مایعات بدن	مایع مغزی نخاعی جهت شناسایی ویروس
مایع مغزی نخاعی جهت شناسایی باکتری	گوش خارجی
گوش داخلی	مدفوع (بدون نگهدارنده)
مدفوع (با ماده نگهدارنده)	مدفوع جهت توکسین کلستریدیوم دیفیسیل تا ۳ روز (بیشتر از ۳ روز نگهداری در ۷۰°C-)
تناسلی	خلط
بیبی- نازوفارنکس - گلو	ادرار (بدون نگهدارنده)
یافت	
ادرار (با ماده نگهدارنده)	

**موارد رد نمونه**

موارد رد نمونه به شرح زیر بیان می گردد:

- عدم همخوانی اطلاعات برگه درخواست آزمایش و برجسب روی نمونه
- استفاده از محیط انتقالی نامناسب
- جمع آوری نمونه در ظرفی که دارای نشت است
- نمونه ناکافی
- زمان انتقال بیش از ۲ ساعت در نمونه های بدون مواد نگهدارنده
- انتقال نمونه در دمای نامناسب
- خشک شدن نمونه
- دریافت نمونه در محلول فیکسانتیو نظیر فرمالین (نمونه مدفوع مستثنی می باشد)
- درخواست کشت بی هوازی بر روی نمونه هایی که باکتری های بی هوازی فلور طبیعی آنهاست. (مثل واژن، دهان)
- نمونه حاصل از کانتر فولی
- بیش از یک نمونه با یک منشأ از یک مریض در همان روز (به غیر از موارد کشت خون)
- نمونه سوپ با درخواست های متعدد برای ارگانیسم های مختلف
- نمونه خلط که در رنگ آمیزی گرم کمتر از ۲۵ سلول سفید و بیش از ۱۰ سلول اپی تلیال در بزرگ نمایی پایین داشته باشد.
- در جدول ۳-۵ تحت عنوان مدیریت نمونه و راهنمای برخورد با آن به طور خلاصه مباحث این فصل بیان گردیده است.

عفونت ادراری و تشخیص آزمایشگاهی



عفونت سیستم ادراری (UTI) طیفی بالینی از وجود بدون نشانه باکتری در ادرار تا عفونت های شدید کلیه و عفونت های حاصل از آن را شامل می گردد. حدود ۱۵۰ میلیون نفر در سال به UTI مبتلا می شوند.

#### تقسیم بندی عفونتهای مجاری ادراری:

به طور کلی برحسب محل آناتومیک درگیر، UTI به سه دسته تقسیم می شود:

اگر عفونت در ناحیه کلیه باشد به آن (پیلونفریت) گفته می شود که از نوع حاد یا مزمن است.

اگر عفونت فقط در مثانه باشد به آن (سیستیت) می گویند که آن هم از نوع حاد یا مزمن است.

اگر عفونت در مجرای خروجی ادرار باشد به آن (اورتریت) می گویند و معمولاً در مردان دیده می شود .

#### علائم عفونتهای ادراری:

با توجه به اختلافات آناتومیک بدن زنان و مردان، در دو جنس علائم عفونت های ادراری تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

در زنان، دستگاه تناسلی رحم و تخمدان هاست که سیستمی مستقل و کاملاً مجزا از سیستم ادراری است، در صورتی که در مردان، سیستم ادراری - تناسلی یک مجموعه کاملاً مرتبط با هم است؛ به همین دلیل، علائم عفونت ادراری در زنان و مردان با هم تفاوت دارد. البته سوزش ادرار، تکرر ادرار، تحمل کم مثانه و ادرار خونی در هر دو جنس مشترک دیده می شود؛ درحالی که عفونت مجرای ادرار در مردان همراه با خروج ترشح چرکی از مجراست به علاوه میکروب از طریق مجرا ممکن است به پروستات و از آنجا به بیضه ها برسد و در این نواحی عفونت حاد ایجاد بکند.

از طرف دیگر، به علت کوتاه بودن طول مجرای زنان، امکان رسیدن میکروب از خارج به مثانه بسیار زیاد و به

همین دلیل عفونت های ادراری در زنان ۳۰ تا ۵۰ برابر شایع تر از مردان است.

اصولاً علائم شامل دو دسته هستند: علائم ناشی از تحریک و التهاب سیستم ادراری که بر حسب محل عفونت متفاوت است، و علائم عمومی عفونت در بدن که شامل بی اشتها، تهوع، استفراغ و غیره است. در ضمن،

علائم در کودکان و بزرگسالان متفاوت است؛ ولی علائم مشترکی در عفونت های ادراری وجود دارد که باید همه افراد به آن آگاه باشند.

۱- سوزش ادرار و تکرر ادرار که به علت تحریک مثانه در اثر عفونت و التهاب ایجاد می شود، همچنین تحمل کم مثانه که در کودکان و گاهی بزرگسالان ممکن است منجر به بی اختیاری ادراری شود.

۲- تغییر رنگ ادرار به صورت کدر یا خونی شدن ادرار، در صورتی که عفونت سطحی و ساده مثانه نیز ممکن است در اثر التهاب مخاطی باعث پاره شدن مویرگ خونی شود و ادرار کاملاً قرمز و خونی بشود که با درمان عفونت بلافاصله بهبود می یابد.

۳- تب و لرز و تهوع و استفراغ که در عفونت های ادراری افراد زیر یک سال و همچنین عفونت های عمقی کلیه ها، پروستات و بیضه ها در افراد بزرگسال شایع است.

کاهش و توقف رشد در کودکان، مادران در صورت وجود چنین علامتی باید برای بررسی عفونت ادراری به پزشک مراجعه کنند.

۴- درد پهلوها که در عفونت های عمقی کلیه ها بسیار شدید و همراه با تب و لرز و تهوع و استفراغ است.

۵- اشکال در ادرار کردن و احتباس ادراری که در عفونت های مثانه و پروستات و مجرا ممکن است دیده شود.

#### عفونت ادراری در دوران بارداری:

به دو علت عمده زیر بارداری احتمال ابتلا به عفونت هر یک از بخش های دستگاه ادراری را بالا می برد:

۱- مقادیر زیاد هورمون پروژسترون موجب شل شدن عضلات حالب و در نتیجه گشادتر شدن حالب می شود. رحم در حال رشد می تواند به حالبها فشار وارد آورد و جریان ادرار را در داخل آنها با اختلال مواجه کرده سرعت آن را کند سازد. رشد جنین موجب فشار روی مثانه می شود. در نتیجه تخلیه آن هنگام دفع کامل نخواهد بود. نتیجه نهایی این اختلالات آن خواهد بود که عبور ادرار در مسیر دستگاه ادراری بیشتر طول می کشد و باکتری ها قبل از خروج از بدن زمان بیشتری برای تکثیر در اختیار خواهند داشت.

۲- در طی حاملگی دستگاه ادراری از نظر عملکرد و ساختمان تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا می کند که زمینه ساز عفونت بیشتر می شود. این تغییرات شامل موارد زیر می شود: افزایش خفیف اندازه کلیه، افزایش جریان خون کلیه به میزان ۴۰ درصد، گشاد شدن لگنچه های کلیه و حالب در حاملگی. کاهش حرکات حالب این عوامل در حاملگی منجر به رکود و تجمع ادرار می شوند که خود باعث رشد بیشتر باکتری و بروز عفونت طی حاملگی می شود. قابل ذکر است علاوه بر موارد عنوان شده قند در ادرار به عنوان عامل موثر دیگری است که می تواند زمینه ساز عفونت و رشد باکتری شود.

عفونت های دستگاه ادراری در بارداری به سه صورت قابل مشاهده هستند:

۱. وجود باکتری در ادرار بدون علامت.
۲. عفونت مجاری ادراری تحتانی شامل مثانه و حالب.
۳. عفونت مجاری فوقانی یا کلیه (پیلونفریت).

از میان علل ذکر شده وجود باکتری در ادرار بدون علامت، شایع ترین عامل عفونی در حاملگی است. در صورتی که عفونت ادراری در دوران بارداری فعالیت کلیه ها را کم کند و اوره خون را بالا ببرد ممکن است منجر به سقط جنین شود؛ ولی به طور کلی عفونت کلیه (پیلونفریت) در دوران بارداری باعث کاهش وزن جنین می شود و طبعاً نوزادی که وزنش در موقع تولد از وزن استاندارد کمتر است در معرض خطر ابتلا به بیماری های مختلف قرار می گیرد. به همین خاطر گاهی در زنان باردار دچار عفونت ادراری، پس از درمان کامل عفونت، پیشگیری از عفونت را به صورت مصرف دوز پایین آنتی بیوتیک، تا آخر زمان حاملگی ادامه می دهند. در حالی که در عفونت های سطحی ادراری خانم های غیرباردار درمان کوتاه مدت سه تا پنج روزه و حتی تجویز یک دوز واحد کافی است.

افتادگی مثانه در زنان در نوع خفیف آن تأثیر چندانی در ایجاد عفونت ادراری ندارد، ولی در نوع شدید که باعث تخلیه نشدن کامل مثانه شده با باقی ماندن ادرار شیوع عفونت را در زنان افزایش می دهد. در همان اولین نوبت معاینات دوران بارداری آزمایش ادرار درخواست می شود؛ خواه علائم عفونت ادراری وجود داشته باشد یا خیر. اگر این تست اولیه منفی باشد احتمال بروز عفونت ادراری در طول دوران بارداری پایین خواهد

بود ولی اگر فرد یکی از گروه ۵ تا ۷ درصد خانم‌هایی باشد که باکتری در ادرارشان یافت می‌شود، باید برای برطرف کردن آن از آنتی‌بیوتیک استفاده کند. اگر این نوع عفونت باکتریایی درمان نشود، احتمال بروز عفونت کلیه در دوران بارداری ۳۰ درصد است.

علائم عفونت مثانه (سیستیت) در خانم‌ها متفاوت است و میتواند به شکل‌های زیر بروز کند:

۱. درد، ناراحتی و سوزش هنگام دفع ادرار (و احتمالاً هنگام مقاربت جنسی)
  ۲. ناراحتی لگن یا درد قسمت تحتانی شکم (اغلب در قسمت فوقانی استخوان لگن)
  ۳. افزایش دفعات دفع ادرار و احساس فشار و نیاز به ادرار کردن به طور مکرر حتی زمانی که میزان ادرار در مثانه بسیار کم است
  ۴. ادرار بدبو، ادرار کدر
  ۵. وجود خون در ادرار (اغلب با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود)
- البته از آنجایی که میل زیاد به دفع ادرار در دوران بارداری امری شایع محسوب می‌شود، ممکن است تشخیص قطعی سیستیت مشکل باشد، به خصوص در مواردی که علائم خفیف است.
- عفونت کلیه یکی از خطرناک‌ترین عوارض دوران بارداری است و ممکن است به زایمان زودرس یا سایر اختلالات بیانجامد. درد کلیوی به هر علتی، مثلاً عفونت، سنگ و تومور ایجاد شود، یک درد نسبتاً دائمی است و با تغییر حالت بدن، مثلاً نشستن، بلند شدن، راه رفتن، سرپا ایستادن و کار کردن، شدت آن عوض نمی‌شود و معمولاً چنین دردهایی کمتر منشأ اسپاسم عضلانی هستند.
- علائم انتشار عفونت به کلیه‌ها ضمن اینکه علائم سیستیت نیز ممکن است در عفونت کلیه دیده شود عبارتند از:

۱. تب شدید، اغلب همراه لرز و تعریق
۲. درد در قسمت تحتانی پشت یا پهلو درست زیر دنده‌ها که ممکن است یکطرفه یا دوطرفه باشد و احتمالاً درد شکم

۳. تهوع و استفراغ

۴. وجود چرک و خون در ادرار (ممکن است با چشم غیرمسلح دیده نشود)

عفونت ادراری در نوزادان و کودکان:

روز اول تولد تا ۲۹ روزگی را دوران نوزادی گویند. عفونتهای دستگاه ادراری در ۱٪ در صد نوزادان تازه متولد شده اتفاق می افتد. شیوع این عفونت در نوزادان با وزن تولد پایین بسیار بالاتر است. در جنس مذکر ۳ برابر شایعتر از جنس مونث است. از ماه دوم زندگی تا بزرگسالی عفونتهای دستگاه ادراری در جنس مونث شایعتر است.

نوزادان پسر ختنه نشده، نوزادان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی کلیه و میتلایان به رفلکس مثانه ای - حالبی درصد بالاتری از شیوع عفونت ادراری را دارا می باشند ( رفلکس بمعنای برگشت ادرار در جهت عکس، از مثانه به طرف حالب ).

عفونت نوزادی ممکن است از طریق صعودی کسب گردد یعنی عفونت اولیه مثانه را گرفتار نموده (سیستیت) سپس سیستم حالبی لگنچه ای و کلیه ( پیلونفریت) و از آنجا به گردش خون راه می یابد.

#### به طور کلی نکات قابل توجه در UTI عبارتند از:

۱. در نوزادان زیر ۱ سال باکتریوری در پسرهای بیشتر از دخترها دیده می شود.
۲. شیوع UTI در افراد مذکر ختنه نشده، در ۶ ماه اول تولد بیش از افراد ختنه شده می باشد.
۳. در سنین بین ۱- ۵ سالگی شیوع UTI در دخترها بیشتر از پسرها می باشد.
۴. در بچه های بزرگتر از ۵ سال اغلب موارد UTI همراه با اختلالات مادرزادی سیستم ادراری از جمله رفلکس مثانه به حالب و انسداد می باشد.
۵. در دوران نوجوانی شیوع UTI در افراد مذکر ثابت مانده ولی در میان افراد مونث افزایش قابل توجهی پیدا میکند

۲. اسمولالیت، باوره، اسیدهای ارگانیک و PH ادرار

۳. وجود گلیکوپروتئین نام - هورسفال (که از چسبندگی باکتری به مجرا جلوگیری می کند)

هرگونه عاملی که با عوامل فوق تداخل کند می تواند خطر ابتلا به UTI را افزایش دهد به عنوان مثال انسداد یا رفلکس با برهم زدن جریان طبیعی ادرار استعداد ابتلا به UTI را افزایش می دهند. بدین ترتیب انواع انسدادهای مجرای ادراری اختلالات نورولوژیک موثر بر عملکرد مجرای ادرار، دیابت، حاملگی و اجسام خارجی (سنگ، کاتتر، استنت) همگی باعث می شوند که باکتریها از چنگ سیستم دفاعی میزبان بگریزند. دیگر عواملی که بر روی استعداد ابتلا به UTI اثر دارند شامل اجزای شیمیایی سیستم ایمنی (اینترلوکین ۸)، آنتی بادیها، عملکرد انواع سلولهای ایمنی (بویژه سلولهای T, B)، عوامل موثر روی چسبندگی باکتریها (گروههای خونی)، فلور عادی پیشابراه و نواحی اطراف آن، محتوای روی مایع پروستات، رفلکس، کپولت سن، بیماریهای عضلانی، کاتتریزاسیون و آلودگی مدفوعی پرینه در بی اختیاری مدفوعی می باشند. با اینحال نقش سیستم ایمنی بطور کامل و دقیق در ابتلا به UTI مشخص نیست زیرا در بسیاری از موارد نقص عملکرد سلولهای T, B با افزایش ریسک عفونت همراه نیست.

عوامل پاتوژنیک مربوط به باکتری

توانایی باکتری در اتصال به مجرای ادرار عامل مهمی در بیماریزای آن به شمار می آید. بسیاری از انواع E.coli از چنین توانایی برخوردارند. توانایی های دیگر E.coli که به بیماریزایی آن کمک میکنند عبارتند از: مقاومت در برابر خاصیت ضد باکتری سرم انسان، تولید همولیزین و افزایش تولید آنتیژن کیسولی K، وجود پیلای بر روی سطح سلولهای مجرای ادرار، امکان چسبیدن E.coli به سلولهای مجرا را افزایش داده و احتمال بروز UTI را تقویت میکند. پیلای نوع A بیشتر با سیستیت و پیلای نوع P بیشتر با پیلو نفریت همراه می باشد؛ اکثر انواع E.coli پاتولوژیک دارای هردونوع پیلای فوق می باشند. آنتی ژن K به باکتری کمک میکند تا از چنگ فاگوسیتوز نوتروفیلی بگریزد.

اخیرا دیده شده که بسیاری از باکتریها مثل E.coli می توانند به سلول میزبان حمله کرده و در داخل سلول مثل عوامل پاتوژن فرصت طلب عمل کنند. عوامل نکروران سیتوتوکسیک و پیلی نوع A به این امر کمک میکنند. این امر میتواند منجر به عفونت های راجعه یا پایدار ادراری گردد.

### پاتوژن های مسبب UTI

اغلب موارد UTI در اثر یک گونه باکتری ایجاد می شود. شایعترین عامل مسبب UTI یعنی E.coli جزء گروه سرولوژیک O می باشد. پاتوژن های کمتر شایع عبارتند از: کلبسیلا، پروتئوس و اعضای خانواده آنتروباکتر. در موارد بیمارستانی UTI، سدوموناس و انواع استافیلوکوک نیز در ایجاد بیماری دخالت دارند. که اغلب انواع UTI حاصل از عفونت با استافیلوکوک طلایی در اثر انتشار از راه خون پدید می آیند. استرپتوکوک های بتا همولیتیک گروه B در زنان باردار باعث عفونت ادراری میگردند. استافیلوکوک ساپروفیتیکوس اغلب به عنوان عامل آلودگی ادراری در نظر گرفته می شود و میتواند انواع بدون عارضه UTI را در خانمهای جوان پدید آورد. در کودکان عوامل باکتریایی مسوول UTI با بزرگسالان متفاوت بوده و از نوع کلبسیلا و آنتروباکتر می باشد.

در فلور طبیعی نواحی اطراف پیشابراه افراد سالم باکتریهای بیهوازی، لاکتو باسیل ها، کورینه باکتریوم ها، استرپتوکوک ها (بجز ائروکوک) و استافیلوکوک اپیدرمیس یافت میشوند. که معمولا UTI ایجاد نکرده و آلودگی ادراری تلقی میگردند.

### تشخیص آزمایشگاهی

تشخیص UTI گاهی اوقات مشکل بوده و براساس آزمایش ادرار و کشت صورت می پذیرد. نمونه ادرار را می توان از طریق کیسه (نوزادان و کودکان) و یا در حین ادرار کردن (بزرگسالان) جمع آوری نمود. اما به هر حال امکان آلودگی نمونه وجود دارد. نمونه حاصل از اسپیراسیون سوپراپوبیک معمولا آلوده نمی شود.

به طور کلی اولین قدم برای بررسی بیماران با وجود علائم ادراری آزمایش و کشت ادرار میباشد. نوع نمونه های ادرار جمع آوری شده باید **midstream clean- catch urine** یعنی نمونه وسط ادرار و بدون ایجاد آلودگی و نمونه اول صبح باشد. قبل از جمع آوری ادرار نباید از محلولهای ضد عفونی کننده جهت شستشوی ناحیه اطراف پیشابراه استفاده کرد. در صورتی که در هر میلی لیتر ادرار که با شرایط خاص گرفته شده باشد بیش از ۱۰۰ هزار ارگانیسم رشد کرده باشد تشخیص عفونت ادراری داده می شود. تشخیص میکروسکوپی باکتری در نمونه ادرار دلیل محکمی به نفع عفونت بوده ولیکن عدم رویت باکتری در مطالعات میکروسکوپی رد کننده وجود عفونت نخواهد بود. معمولاً تعداد کلنی بین  $10^6 - 10^8$  /ml باکتری در نمونه ادراری در شرایط زیر نشان دهنده عفونت ادراری است.

#### آزمایش ادرار U/A

بر اساس پیشنهاد NNIS توجه به علائم و همچنین نتایج آزمایش آزمایش کامل ادرار برای تفسیر و گزارش های کشت های ادرار و تشخیص عفونت ادراری ضروری است. بنابراین برای اطمینان از صحت تفسیر باید از صحیح بودن نتایج آزمایش کامل ادرار مطمئن شد. در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره نمود

#### وسایل و مواد لازم

- ✓ ظرف استریل دهان گشاد، غیر قابل نشت و با در محکم (برای تمام بیماران)
- ✓ کیسه ادرار (دخترانه و پسرانه) برای نوزادان و شیرخواران
- ✓ صابون (ترجیحاً دستمال یا کاغذ آغشته به صابون مایع برای شستشو)

#### حجم نمونه

در افراد بزرگسال حداقل 10 ml هر چند در شرایط خاص مثلاً در نوزادان ممکن است کمتر از 10 ml باشد.



### شرایط نگهداری و انتقال

- ✓ نمونه ادرار تهیه شده تا ۲ ساعت در دمای اتاق و تا ۲۴ ساعت در یخچال قابل نگهداری است
- ✓ افزودن اسید بوریک با غلظت ۱-۲ درصد تعداد باکتری را برای ۴۸-۹۶ ساعت در دمای محیط ثابت نگه می‌دارد و به ندرت روی رشد بعضی ارگانیزم‌ها تاثیر منفی دارد

در آزمایش ادرار می‌توان براساس ارزیابی استراز لوکوسیتی، نیتریت (حاصل عملکرد باکتریهای گرم منفی بر روی نیترات ادرار)، وجود WBC و حضور باکتری به احتمال وجود UTI پی برد.

### آزمایشات تکمیلی و مرتبط

- ✓ زمان و دور سانتریفوژ (2000-2500 rpm) به مدت ۵ دقیقه
- ✓ حجم ادرار سانتریفوژ شده نباید کمتر از 10 ml باشد (در صورتی که این حجم مثلا 6 ml باشد باید تعداد عناصر مشاهده شده را در عدد ۲ ضرب کرد)
- ✓ تعداد  $> 5$  لکوسیت در هر HPF (40X) ادرار سانتریفوژ شده به عنوان پیوری (Pyuria) تلقی می‌شود که معادل  $> 50$  لکوسیت در هر میلی متر مکعب است.

توجه: مقایر طبیعی لکوسیت در ادرار زنان و مردان متفاوت است:

مردان = 0-3 / HPF

زنان = 0-5 / HPF

توجه به میزان RBC، سلول‌های اپی‌تلیال و سیلندرهای ادراری، وجود باکتری در ادرار، وزن مخصوص و به خصوص آزمایش نیتریت اهمیت دارد

### آزمایش نیتريت

بیماری های ادراری مانند E.colie ، کلبسیلا ، انتروباکتر ، پروتئوس ، پseudomonas ، استرپتوکوکوس ، نیتريت مثبت هستند ، ولی استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و انتروکوکوس نیتريت منفي هستند. بعضی مولفان نتایج آزمایش نیتريت را در ارزیابی عفونت های بیمارستانی رضایت بخش نمی دانند. مثبت کاذب به ندرت دیده می شود به عنوان مثال ممکن است مصرف داروی فتازوپیریدین آزمایش را مثبت کاذب کند.

منفي کاذب در این موارد دیده می شود:

۱. تعداد باکتری کمتر از  $10^5$  در هر میلی لیتر
۲. PH کمتر از ۵
۳. اسید آسکوربیک بالا
۴. نمونه های ادرار تصادفی یا نمونه های گرفته شده از کاتتر های ادراری
۵. کمبود نیترات در برنامه غذایی

### نحوه کشت نمونه ادرار

#### کشت ادرار U/C

استاندارد طلایی تشخیص UTI کشت ادرار می باشد. معمولاً بیش از 100000 cfu/ml به عنوان ابتلا به عفونت در نظر گرفته می شود.

در موارد زیر علیرغم وجود عفونت تعداد کلونی های باکتری پایین می باشد:

- ✓ شروع درمان آنتی بیوتیکی قبل از جمع آوری نمونه ادرار
- ✓ غلظت بالای اوره ادرار

✓ اسمولالیتته بالای ادرار

✓ PH پایین ادرار (ادرار اسیدی)

در شرایط زیر تعداد باکتریهای موجود در ادرار کاهش می یابد:

✓ دیورز ناشی از مصرف مقدار زیاد آب

✓ قبل از جمع آوری ادرار، بیمار به تازگی ادرار کرده باشد

به حالت وجود پیوری بدون باکتری اوری پیوری استریل می گویند که در موارد زیر دیده می شود:

۱. عفونت با باکتریهای غیر معمول مانند کلامیدیا تراکوماتیس، اوره آپلازما اوره لیتیکوم، مایکوپلازما کتریوم، توپرکلوزیس

و عفونت باقارچها

۲. سنگهای ادراری

۳. ناهنجاریهای آناتومی

۴. نفروکلسیوز

۵. ریفلاکس مثانه به حالب

۶. نفريت بينابينی

۷. بیماری پلی کیستیک کلیه

#### جمع آوری نمونه

لأتمونه می بایست تا حداکثر ۲ ساعت پس از جمع آوری بررسی شود در غیر اینصورت ممکن است دچار تغییراتی شود که عبارتند از قلیایی شدن، رشد سریع باکتریها لیز RBC ها و قطعه قطعه شدن گست های ادراری.

✓ در نمونه های قسمت میانی ادرار احتمال الودگی نمونه با ترشح حاصل از دستگاه تناسلی و مسیر

پیشابراه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد ولی کامل برطرف نمی شود

- ✓ ادرار می باشد که با اضافه کردن اسید ناپدید می شوند.
- ✓ بوی ادرار به ندرت از لحاظ بالینی اهمیت دارد.
- ✓ عفونت ادراری همراه با PH بالاتر از ۷ شک به عفونت به پروتئوس را بر می انگیزد.
- ✓ نمونه ادرار اگر ۲ ساعت پس از مصرف غذای زیادی به مدت طولانی پس از جمع آوری بررسی شود PH قلیایی خواهد داشت.
- ✓ کست های سلول سفید، احتمال قوی پیلونفریت را مطرح می سازد ولی معیار مطلق تشخیص این بیماری به شمار نمی آید
- ✓ کست های سلول اپیتلیال، به ویژه اگر به تعداد کم موجود باشند اهمیت چندانی ندارند ولی در بیماری که پیوند کلیه دریافت کرده اند افزایش آنها ممکن است اولین نشانه رد حاد پیوند محسوب گردد.
- ✓ سنگهای ادراری و اجسام خارجی از علل دیگر پیوری محسوب میشوند .
- ✓ سنگهای استروویت حاصل عفونت با ارگانیسم های تجزیه کننده اوره شامل پروتئوس ، سدوموناس ، کلبسیلا، استافیلوکوک و مایکو پلاسما می باشند. آمونیوم حاصل از فعالیت ارگانیسمهای مذکور PH ادرار را قلیایی (بالاتر از ۷.۲) میکند.

#### عوامل در تشخیص باکتری کمک کننده می باشند:

- ۱- ترشح چرکی غلیظ و زرد رنگ از پیشابراه تشخیص به نفع سوزاک می باشد.
- ۲- ترشح شفاف یا سفید از پیشابراه به نفع تریکوموناس، مخمرها و یا عفونت کلامیدیایی می باشد.
- ۳- در هر بیمار مبتلا به پیوری باکشت ادرار استریل، باید به وجود سل شک نمود در چنین مواردی رنگ آمیزی زیل نلسون رسوب ادراری به تشخیص کمک می کند.

به طور معمول ، کشت ادرار روی محیط های آگار خون دار ، EMB یا مکانکی آگار انجام می شود. زمانی که ادرار را با استفاده از روش های جراحی یا سوپراپوبیک یا با روش های سیتوسکوپی یا سناژ پروستات جمع

آوری نموده اند یا در مواردی که شک نسبت به ارگانسیم سخت رشد در نمونه ادرار وجود دارد، علاوه بر محیط های فوق از شکلات آگار نیز استفاده می شود.

برای کشت ادرار می توان از لوب کالیبره ۰/۰۱ یا ۰/۰۰۱ میلی لیتری استفاده کرد.

شمارش کلنی ها در محیط کشت ادرار

تعداد کلنی های حاصل از رشد باکتری ها در محیط کشت را می شماریم و در ضریب حجم لوب ضرب می کنیم. نتیجه به واحد شمارش کلنی باکتری در میلی لیتر ادرار بین می شود.  $(CFU/ml)^1$

روش تعیین حجم لوب

برای شمارش کلنی های بدست آمده از نمونه های کشت بالینی ادرار بویژه ادرار به منظور تشخیص عفونت لازم است از لوب های استاندارد لا حجم معین استفاده شود آزمایشگاه می بایست همواره از لوب های کالیبره جهت کشت نمونه های ادراری استفاده و و تعداد کلنی های موجود در هر میلی لیتر ادرار  $(CFU/ml)$  (colony Forming Unit) را گزارش نمایند.

برای بررسی حجم لوب استفاده از روش های مانند رنگ سنجی و توزین استفاده می شود. ساده ترین روش بزی بررسی حجم لوب از روش رنگ سنجی از طریق اسپکتروفتومتر یا فتومتر به کمک مواد رنگی مانند متیلن بلو، کریستال ویوله و اوانس بلو می باشد.

ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوب با استفاده از ماده رنگی اوانس بلو

۱- پودر اوانس بلو این ماده به صورت تجتری در دسترس بوده و به آسانی در آب حل می شود

۲- آب مقطر

۳- لوله آزمایش

۴- پیپت یا سمپلر

۵- اسپکتروفتومتر یا فتومتر کالیبره

## ۶- کاغذ ملیمتری

## روش انجام

۱- 20mg از پودر رنگی اوانس بلو را در ۱۰ میلی لیتر آب حل نمایید. غلظت این محلول 0.2g/100

می باشد.

۲- ۶ لوله آزمایش انتخاب کرده در لوله اول 2ml و در هر یک از لوله های باقیمانده 1ml آب مقطر

بریزید. ۲۰ لانا (0.02ml) از محلول ذخیره اولیه (0.2g/100) برداشته در لوله اول ریخته و

کاملاً مخلوط نمایید. سپس 1ml از لوله اول برداشته و در لوله دوم بریزید ، از لوله دوم در لوله


سوم و این عمل را تا آخر ادامه دهید. در انتها 1ml از لوله از لوله ششم برداشته و دور بریزید به این

ترتیب ۶ محلول خواهید داشت که رقت نهایی بدست آمده در هر یک و میزان ماده رنگی به شرح

زیر خواهد بود.

لوله ششم    لوله پنجم    لوله چهارم    لوله سوم    لوله دوم    لوله اول  
 1ml    1ml    1ml    1ml    1ml    1ml

20A از محلول ذخیره 0.2g/10



رقت	1/100	1/200	1/400	1/800	1/1600	1/3200
مقدار ماده رنگی	10A	5 A	2.5A	1.25A	0.625A	0.3125A

۳- میزان جذب نوری (OD) در هر یک از لوله حاصله را به کمک اسپکتروفتومتر در طول موج 620 nm بدست آورید.

۴- جهت تعیین میزان لوب مورد بررسی، 10 لوله آزمایش برداشته و در هر یک 1 میلی لیتر آب مقطر بریزید.

۵- لوب تحت کنترل را بصورت عمودی وارد محلول ذخیره اولیه نموده، از محلول رنگی برداشته و در لوله های آزمایش فرو برید. این کار را 10 بار تکرار و در فواصل لوب را روی کاغذ خشک کن قرار دهید تا کاملاً خشک شود. از سوزاندن لوب خودداری نمایید.

۶- بعد از مخلوط کردن، جذب هر یک از لوله را در 620nm قرائت نمایید.

۷- بر روی کاغذ میلی متری نموداری نموداری ترسیم نمایید که در آن، محور افقی نشانه رقت های تهیه شده و محور عمودی نمایانگر جذب نوری هر رقت باشد.

۸- با قرار دادن جذب بدست آمده از لوپ کنترلی ، روی محور عمودی می توان ضریب رقت لوپ کنترلی را از روی محور افقی بدست آورد .

۹- جهت تعداد کلنی در هر میلی لیتر ادرار ، باید تعداد کلنی های بدست آمده از کشت را عکس ضریب رقت لوپ ، ضرب کرد. بطور مثال اگر ضریب رقت لوپ مجهول  $1/100$  و تعداد کلنی های روی پلیت ۵۰۰ عدد باشد باید ۵۰۰ را در ۱۰۰ ضرب و نتیجه را به صورت  $50/000 \text{ cfu/ml}$  گزارش نمود.

#### تعریف انواع سندروم های بالینی

۱. عفونت ادراری بدون عارضه (**uncomplicated UTI**) : عبارت است از عفونت دستگاه ادراری در حالی که ساختمان و عمل دستگاه ادراری سالم است. در این مورد شایع ترین بیماری زای جدا شده از کشت های ادراری E.Colie است.

۲. عفونت ادراری پیچیده (**Complicated UTI**) : عبارت است از عفونت در دستگاه ادراری که از نظر ساختمان یا عمل دچار اشکال یا اختلاف است، مثلا در کسانی که تومور دستگاه ادراری دارند ، بیماریاتی که برای مدت های طولانی سوند دارند و قطع نخاعی هستند یا اعمال جراحی بزرگ روی سیستم ادراری انجام شده یا به طور مادرزادی ساختمان و عملکرد دستگاه ادراری آنها دچار مشکل خاصی است و معمولا عفونت های مکرر و اغلب بیش از یک نوع ارگانیزم دارند.

۳. سندروم حاد اورترآ (**Acute Urethral Syndrome**) : اغلب در زنان جوان دیده می شود که علائم عفونت ادراری و باکتریوری خفیف با کلنی خیلی کم دارند.



۴. باکتریوری بدون علامت: در افراد مسن و زنان حامله شایع است و در زنان حامله باید با اهمیت تلقی شود. دیده شده است که عفونت های ادراری بدون علامت موجب زایمان سریع و پارگی کیسه آب و گاهی سقط جنین می شود.

۵. التهاب مثانه یا سیستیت: التهاب عفونی یا غیر عفونی مثانه.

۶. باکتریوری عبارت است از وجود اورویاتوژن های (بیماری زهای ادراری) در ادرار که موجب عفونت ادراری می شوند.

۷. پیوری: عبارت از وجود گلبول های سفید در ادرار و زمانی اطلاق می شود که در یک گستره مطلوب از رسوب ادرار سانتیفریوژ شده تعداد  $WBC > 5$  در هر میدان میکروسکوپی با درشت نمایی زیاد (40X) دیده می شود. این تعداد معادل  $WBC > 50$  در هر  $mm^3$  ادرار است.

۸. اورتریت (Urethritis): التهاب پیشابراه یا مجرای خروج ادرار که معمولا در حین بیماری های منتقله جنسی ایجاد می شود، مانند آرتریت گنوککی

۹. پیلونفریت (Pyelonephritis): التهاب و عفونت حاد پارانشیم کلیه که معمولا با درد پهلوها و تب لرز همراه است.

۱۰. حاملگی: به زنان توصیه می شود از ابتدای حاملگی چند بار آزمایش کشت ادرار انجام دهند تا در صورت وجود باکتریوری بدون علامت تحت درمان باشند.

در برخی عفونت های دستگاه ادراری مانند سل ادراری یا عفونت با باکتری های بی هوازی و التهاب مثانه در اثر عفونت کلامیدیای، مایکوپلاسما، یا برخی ویروس ها ممکن است تعداد زیادی گلبول سفید در ادرار دیده شود، در حالی که ارگانیسم ها مولد عفونت در محیط های کشت معمولی رشد نمی کنند؛ بنابراین، نتیجه کشت ادرار منفی است.

در التهاب غیر عفونی مثانه یا کلیه ها نیز با وجود گلبول سفید در ادرار، کشت ادرار منفی یا دارای شمارش کم است (پیوری استریل).

### تفسیر و نحوه نتیجه گزارش دهی نتایج کشت ادرار

در تفسیر کشت باید به این موارد توجه کرد:

- ۱- عوامل مرتبط با بیمار (نوع نمونه ادرار ، سن ، جنسیت ، علائم بالینی و مصرف آنتی بیوتیک)
  - ۲- نتیجه آزمون میکروسکوپی ادرار
  - ۳- شرایط باکتری رشد یافته روی پلت (تنوع کلنی رشد کرده یا خلوص کشت ، تعداد باکتری و نوع باکتری رشد یافته)
  - ۴- روش نمونه برداری
- جداول زیادی برای تفسیر نتایج کشت ادرار در کتاب های مختلف مرجع آورده شده است که مبنای آنها بر سه محور زیر است:

- تعداد کلنی ، خلوص کشت و رشد غالب یک یا دو نوع باکتری
  - تعداد WBC (پیوری)
  - علامت دار یا بدون علامت بودن بیمار (سمپتوماتیک یا آسمپتوماتیک)
- جداول تفسیری زیر از چهار مرجع معتبر بالینی انتخاب شده اند می توانید با توجه به علائم بالینی بیمار و همچنین رشد ارگانیسم در کشت ادرار از این جدول ها برای نوه کار روی نمونه و توصیه لازم به پزشک استفاده نمایید.
- نوع باکتری رشد یافته در تعیین بیماری زا بودن یا نبودن ، تعیین نوع آزمایش حساسیت میکروبی (انتخاب دیسک های آنتی بیوتیکی) و گزارش نهایی به پزشک اهمیت دارد.

#### روش و زمان بررسی نتایج

قرائت ابتدایی را باید روی همه کشت هایی انجام داد که قبل از نیمه شب دریافت شده اند

و در صورت رشد نکردن ، پلیت ها حتما باید ۴۸ ساعت نگه داری شوند. کشت هایی که بعد از نیمه شب پذیرش شده اند ، می توان اولین قرائت را به همراه سایر کشت های ارسالی در روز بعد انجام داد.

طبقه بندی عفونت های ادراری با توجه به سندرم بالینی

دسته	کلینیکال	آزمایشگاه
UTI حاد و بدون عارضه در زنان	سوزش ادرار ، درد سوپراپوبلیک ، تکرر ادرار ، فقدان علائم ادراری در ۴ هفته اخیر قبل از مشکل جاری ، بدون تب و درد پهلو	$\geq 10$ WBC/mm <sup>3</sup> $\geq 10^3$ CFU/ml پاتوژن های ادراری در CCMS
پیلونفریت حاد و بدون عارضه	تب ، لرز ، درد پهلو در معاینه ، فقدان تاریخچه یا شواهد کلینیکی از مشکلات کلیوی	$\geq 10$ WBC/mm <sup>3</sup> $\geq 10^4$ CFU/ml پاتوژن های ادراری در CCMS
UTI پیچیده و UTI در مردان	هر ترکیبی از علائم که در بالا لیست گردیده ، یک یا فاکتور های بیشتری که در ارتباط با عفونت ادراری پیچیده است	$\geq 10$ WBC/mm <sup>3</sup> $\geq 10^5$ CFU/ml پاتوژن های ادراری در CCMS
باکتریوریا بدون علامت	بدون علائم ادراری	$\geq 10$ WBC/mm <sup>3</sup> $\geq 10^5$ CFU/ml در دو CCMS کشت ها در بیشتر از ۲۴ ساعت با دو نمونه جدا از هم

CCMS یا ادرار تمیز میانی: Clean-Catch Midstream Urine

راهنمای تفسیر کشت های ادراری

نتیجه	نوع نمونه خاص در ارتباط با شرایط کلینیکی به شرط شناسایی بیماری	آزمایشات تشخیصی
هریک از دو پاتوژن مستعد یا برای $\leq 10^3 \text{ CFU/ml}$ از یک پاتوژن مستعد	CCMS ادرار در پیلونفریت ، سیستیت حاد ، باکتری اوریا بدون علامت یا ادرار سوند دار	کامل
$\leq 10^3 \text{ CFU/ml}$ از یک پاتوژن مستعد	CCMS ادرار در مردان دارای علامت یا سترم حاد اورترا یا ادرار سوند دار	کامل
$\leq 10^3$ نوع ارگانیزم بدون ارگانیزم غالب	CCMS ادرار یا دراز سوند دار	هیچکدام ، بدلیل آلودگی نمونه ، درخواست نمونه دوباره
دو یا سه نوع ارگانیزم با رشد یک ارگانیزم غالب و $< 10^3 \text{ CFU/ml}$ از ارگانیزم های دیگر	CCMS ادرار	آزمایشات تشخیصی کامل برای ارگانیزم غالب و توضیح ارگانیزم های دیگر
$\leq 10^3 \text{ CFU/ml}$ از هر تعداد نوع ارگانیزم	آسیب دیده شده از سوپرایوبیک ، ادرار به دست آمده از هر عمل جراحی دیگر	کامل

کامل: تشخیص ارگانیزم همراه با آزمایش حساسیت میکروبی

CCMS یا ادرار تمیز میانی: Clean-Catch Midstream Urine

$10^4$  تا  $\leq 10^5 \text{ CFU/ml}$  = رشد غالب

تفسیر نتایج کشت ادرار و انجام دادن عملیات تشخیصی

تعداد کلنی	علائم ، بیماری کلینیکی یا جمعیت بیمار	منبع ادراری	تعداد ارگانیزم ها، انواع جدا شده	عملیات آزمایشگاهی مورد نیاز
$<10^2$ $\geq 10^2$	اطفال	CV/CA	هیچکدام ۲۵ ارگانیزم توسط کشت بی هوایی	None ID & AST
$\geq 10^4$	زنان دارای علائم، اورتریت	CV	کشت خالص	ID & AST
$\geq 10^3$	مردان دارای علائم، پروستاتیت	CA	۲۵ ارگانیزم	ID & AST
$\geq 10^3$ $\geq 10^5$	التهاب مثانه، پیلونفریت	CA Bladder wash - out CV	کشت خالص کشت خالص ۲-۳ میکرو ارگانیزم ۳< ارگانیزم	ID & AST ID & AST ID & AST Q & SID Q & M or Q & GS

۱. برای تعیین تعداد  $10^2$  کلنی در ادرار باید از لوپ  $0.01$  میلی لیتر استفاده کرد.

۲. CV (clean voided) ادرار تمیز

۳. CA (straight catheterized) ادرار گرفته شده توسط سوند کوتاه مدت

۴. Work-up: به عملیات آزمایشگاهی نیاز است، مخمر در کشت ادرار به تعداد که وجود داشته باشد باید

به پزشک گزارش شود (ضروری است تعداد کلنی کانت ذکر شود) و در صورتی که مخمر بیش از  $10^5$

مخمر در نمونه ادرار رشد کند ، گونه آن را باید تعیین کرد.

۵. Suprapubic : از نظر آناتومیکی ناحیه ای در بالا مثانه است که از طریق کاتتر وارد مثانه می گردند و

ادرار به صورت استریل جمع آوری می گردد.

ID & AST: شناسایی و آزمایش حساسیت میکروبی.

ID & S: شناسایی را تا حد تعیین جنس و گونه و در صورت لزوم آزمایش حساسیت میکروبی را نیز انجام دهید.

برای مثال، در صورتی که بر اساس مرفولوژی کلنی و ظاهر میکروسکوپی به لاکتوباسیل مشکوک شدید، از آزمایش حساسیت ضد میکروبی جنتاب کنید.

Q & SID: شمارش و شناسایی ظاهری و آزمایش بیوشیمی و AST لازم نیست.

Q & M: تعداد کل باکتری ها را بشمارید و به عنوان mixed urethral flora گزارش دهید.

Q & GS: شمارش گزارش ظاهری به وسیله رنگ گرم.

تفسیر نتایج کشت ادرار در نمونه های گرفته شده

تفسیر نتایج کشت ادرار در نمونه های گرفته شده به وسیله سوند ادراری

الف) تعداد کلنی رشد یافته بیشتر از  $10^4$  CFU/ml

۱. رشد ۲ بیماری زای ادراری احتمالی در تعداد بیشتر از  $10^4$  CFU/ml:

- شناسایی کامل (ID) و انجام دادن آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی (AST) روی هر دو ارگانیزم؛

- شناسایی توصیفی گونه هایی که در تعداد کمتر از  $10^4$  رشد کرده اند.

۲. رشد یک یا دو نوع باکتری آلوده کننده احتمالی در تعداد بیشتر از  $10^4$  CFU/ml:

- شناسایی توصیفی ارگانیزم های موجود بر اساس ظاهر آنها. برای مثال، دیپتروئیدها و گروه استرپتوکوک های ویریدانس

نحوه گزارش:

Multiple Organisms Present, Probable contamination , Please repeat culture

۳. رشد یک نوع بیماری زای ادراری احتمالی و یک نوع باکتری آلوده کننده

▪ شناسایی کامل (ID) روی بیماری زای احتمالی

▪ شناسایی توصیفی: باکتری آلوده کننده احتمالی بر اساس نوع ظاهری کلنی

۴. رشد سه نوع ارگانیزم در نمونه:

▪ شناسایی توصیفی ارگانیزم ها بر اساس شکل ظاهری کلنی

نحوه گزارش: مانند گزارش بالایی است.

Multiple Organisms Present, Probable contamination , Please repeat culture

(ب) تعداد کلنی رشد یافته کمتر از  $10^4$  CFU/ml

۱. برای بیماران تحت درمان آنتی بیوتیک ، بیماران خانم مبتلا به ادر تریت و مردان علامت دار شناسایی

کامل ID و آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی (AST) .

۲. برای بیماران دیگر توصیف نوع ظاهری ارگانیزم (شناسایی توصیفی) و درخواست تکرار نمونه گیری.

۳. کشت ادرار را در دمای اتاق به مدت ۷۲ ساعت نگه داری کنید تا در صورت درخواست انجام کارهای

تکمیلی توسط پزشک ، کشت در دسترس باشد.

تفسیر نتایج کشت ادرار حاصل از تکنیک های تهاجمی

۱. وجود یک یا دو ارگانیسم:

- شناسایی ID و انجام دادن AST در صورتی که ارگانیسم های جدا شده بیماری زا باشند.

۲. وجود سه ارگانیسم:

- شناسایی کامل ID و نگهداری کشت ها به مدت ۳ روز برای درخواست مشاوره

نحوه گزارش:

If AST is required, plates will be hold for 72 hours for consultation.

۳. بدون رشد:

- کشت ها را پس از ۲۴ ساعت بررسی کنید:
- مجددا کشت ها را به مدت ۴۸ ساعت نگه داری کنید.

نحوه گزارش:

No growth at  $<10^2$  CFU/ml at 48 hours./or No growth at 48 hours.



- در مواردی که استافیلوکوک اورنوس به طور خاص در محیط کشت رشد نماید، صرف نظر از تعداد آن به عنوان یک عفونت بارز تلقی می گردد که باید برای آن آزمایش حساسیت میکروبی انجام داد و نتیجه را به پزشک گزارش نمود.
- وجود قارچ در کشت ادرار به هر تعداد که باشد به پزشک گزارش داده شود (ذکر کلی کانت ضروری است) و در صورتی که کشت های ادرار خالص از نظر کشت داشته باشیم باید گونه قارچ آن را نیز تعیین کرد. لازم به ذکر است که کاندیدا ها معمولاً پس از ۲ روز در محیط های معمولی رشد می کنند.
- استرپتوکوک گروه ب به خصوص در زنتی در سن بارداری قرار دارند علاوه بر ایجاد عفونت ادراری باعث آلودگی نوزاد در ضمن عبور از کانال زایمان و ایجاد تب های بعد از زایمان می شود. بنابراین جدا کردن این ارگانیسم کشت ادرار این افراد باید با اهمیت تلقی شود همچنین در افراد مبتلا به دیابت جداسازی این گونه استرپتوکوک ممکن است نشانه عفونت ادرار باشد.
- سدوموناس انرو ژنوزا در بیماران مبتلا به دیابت یا کسانی که به نوعی بیماری زمینه ای دارند و به خصوص در بیماران با نقص سیستم ایمنی یا بستری در بیمارستانها یا کسانی که پیوند کلیه دارند از جمله یورو پاتوژنهاست .
- در بیماران بستری و داراری کتتر ادراری باکتریهای مانند اسنیتو باکترها و گونه های سدوموناس ممکن است عامل عفونت های ادراری بیمارستانی باشد.
- جداسازی جنس های غیر شایع مانند سالمونلا، آنروموناس و ویبریو به هر تعداد کلونی ، از کشت ادرار باید گزارش شود .
- بعضی اوقات تکثیر بیش از حد باکتری های غیر هوازی و درگیری ویروسی دستگاه ادراری نیز سندرم اورترا ایجاد میکند که در آزمایشگاه معمولی قابل تشخیص و شناسایی نیستند.

## درمان

درمان با آنتی بیوتیک مرگ و میر و عوارض حاصل از UTI را به حداقل می‌رساند. هدف از درمان ریشه‌کنی عفونت می‌باشد. انتخاب آنتی بیوتیک مناسب براساس عامل بیمار (از حساسیت آنتی بیوتیکی، عفونت با یک یا چند ارگانیزم، پاتوژن بودن ارگانیزم مورد نظر و یا فلور طبیعی بودن آن، عفونت اکتسابی معمولی و یا بیمارستانی)، شرایط بیمار (آلزای، بیماریهای زمینه‌ای، سن، درمان آنتی بیوتیکی قبلی، دیگر داروهای مصرفی، درمان سریایی یا بستری یا بارداری) و محل عفونت (کلیه، مثانه یا پروستات) صورت می‌گیرد. در بیمارانی که مبتلا UTI مکرر می‌شوند یا در معرض خطر UTI قرار دارند میتوان آنتی بیوتیک را به صورت پروقیلاکتیک تجویز نمود.

انواع آنتی بیوتیک های ادراری (جهت آنتی بیوگرام)

### تری متو پریم-سولفا متوکسازول SXT

بجز مواردی که عامل UTI ایتروکوک و سدوموناس باشد از تری متو پریم-سولفا متوکسازول میتوان استفاده نمود. این دارو به نسبت ارزان و بسار کارآمد بوده و از متابولیسم فولات در باکتری ممانعت به عمل می‌آورد. ازین دارو در بیماران مبتلا به کمبود فولات، کمبود G6PD، ایدز و افراد حامله نباید استفاده نمود.

### فلوروکینولون ها

این گروه از داروها به ویژه علیه باکتریهای گرم منفی موثر می‌باشند. خانواده این دارو علیه انواع استافیلوکک ها اثر خوبی دارند و لی علیه استرپتوکوک و بیهوازی موثر نیستند. نحوه اثر مهارانزیم DNA gyrase و ممانعت از تکثیر باکتری می‌باشد. این دارو به نسبت گران بوده ولی عوارض کمی دارد. ازین خانواده دارویی در زنان باردار و کودکان نباید استفاده کرد زیرا باعث آسیب غضروفی می‌گردد.

### نیتر و فورانتوئین FM

نیتر و فورانتوئین علیه باکتریهای گرم منفی و استافیلوکک ها و انتر و کک ها موثر است (بجز سدوناس و پروتئوس) و اثر آن روی DNA باکتری است. داروی ارزان و کارآمدی است.

### آمینوگلیکوزیدها

از این خانواده برای درمان UTI دارای عارضه استفاده می شود. داروهای این گروه به شدت علیه باکتریهای گرم منفی موثرند. مکانیسم اثر آنها مهار ساخت DNA و RNA می باشد.

### سفالوسپورین ها

سفالوسپورینهای نسل اول اثر خوبی بر روی باکتریهای گرم مثبت، اشرشیا کولی، پروتئوس و کلبسیلا دارند. سفالوسپورینهای نسل دوم علیه بیپهوزیها و هموفیلوس آنفلوآنزا اثر زیادی دارند. و اعضای نسل سوم بر علیه باکتریهای گرم منفی موثرند. مکانیسم اثر آن از طریق ممانعت از ساخت دیواره سلولی باکتری می باشد. سفالوسپورین های خوراکی در درمان UTI بدون عارضه و در کودکان مبتلا به تب و پیلونفریت به کار میرود.

### پنی سیلین ها

نسل اول این خانواده در درمان UTI جایی ندارند. ولی آمپی سیلین اثر خوبی روی انتر و ککها استافیلوکک ها اشرشیا کولی و پروتئوس دارد. با این حال مقاومت دارویی خیلی سریع رخ می دهد.

مقاومت آنتی بیوتیکی

در سالهای اخیر میزان مقاومت آنتی بیوتیکی افزایش یافته که از تنوع جغرافیایی نیز برخوردار می باشد. در میان عوامل پاتوژن سیستم ادراری بویژه به مقاومت اشرشیاکولی اشرشیاکولی اشاره کرد. که ۱۸-۵۴ درصد به آمپی سیلین، ۹-۲۷ درصد به تریمتوپریم و ۱۶-۴۹ درصد به سولفامتوکسازول مقاوم شده است. مقاومت نسبت به نیترو فورانتوئین و فلو رو کینولونها کمتر بوده است. (حدود ۳ درصد)

جدول داروهای پیشنهادی برای درمان انواع پاتوژن های معمول سیستم ادراری

باکتری	آنتی بیوتیک
کوکسی های گرم مثبت	
استافیلوکک ارئوس	نافیسیلین-نیتروفورانتئین-سیپروفلوکساسین
استافیلوکک اپیدرمیدیس	آمپی سیلین-نیتروفورانتئین-سیپروفلوکساسین
استافیلوکک ساپرو فیتیکوس	آمپی سیلین-نیتروفورانتئین-سیپروفلوکساسین
استرپتوکک گروه D	
استرپتوکک فکالین	آمپی سیلین-نیتروفورانتئین
استرپتوکک بووی	پنی سیلین G-آمپی سیلین-ونکوماسین
استرپتوکک گروه B	آمپی سیلین-سفالوسپورین
کوکسی های گرم منفی	
نایسریا گونوره	سیپروفلوکساسین همراه با داکسی سایکلین
باسیلیهای گرم منفی	
Ecoli	SXT-سیپروفلوکساسین-جتنامایسین-نیتروفورانتئین
انتر و باکترها	SXT-سیپروفلوکساسین-جتنامایسین-نیتروفورانتئین
گاردنلا واژینالیس	مترونیدازول-آمپی سیلین
کلبسیلا	SXT-سیپروفلوکساسین-جتنامایسین
پروتئوس	SXT-سیپروفلوکساسین-جتنامایسین-آمپی سیلین
سدوموناس	تتراسایکلین-سیپروفلوکساسین-کاربنتی سیلین-جتنامایسین
سراشیا	SXT-کاربنتی سیلین-آمیکاسین
پاتوژن های دیگر	
کلامیدیا	تتراسایکلین-اریترو مایسین
مایکوپلاسماها، اوره آپلاسما	تتراسایکلین-اریترو مایسین
بیهوازیهای اجباری	مترونیدازول-کلیدامایسین



## بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی نمونه مدفوع

### الف- بررسی ماکروسکوپی

نمونه های مدفوع باید از نظر ظاهر بررسی گردند و از نظر وجود لخته خون، موکوس و قوام مدفوع مشاهدات ثبت شوند.

### ب- بررسی میکروسکوپی

با تهیه اسمیر تازه از مدفوع و رنگ آمیزی گرم می توان وجود گلبولهای سفید، همچنین غالب بودن یک مورفولوژی باکتریایی، وجود سلولهای مخمر یا عدم وجود باسیلهای گرم منفی روده ای را در مدفوع تعیین نمود.

## انتخاب، تلقیح و انکوباسیون محیط های کشت مدفوع

### الف) انتخاب محیط های کشت

۱) محیطهای پلیتی افتراقی و انتخابی:

برای کشت روئین مدفوع، جهت جداسازی باکتریهای بیماریزای روده ای باید از محیط های افتراقی و انتخابی زیر استفاده شود:

محیط **MacConkey Agar (MAC)** که همه باسیلهای گرم منفی روده ای بتوانند روی آن رشد کنند، همراه با

محیط افتراقی- انتخابی **Xylose-Lysine Decarboxylate (XLD)**.

(از محیط **Hektoen Enteric Agar (HE)** هم می توان به جای **XLD** استفاده نمود.)



تذکره:

(a) محیط **SS (Salmonella Shigella Agar)** برای جداسازی سالمونلا به کار می رود، اما باعث مهار رشد برخی از گونه های شینگلا می شود. لذا نباید از این محیط در موارد مشکوک به جداسازی شینگلا به جای **MAC**، **XLD** یا **HE** استفاده نمود.

(b) محیط **XLD** چون میزان مهار کنندگی کمتری روی رشد کلی فرمها دارد، برای جداسازی شینگلا مناسب تر از محیط **HE** می باشد.

(۲) محیط های مایع غنی کننده:

استفاده از این محیط ها به منظور بازیافت مقادیر کم سالمونلا یا شینگلا در افراد بدون علامت ناقل، و بویژه در میان کارکنان دارای مشاغل حساس (مانند افراد شاغل در مهدهای کودک، آشپزخانه ها و ..) الزامیست.

رایجترین این محیط ها **GN (Gram Negative Broth)** برات و **SF (Selenite F Broth)** برات می باشند.

تذکره:

(a) محیط **SF** برات برای جداسازی سالمونلا مناسب است، ولی برای برخی از گونه های شینگلا دارای اثر مهار کنندگی بوده، لذا بهتر است در موارد مشکوک به جدا سازی شینگلا از این محیط استفاده نشود. استفاده از **GN** برات به دلیل خاصیت مهار کنندگی کمتر برای گونه های سخت رشد شینگلا، ارجحیت دارد.

(b) هنگام ساخت محیط **SF** برات، حرارت دادن بیش از اندازه باعث ایجاد ذراتی در محیط می شود که در این صورت نمی توان از آن استفاده کرد. همچنین عملکرد محیط **SF** برات در شرایط بی هوازی بهتر می باشد، بنابراین مقدار محیط در لوله باید به اندازه ای باشد که حداقل ۵ سانتی متر عمق ایجاد شود.



### ب) تلقیح محیط های کشت و انکوباسیون

نمونه های مدفوع پس از تحویل به آزمایشگاه باید فوراً بر روی محیط های ذکر شده کشت داده شوند.

۱- تلقیح محیط های پلیتی:

در صورتی که نمونه سوآب رکتال باشد، سوآب را روی سطح پلیت به قطر حدود ۲/۵ سانتیمتر می چرخانیم. سپس سطح پلیت را با لوب استریل از منطقه تلقیح در تمامی پلیت **Streak** کرده به طوری که کلنی های جدا از هم بدست آید (مطابق شکل زیر). پلیت ها را به مدت ۲۴ ساعت در ۳۵-۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه می کنیم. در صورت عدم رشد یا رشد ضعیف، انکوباسیون را تا ۴۸ ساعت ادامه می دهیم.

تذکر:


۱) برای هر بیمار استفاده از یک پلیت یا قطر ۱۰-۸ سانتیمتری برای هر محیط الزامیست و نباید از پلیت ۶

سانتیمتری استفاده نمود، زیرا احتمال جداسازی کاهش می یابد.

۲) برای تلقیح در محیط های انتخابی مانند **XLD** , **HE** , **SF** یا **SS** باید مقدار بیشتری نمونه تلقیح شود.

۳) در مواردی که نمونه مدفوع قوام دار است توصیه می شود، کشت از سوسپانسیون مدفوع در سرم فیزیولوژی انجام

گردد.







## ۲- تلقیح محیط مایع غنی کننده GN یا SF برات:


نمونه را با سواب به داخل محیط GN یا SF برات برده، سواب را دور می اندازیم.

معمولاً برای محیط GN برات ۶-۴ ساعت انکوباسیون و محیط SF برات ۱۲-۸ ساعت انکوباسیون در ۳۷-۳۵ درجه سانتی گراد توصیه می شود. همچنین در بعضی منابع جدید برای انکوباسیون GN برات ۸-۶ ساعت و SF برات ۲۴-۱۸ ساعت ذکر شده است.<sup>(۵)</sup>

بعد از این زمان از سطح محیط برات بدون مخلوط کردن (به دلیل حرکت بیشتر سالمونلاها در مقایسه با E.coli و تراکم سالمونلا در سطح برات) یک لوپ برداشته، روی پلیت MAC و XLD کشت می دهیم، به طوری که کلنی های جدا از هم بدست آید. همه پلیت ها را به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷-۳۵ درجه سانتی گراد انکوبه می کنیم. در صورت عدم رشد یا رشد ضعیف، انکوباسیون را تا ۴۸ ساعت ادامه می دهیم.

## ج- جداسازی و تشخیص

بعد از انکوباسیون، میزان رشد، شکل و رنگ کلنی ها در هر یک از محیط های کشت داده شده بررسی و ثبت می شود.

صفحه 1 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

### دستورالعمل روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی

انتقال نمونه های عفونی از طرق مختلف، تحت قوانین سازمان ملل متحد (United Nations) انجام می گیرد. همچنین انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی (International Air Transport Association) در مورد چگونگی حمل و نقل مواد عفونی قوانینی سخت گیرانه را تحت عنوان IATA Dangerous Good Regulation (DGR) تدوین نموده است که در بیشتر کشورها مورد تأیید (ICAO) International Civil Aviation Organization می باشد. سازمان جهانی بهداشت نیز کتابی تحت عنوان راهنمای قوانین انتقال نمونه های عفونی منتشر نموده است.

راهنمای ذیل خلاصه ای از منابع فوق و پانزدهمین ویرایش این قوانین توسط سازمان ملل متحد بوده که در مورد شرایط استاندارد نقل و انتقال نمونه های عفونی بحث می کند.

انتقال نمونه های آلوده یا نمونه هایی که احتمال آلودگی آنها وجود دارد، به صورت انتقال بین آزمایشگاهی، انتقال نمونه های بخش های مختلف بیمارستان به آزمایشگاه بیمارستان، انتقال بین بیمارستان و آزمایشگاه و نیز مطب پزشکان و آزمایشگاه، باید تحت شرایط استاندارد از نظر استفاده از ظروف استاندارد جهت بسته بندی با درج علائم و برچسب های لازم، روش بسته بندی استاندارد، رعایت اصول ایمنی جهت انتقال نمونه، رعایت زنجیره سرد در صورت لزوم و غیره انجام شود.

حمل و نقل نمونه ها می تواند از راه هوا، دریا، جاده، راه آهن و نیز بست طبق قوانین موجود در هر کشور و دستورالعمل مربوطه، تحت شرایط صحیح بسته بندی انجام شود.


#### تقسیم بندی مواد خطرناک:

طبق قوانین International Airline Transport Association- IATA مواد خطرناک به ۹ گروه تقسیم می شوند (جدول پیوست شماره ۱) که بیشتر تقسیم بندی ها مربوط به انواع مواد شیمیایی بوده و مواد عفونی در گروه 6.2 قرار می گیرند.

#### مواد عفونی (Infectious Substances)

این گروه مواد عفونی شناخته شده و یا موادی که ممکن است عفونی باشند، را دربر گرفته و شامل باکتری ها، ویروس ها، ریکتزیا، انگل ها، قارچ ها و نیز عوامل دیگری مانند پریون ها می باشد و در صورتی که به دلیل بسته بندی نامناسب به بیرون نشت کنند، می توانند در تماس فیزیکی با انسان و یا حیوان باعث ایجاد بیماری گردند.

مواد عفونی به سه گروه A, B و مواد معاف شده (Exempt human/animal specimens) تقسیم می شوند. مواد عفونی گروه A موادی هستند که می توانند باعث ناتوانی دائمی و یا بیماری های کشنده و یا تهدید کننده زندگی در انسان و یا حیوان سالم شوند که نمونه هایی از این مواد در پیوست ضمیمه آمده است (طبق جدول پیوست شماره ۲) و در ارتباط با بیماری های بومی و شرایط منطقه متفاوت می باشند.

صفحه 2 از 17	<p style="text-align: center;"><b>دستورالعمل</b></p> <p style="text-align: center;"><b>روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--------------	---	---

مواد عفونی که توانایی ایجاد شرایط فوق را دارا می باشند، تحت عنوان UN 2814 (=United Nations Number) طبقه بندی شده و مواد عفونی که فقط باعث بروز بیماری در حیوانات می شوند، تحت عنوان UN 2900 نامگذاری می شوند.

مواد عفونی که در فهرست جدول شماره ۲ قرار نمی گیرند و شرایط فوق را از نظر بیماری زایی دارا نمی باشند، جزء نمونه های بیولوژیکی، گروه B و UN 3373 طبقه بندی می شوند و مطابق شکل پیوست شماره ۴ بسته بندی می شوند.

در مورد مواد معاف شده، معمولاً باید ارزیابی پزشکی صورت گیرد و با پزشک راجع به شرح حال بیمار مشورت شود که آیا نمونه این بیمار در زمره مواد آلوده قرار می گیرد یا خیر. نمونه های انسانی یا حیوانی که به احتمال کمی دارای عامل بیماری زا هستند، مشمول مقررات محموله های خطرناک (استفاده از سه محفظه جهت بسته بندی) می شوند.

از مواد معاف شده ای که مشمول بسته بندی سه محفظه ای نمی شوند، می توان به نمونه های لکه خون خشک شده، مواد حاوی میکروارگانیسم هایی که برای انسان و حیوان بیماری زا نیستند، موادی که هرگونه عامل بیماری زای موجود در آن ختنی و یا غیر فعال شده و هیچ گونه خطری نداشته باشد، می توان اشاره نمود.

مثال هایی از آزمایش های مربوط به این گروه، انجام آزمایش حاملگی و یا سنجش میزان داروها می باشد. در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در خصوص ارتباط با پزشک و یا اطلاع از سوابق بیماری فرد در ایران، معمولاً جهت بسته بندی این مواد نیز از سه محفظه استفاده می کنیم. مواد معاف شده شماره UN ندارند.

#### Proper Shipping Name

نام مناسب جهت حمل محموله، در واقع مشخص کننده چگونگی طبقه بندی عوامل خطر و مواد عفونی بوده و برای UN2814 باید عبارت INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS بر روی محفظه بیرونی درج شود. و در مورد UN 2900 باید عبارت INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS only درج گردد (مطابق شکل پیوست شماره ۳). در مورد UN3373 باید عبارت BIOLOGICAL SUBSTANCE درج شود. نام مناسب جهت حمل محموله در مورد مواد معاف شده (Exempt human/animal specimens) می باشد.

#### روش بسته بندی:

جهت بسته بندی نمونه ها طبق شرایط استاندارد، باید از سه محفظه که واجد شرایط ذیل باشد، استفاده نمود: نمونه را داخل ظرف دربند دار که غیرقابل نفوذ به مایعات و غیرقابل نشت بوده، قرار دهید.

صفحه 3 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

در صورتی که تعداد نمونه ها و بالطبع تعداد لوله ها زیاد باشد، می توان مطابق اشکال بیوست لوله ها را توسط جداکننده های مقوایی ضخیم و یا جداکننده هایی از جنس دیگر مانند اسفنج بسته بندی نمود و در صورتی که نمونه مایع باشد، اطراف لوله ها به طور جداگانه ماده جاذب الرطوبه مانند تکه های ابر و ... قرار داد که در واقع این مواد جاذب بین محفظه اول و محفظه دوم قرار می گیرند، تا در صورت شکستن و یا نشت لوله ها، مواد آلوده به محفظه بیرونی نشت ننماید. حجم مواد جاذب باید متناسب با حجم مایع باشد.

سیس محفظه اول را داخل محفظه دوم مقاومی که غیرقابل نشت و غیرقابل نفوذ به مایعات بوده، قرار داده و مشخصات نمونه را روی آن درج کنید.

سیس محفظه دوم را داخل محفظه سوم مقاوم به ضربه و شرایط محیطی (که معمولاً در نمونه هایی که نیاز به رعایت زنجیره سرد دارند محفظه سوم را می تواند Cold Box تشکیل دهد) قرار داده و در غیر این صورت، باید این محفظه از مقاومت بسیار خوبی برخوردار باشد.

بر روی این محفظه باید مشخصات ذیل درج گردد:

نام و آدرس فرستنده و گیرنده، نام و شماره تلفن شخص مسئول تأیید کننده شرایط بسته بندی، شماره UN، و Proper shipping name شامل:

UN 2814 "INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS"

و یا

UN 2900 "INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS"

در مورد نمونه هایی که باید با رعایت زنجیره سرد منتقل شوند، از یخ خشک و یا نیتروژن مایع استفاده می شود. در مورد این نمونه ها باید از UN 3245 و برچسب مخصوص آن که مربوط به گروه ۹ و نام آن Miscellaneous dangerous substances می باشد، استفاده نمود (شکل بیوست شماره ۶). همچنین باید وزن یخ خشک نیز بر روی محفظه بیرونی درج شود. یخ خشک باید بین محفظه دوم و سوم قرار گیرد.

باید با توجه به طول مسیر و حجم نمونه از مقدار کافی یخ خشک استفاده نمود و نیز در صورت استفاده از Cold box، این وسیله باید برای نگهداری نمونه ها در شرایط سرد، از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

#### (Packing Instruction)

انواع ظروف مورد نیاز جهت بسته بندی مواد عفونی A و B و نیز چگونگی ساخت این ظروف تحت الزامات ساخت


P620 (Packing Instruction) و یا PI602 و نیز P650 می باشد که مبحث مفصلی بوده و در

دستورالعمل IATA درج گردیده است.

#### اظهاریات

باید اظهاریات توسط فرستنده (SHIPPER'S DECLARATION) تکمیل شود (مطابق شکل بیوست شماره ۵).

اظهاریات به عنوان یک سند قانونی مطرح بوده و باید دارای مشخصات ذیل شامل:

صفحه 4 از 17	<p style="text-align: center;"><b>دستورالعمل</b></p> <p style="text-align: center;"><b>روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی</b></p>	 <p style="text-align: center;">آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
--------------	---	---

مشخصات کامل فرستنده، گیرنده، شماره بارنامه، تعداد صفحات بارنامه، فرودگاه مبدأ، فرودگاه مقصد، نوع حمل و نقل (فقط حمل هوایی و ...)، شماره UN، Proper Shipping name، گروه خطر تقسیم بندی شده، حجم مواد و طریقه بسته بندی، Packing Instruction، تاریخ، مکان، نام و امضاء فرد تایید کننده و ... باشد و تکمیل آن برای نمونه هایی که شماره UN 3373 دارند، ضروری نمی باشد. شکل شماره ۵- (شکل شماره ۳/۱ و شکل شماره ۴/۱)

#### بارنامه هوایی (Air Waybill)

یک سند استاندارد بوده که علاوه بر اظهار نامه باید تکمیل شود.

#### حجم نمونه ها:

در مورد نمونه هایی که در گروه UN 2814 قرار می گیرند، نمونه های با حجم بیش از ۵۰ میلی لیتر و یا ۵۰ گرم را نباید در هواپیمای مسافربری بارگیری نمود. حداکثر حجم نمونه هایی را که می توان با هواپیمای باربری انتقال داد ۴ لیتر و یا ۴ کیلوگرم می باشد.

#### برچسب:

برچسب دارای علامت خطر زیستی (مربوط به مواد عفونی) باید به صورت لوزی شکل (شکل پیوست شماره ۷) بر روی محفظه بیرونی نصب شود که گروه ۶ در قسمت پایین آن درج شده است.

برچسب **PACKAGE ORIENTATION** (شکل پیوست شماره ۸) باید بر روی نمونه های عفونی مایع که حجم آنها بیش از ۵۰ میلی لیتر می باشد، نصب گردد و نشان دهنده رعایت جهت رو به بالا برای حمل محفظه حاوی مواد می باشد. معمولاً این برچسب بر روی نمونه های UN 3373 نصب نمی شود، اما استفاده از آن توصیه می گردد.

برچسب **UN Specification Markings** که در مورد نمونه های عفونی استفاده می شود، بر روی محفظه بیرونی درج شده و حاوی اطلاعاتی مانند علامت UN، نوع بسته بندی از نظر وزن، گروه مواد عفونی، سال ساخت محفظه، مشخصات کارخانه سازنده و غیره می باشد.


باید تمامی مشخصات ثبت شده فوق به طور واضح درج شده و خوانا باشد.

در صورت آسیب دیدن بسته بندی و یا نشئت مواد باید فوراً به مسئولین مربوطه اطلاع داد.

برای بسته بندی نمونه های سرم، به طور مثال جهت تعیین مقدار کلسترول که از طریق هوا منتقل می شوند، باید از سه محفظه استفاده نمود و نمونه های حاوی ویروس ایدز و هیپاتیت و ... و یا زمانی که انتظار جداسازی این ویروس ها از نمونه وجود دارد، باید طبق شرایط UN 3373 بسته بندی گردد.

انتقال نمونه های عفونی به صورت شخصی و توسط افراد از طریق هوا کاملاً غیرقانونی می باشد.

در شرایطی مسئولیت ارسال کننده نمونه به پایان می رسد که نمونه عفونی تحت شرایط استاندارد منتقل شده و ارسال کننده از دریافت آن توسط گیرنده مطمئن شود.

صفحه 5 از 17	<b>دستورالعمل</b> <b>روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
--------------	--	---

## Classification of dangerous goods

### Class 1 to 9

#### Class 6.2: Infectious substances

- > Infectious substances, affecting humans (UN 2814)
- > Infectious substances, affecting animals (UN 2900)
- > Biological substances (diagnostic specimens) (UN 3373)
- > Clinical waste (UN 3291)


#### Class 9: Different dangerous substances

- > Genetically modified microorganisms (UN 3245)
- > Dry ice (UN 1845)

جدول شماره (۱)

All nine hazard classes and the two divisions of Class 6 are listed below:


- Class 1 — Explosives
- Class 2 — Gases
- Class 3 — Flammable Liquids
- Class 4 — Flammable Solids
- Class 5 — Oxidizing Substances and Organic Peroxides
- Class 6 — Toxic and Infectious Substances
  - Division 6.1 — Toxic substances.
  - Division 6.2 — Infectious substances.
- Class 7 — Radioactive Material
- Class 8 — Corrosives
- Class 9 — Miscellaneous Dangerous Goods

صفحه 6 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

جدول شماره (۲)

TABLE 3.3.A  
Indicative Examples of Infectious Substances included in Category A in Any Form  
Unless Otherwise Indicated (3.3.2) (Cont'd)

UN Number and Proper Shipping Name	Micro-organism
	Guanarito virus
	Hantaan virus
	Hantavirus causing hemorrhagic fever with renal syndrome
	Hendra virus
	Hepatitis B virus (cultures only)
	Herpes B virus (cultures only)
	Human immunodeficiency virus (cultures only)
	Highly pathogenic avian influenza virus (cultures only)
	Japanese Encephalitis virus (cultures only)
	Junin virus
	Kyasanur Forest disease virus
	Lassa virus
	Machupo virus
	Marburg virus
	Monkeypox virus
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (cultures only)
	Nipah virus
	Omsk hemorrhagic fever virus
	Poliovirus (cultures only)
	Rabies virus (cultures only)
	<i>Rickettsia prowazekii</i> (cultures only)
	<i>Rickettsia rickettsii</i> (cultures only)
	Rift Valley fever virus (cultures only)
	<i>Russian spring-summer encephalitis virus</i> (cultures only)
	Sabia virus
	<i>Shigella dysenteriae</i> type 1 (cultures only)
	Tick-borne encephalitis virus (cultures only)
	Variola virus
	Venezuelan equine encephalitis virus (cultures only)
	West Nile virus (cultures only)
	Yellow fever virus (cultures only)
	<i>Yersinia pestis</i> (cultures only)
UN 2900 Infectious substances affecting animals	African swine fever virus (cultures only)
	Avian paramyxovirus Type 1 – Velogenic Newcastle disease virus (cultures only)
	Classical swine fever virus (cultures only)
	Foot and mouth disease virus (cultures only)
	Lumpy skin disease virus (cultures only)
	<i>Mycoplasma mycoides</i> – Contagious bovine pleuropneumonia (cultures only)
	Peste des petits ruminants virus (cultures only)

صفحه 7 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

ادامه جدول شماره (۲)

TABLE 3.3.A  
Indicative Examples of Infectious Substances Included in Category A in Any Form  
Unless Otherwise Indicated (3.3.2)


UN Number and Proper Shipping Name	Micro-organism
UN 2814 infectious substance affecting humans	<i>Bacillus anthracis</i> (cultures only) <i>Brucella abortus</i> (cultures only) <i>Brucella melitensis</i> (cultures only) <i>Brucella suis</i> (cultures only) <i>Burkholderia mallei</i> – <i>Pseudomonas mallei</i> – Glanders (cultures only) <i>Burkholderia pseudomallei</i> – <i>Pseudomonas pseudomallei</i> (cultures only) <i>Chlamydia psittaci</i> – avian strains (cultures only) <i>Clostridium botulinum</i> (cultures only) <i>Coccidioides immitis</i> (cultures only) <i>Coxiella burnetii</i> (cultures only) Crimean-Congo hemorrhagic fever virus Dengue virus (cultures only) Eastern equine encephalitis virus (cultures only) <i>Escherichia coli</i> , verotoxigenic (cultures only) Ebola virus Flexal virus <i>Francisella tularensis</i> (cultures only)




صفحه 8 از 17	دستورالعمل	آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره (۳)

## Packaging instructions for UN 2900 and UN 2814: category A



UN certified containers, P620

صفحه 9 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره (۳/۱)

### 8.4.2 Sample Documentation and Labelling for a Shipment of Infectious Substances in Category A with Dry Ice


Figure 8.4.2.A  
Shipper's Declaration

UN2814	Infectious substance, affecting humans (Suspected category A infectious substance)	6.2		10 ml	602
UN1845	Dry Ice	9	III	3 kg All packed in one Fibreboard box.	904

A way to show an infectious substance shipment packed together with dry ice inside a UN Class 6.2 specification package. Note that a "Q" value is not required, and the Air Waybill will require the statement as shown in 8.3.


Figure 8.4.2.B  
Air Waybill

Airport of Destination		Requested Flight/Date		Amount of Insurance		INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is required in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figure in box marked "Amount of Insurance".	
Handling information							
Dangerous Goods as per attached DGD							SCI
No. of Pieces ACP	Gross Weight	kg	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
							Infectious substance

صفحه 10 از 17	<p>دستورالعمل</p> <p>روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی</p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---------------	---	---




Transportation packagings for  
Class 6.2 Infectious Substances  
according to ICAO-TI and IATA/DGR  
Packinginstructions 602 and 650




**Noax Sys AB**

PO Box 2022, SE-18202 Stockholm-Danderyd Sweden  
Phone +46 8753 46 80 Fax +46 8753 06 70  
Mail address: mail@noax.se  
WWW.noaxsys.se

صفحه 11 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره (۴)

## Packaging for UN 3373 (category B, P650)



### Primary receptacle:


- Leakproof or stiftproof
- absorbent material (eg. Kleenex)

### Secondary packaging:

- Leakproof or stiftproof

### Rigid outer packaging:

Never envelopes

صفحه 12 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره (۴/۱)


### 8.4.4 Sample Documentation and Labelling for a Shipment of Infectious Substances in Category B

Figure 8.4.4.A  
Shipper's Declaration

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS							
Dangerous Goods Identification							
Proper Shipping Name	Class or Division	UN or ID No.	Pack- ing Group	Subsidiary Risk	Quantity and type of packing	Packing Inst.	Authorization
<b>NOT Required</b>							


Figure 8.4.4.B  
Air Waybill

Airport of Destination		Issued Date		Amount of Insurance		INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, it shall amount to be insured in figures to be marked "Amount of Insurance".	
Handling information Responsible person: Dr. I. M. Able, 1 rue St-Antoine, Montreal Tel.: +1 (514) 103-4567							
ICD							
No. of Pieces Pkgs	Gross Weight kg	kg	Rate Class Community Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
							BIOLOGICAL SUBSTANCES CATEGORY B UN 3373

صفحه 13 از 17	<b>دستورالعمل</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی</b>	


شماره پرونده

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS						
Shipper			Air Waybill No.			
			Page of Pages			
Consignee			Shipper's Reference Number			
Two completed and signed copies of this Declaration must be handed to the operator.			<b>WARNING</b>			
<b>TRANSPORT DETAILS</b> This shipment is within the limitations prescribed for: (please non-applicable)			Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties.			
<input type="checkbox"/> PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT <input type="checkbox"/> CARGO AIRCRAFT ONLY		Airport of Departure:		Shipment type: (please non-applicable) <input type="checkbox"/> NON-RADIOACTIVE <input type="checkbox"/> RADIOACTIVE		
Airport of Destination:						
NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS						
Dangerous Goods Identification						
UN or ID No.	Proper Shipping Name	Class or Division (Subsidiary risk)	Packing Group	Quantity and type of packing	Packing Inst.	Authorization
Additional Handling Information						
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. I declare that all of the applicable air transport requirements have been met.				Name/Title of Signatory  Place and Date  Signature (See warning above)		


صفحه 14 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره ۶

Figure 7.2.B  
Class 9 — Miscellaneous Dangerous Goods



Name: Miscellaneous  
 Minimum dimensions: 100 × 100 mm  
 Symbol (seven vertical stripes in upper half): Black  
 Background: White

صفحه 15 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره ۷

Figure 7.2.A  
Class 6 — Infectious Substances (Division 6.2)




The lower part of the label should bear the inscription:  
**INFECTIOUS SUBSTANCE**  
 In case of Damage or Leakage  
 Immediately Notify  
 Public Health  
 Authority

Name: Infectious Substance  
 Minimum dimensions: 100 × 100 mm


For small packages the dimensions may be 50 × 50 mm  
 Symbol (three crescents superimposed on a circle) and inscription:  
 Black  
 Background: White



صفحه 16 از 17	دستورالعمل	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی	

شکل شماره ۸

Figure 7.2.F  
Package Orientation



Name: Package Orientation (This Way Up)  
 Minimum dimensions: 74 × 105 mm  
 Colour: Red or Black on a contrasting background

## References:

- 1\_Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances- WHO- 2013-2014
- 2\_WWW.IATA.Org\_(Infectious substance transport)

دکتر شهلا فارسی  
 آزمایشگاه مرجع سلامت  
 دبیر کمیته کشوری ایمنی و امنیت زیستی آزمایشگاهی  
 بازنگری چهارم - آذر ماه ۱۳۹۵

[Type here]

### مقدمه

محیط های کشت نقش اساسی را در آزمایشگاه میکروب شناسی ایفا می کنند و به طور گسترده ای جهت جداسازی، تعیین هویت و آنتی بیوگرام میکروارگانیسم های بیماری زا به کار می روند. بسیاری از آزمایشگاه ها به طور روتین محیط های کشت مورد نیاز برای مصارف تشخیصی و تحقیقاتی را خودشان تهیه می نمایند. با این همه برای اطمینان از این که محیط های کشت، کیفیت خوب و نتایج مطلوبی دارند، باید روش های کنترل کیفی مناسبی به کار گرفته شود. برای رسیدن به این هدف باید در تهیه و مصرف محیط های کشت معیارهای ذیل در نظر گرفته شود.

### نکات عمومی در مورد تهیه محیط های کشت:

#### آب:

کیفیت محیط های کشت به طور مستقیم به کیفیت مواد خام مورد استفاده در تهیه آنها بستگی دارد. آب یکی از مهمترین موادی است که در تهیه محیط های کشت به کار می رود. سه معیار مهم برای آب مورد استفاده در تهیه محیط های کشت (آب نوع III) شامل عدم وجود یون های مس، قدرت هدایت الکتریکی و pH می باشد. در شرایط ایده آل یون های مس به دلیل خاصیت مهارکنندگی برای اغلب میکروارگانیسم ها، نباید در آب مورد استفاده برای تهیه محیط های کشت وجود داشته باشد. قدرت هدایت الکتریکی آب باید حدود ۱۰ میکروزیمنس بر سانتی متر باشد و همچنین pH آب مورد استفاده بهتر است کمی اسیدی باشد، ولی نباید کمتر از ۵ و بیشتر از ۸ باشد.

#### توزین پودر محیط کشت و افزودن آب:

طبق دستورالعمل تهیه محیط کشت که بر روی ظرف آن نصب گردیده است، مقدار مناسبی از پودر محیط کشت را با دقت وزن نمایید. ظرف محیط کشت را دور از جریان هوا و رطوبت باز کنید. از استنشاق پودرها به خصوص آنهایی که دارای مواد سمی هستند و تماس طولانی مدت آنها با پوست اجتناب کنید. پودر را به سرعت، به دقت و بدون ایجاد غبار وزن کنید. هرچه زودتر در ظرف را ببندید. نصف حجم آب مورد نیاز را داخل ظرف بریزید. سپس مقدار وزن شده محیط کشت را به آن اضافه نمایید. برای چند دقیقه به تندی تکان دهید. باقیمانده آب را به دیواره داخلی ظرف بریزید تا ذرات محیط کشت چسبیده به دیواره نیز وارد محلول شوند. این مرحله بسیار مهم است، چون پودر خشک محیط کشت در بالای سطح آب، ممکن است در اتوکلاو استریل نشود و منبع آلودگی گردد.

#### حل کردن محیط کشت:

محیط های کشت بدون آگار، معمولاً با تکان دادن آهسته و ملایم حل خواهند شد. اما محیط های کشت حاوی آگار باید قبل از حرارت دادن به مدت چند دقیقه با آب مخلوط شوند. سپس حرارت داده شوند تا آگار قبل از اتوکلاو کردن، حل شود. محیط های کشت را بجهوشانید بدون آنکه بسوزند. محیط های کشتی که نباید اتوکلاو شوند، بعد از این مقدار حرارت دادن، برای تقسیم

[Type here]

داخل پلیت ها یا ظروف استریل دیگر آماده خواهند بود. اکثر محیط های کشت به استریلیزاسیون نهایی (در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۵ دقیقه) نیاز خواهند داشت.

#### توزیع:

محیط کشت را در ظرفی مناسب با حجم ۲ تا ۳ برابر حجم محیط کشت بریزید تا بتوانید آن را به خوبی تکان دهید و مخلوط کنید.

#### استریلیزاسیون:

بعضی از محیط های کشت به استریلیزاسیون با اتوکلاو احتیاجی نداشته و با جوشاندن قبل استفاده می شوند که دستور ساخت آنها بر روی برجسب ظرف محیط کشت فید گردیده است. استریلیزاسیون سایر محیط های کشت توسط حرارت مرطوب (اتوکلاو) یا صافی غشایی (فیلتراسیون) انجام می گردد که این موارد نیز بر روی برجسب ظرف محیط کشت فید گردیده است.

#### الف) استریلیزاسیون با حرارت مرطوب:

استریلیزاسیون محیط کشت تا حجم یک لیتر، در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه و در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  (فشار  $1/2$  کیلوگرم بر سانتی متر مربع) انجام می گیرد. برای حجم های بیشتر از یک لیتر باید چرخه استریلیزاسیون را به طور مناسب تغییر داد. اما چون اکثر مشکلات در استریلیزاسیون محیط های کشت هنگامی رخ میدهد که مقادیر بیشتر از دو لیتر محیط کشت باید استریل شود، لذا توصیه می شود که مقادیر زیاد محیط کشت را در حجم های کوچکتر تقسیم نمایید.

کنترل کیفی اتوکلاو، کنترل دما و فشار آن باید به طور مداوم انجام گردد. برای کنترل اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیایی کلاس ۶ (TST) در هر ران کاری استفاده می شود. از اندیکاتورهای بیولوژیکی جهت پایش عملکرد اتوکلاو حداقل به طور هفتگی یا فواصل بیشتر، متناسب با بار کاری اتوکلاو استفاده می شود که وبال حاوی اسپور *Geobacillus Stearothermophilus* ATCC 7953 است (SAL  $\leq 10^{-6}$  CFU) و به صورت تجاری در دسترس می باشد.

#### ب) استریلیزاسیون با صافی غشایی (فیلتراسیون):

از صافی غشایی برای استریل کردن محیط های کشت و ترکیبات حساس به حرارت استفاده می شود.

استریلیزاسیون به وسیله صافی غشایی تحت شرایط خلاء یا افزایش فشار انجام می پذیرد. از غشاهای صافی های با قطر منفذ  $0/22$  یا  $0/45$  میکرومتر استفاده نمایید. این فیلترها باید قبل از استفاده، در اتوکلاو استریل شوند. در مورد غشاهای صافی هایی که در بسته بندی های استریل به فروش می رسند، به دستورالعمل سازنده مراجعه نمایید. قسمت های مختلف دستگاه صافی را با صافی یا بدون صافی در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  استریل نمایید.

[Type here]

#### آماده سازی جهت مصرف:

بعد از استریلیزاسیون، اجازه دهید دمای محیط کشت به حدود  $50^{\circ}\text{C}$  برسد. سپس با رعایت شرایط آسپتیک در ظروف نهایی تقسیم نمایید. هیچ وقت محیط کشت را در دمای بالاتر از  $50^{\circ}\text{C}$  تقسیم نکنید. مکمل های حساس به گرما و حرارت باید بعد از این که دمای محیط کشت به حدود  $50^{\circ}\text{C}$  رسید، به آن اضافه شوند. دمای مکمل (سابلمنت) استریل قبل از این که به محیط کشت اضافه شود، باید به دمای اتاق برسد. سپس مکمل را با رعایت شرایط آسپتیک به محیط کشت اضافه نموده، خوب مخلوط کنید و در ظروف نهایی که از قبل استریل شده اند، تقسیم نمایید.

#### اندازه گیری و تنظیم pH:

محیط های کشت دهیدراته اگر به طور مناسب تهیه شوند، نیازی به تنظیم pH ندارند. pH نهایی محصول استریل شده را می توان روی پلیت یا بطری اندازه گیری کرد، اما باید آنها را بعد از ستجش pH دور ریخت. بنابراین بعد از استریل شدن و خنک شدن محیط کشت تا دمای  $25^{\circ}\text{C}$ ، مقدار pH را در حد مورد نظر ( $\pm 0.2$ ) تنظیم نمایید. تنظیم pH معمولاً با استفاده از هیدروکسید سدیم ۴۰ گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) و یا با استفاده از اسید کلریدریک ۳۶/۵ گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) انجام می شود. pH را به یکی از روش های ذیل کنترل نمایید:

- روش اول: روش خیساندن (Macerate): آگار یک پلیت را در ظرفی کوچک حاوی مقدار کمی آب مقطر (۵-۷ ml) له کرده و به مدت ۱۰ دقیقه بخیسانید، سپس نوک الکتروود pH متر را در این مخلوط غوطه ور کنید.
- روش دوم: نوک الکتروود pH متر را در داخل ارلن کوچکی قرار دهید. مقدار اندکی از آگار مذاب را به داخل ارلن ریخته، پس از سفت شدن آگار، pH را اندازه گیری نمایید.
- روش سوم: از الکترودهای سطحی استفاده نمایید.

#### نگهداری محیط های کشت تهیه شده:

طول عمر محیط های کشت تهیه شده به نوع اجزاء تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداری و ذخیره سازی آنها بستگی دارد. تمامی محیط های کشت باید دور از نور نگهداری شوند. تابش نور به محیط های کشت موجب تشکیل مواد باکتريوستاتیک و باکتریساید مانند پراکسیداز می گردد. طول عمر اغلب محیط های کشت پلیتی در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد یک هفته می باشد، ولی اگر در داخل کیسه های پلاستیکی به گونه ای بسته بندی شوند که هوا داخل آنها نفوذ نکند، تا ۳-۴ هفته قابل مصرف هستند. طول عمر محیط های کشت حاوی آنتی بیوتیک به پایداری آنتی بیوتیک موجود در آن بستگی دارد. در مجموع، محیط های حاوی آنتی بیوتیک را در مدت یک هفته باید مصرف کرد. از سوی دیگر با گذشت زمان این گونه محیط های کشت رطوبت خود را از دست داده، به دلیل افزایش غلظت آنتی بیوتیک، قدرت انتخابی آنها افزایش می یابد. پلیت ها را باید قبل از مصرف به دمای اتاق رساند. اگر پلیت محیط کشت بیش از ۸ ساعت در دمای اتاق بماند برای مصرف مناسب نمی باشد. محیط های کشت لوله ای در

[Type here]

مقایسه با محیط های کشت پلیتی عمر طولانی تری دارند. اغلب این محیط های کشت اگر در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شوند، ۳-۶ ماه قابل مصرف می باشند.

موارد استثناء: تایوگلیکولات برات، اندول نیترات برات و SIM فقط به مدت یک ماه قابل نگهداری می باشند. محیط های CTA Medium و OF Medium حاوی کریویدرات و مولر هینتون برات فقط به مدت ۶ هفته قابل نگهداری می باشند.

جدول شماره ۱- خطاها، مشکلات و علل ممکن در استریلیزاسیون محیط های کشت

مشکلات	علل ممکن
رنگ یا تیرگی غیر طبیعی محیط کشت (Abnormal color/darkening)	- آب ناخالص - ظروف شیشه‌ای کثیف - افت کیفیت محیط کشت دهیدراته - حرارت زیاد یا نادرست در طی استریلیزاسیون - pH اشتباه یا تغییر و انحراف pH - حل نشدن کامل محیط کشت - ذخیره‌سازی طولانی مدت در دمای ۵۰°C
لخته یا متعقد شدن محیط کشت (Coagulation)	داغ بودن محیط کشت در هنگام افزودن سابلیمنت (مکمل) به آن
رگه رگه شدن محیط کشت (Flecks in culture medium)	رگه رگه سیاه نیم‌سوز شدن آگار رگه رگه روشن؛ سرد شدن تقریبی آگار در هنگام افزودن سابلیمنت (مکمل) به آن
pH نادرست (Incorrect pH)	- آب ناخالص یا ظروف شیشه‌ای کثیف - حرارت زیاد در طی استریلیزاسیون - ذوب مجدد یا ذخیره‌سازی طولانی مدت در دمای ۵۰°C - آلودگی شیمیایی - کالیبراسیون نادرست pH متر - حل نشدن کامل محیط کشت - اندازه‌گیری pH در دمای بالای ۲۵°C - افت کیفیت محیط کشت دهیدراته - ذخیره‌سازی نادرست یا بیش از نیمه عمر محیط کشت دهیدراته - کیفیت پایین آب یا ظروف

[Type here]

مشکلات	علل ممکن
ایجاد رسوب یا کدورت (Percipitation/Turbidity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرارت بیش از اندازه در طی استریلیزاسیون</li> <li>- ذخیره‌سازی طولانی مدت (بیش از ۴ ساعت) در حالت مذاب (بیش از ۵۰°C)</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- pH اشتباه</li> <li>- آب ناخالص یا ظروف شیشه‌ای کثیف</li> <li>- حل نشدن کامل محیط کشت</li> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام افزودن مکمل به آن</li> <li>- کیفیت پایین آب یا ظروف</li> </ul>
سمیت (Toxicity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرارت بیش از اندازه در طی استریلیزاسیون</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید</li> <li>- حجم اشتباه مکمل اضافه شده</li> </ul>
رشد باکتریولوژیک ضعیف یا اثر روی خواص انتخابی / افتراقی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توزین یا مخلوط کردن نادرست</li> <li>- آب یا ظروف آلوده</li> <li>- مواد مهارکننده در آب یا ظروف</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام افزودن مکمل به آن</li> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام کشت نمونه بر روی آن</li> <li>- ذخیره‌سازی طولانی مدت محیط کشت</li> <li>- خشک شدن بیش از حد سطح محیط کشت</li> <li>- حل نشدن کامل محیط کشت</li> <li>- تیرگی محیط کشت و تغییر و انحراف pH</li> <li>- حرارت بیش از اندازه و طولانی مدت</li> </ul>
شل بودن آگار (Soft agar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرارت بیش از اندازه (به ویژه در مقایسه pH پایین)</li> <li>- هیدرولیز اسید در محیط کشت با pH پایین</li> <li>- توزین یا مخلوط کردن نادرست</li> <li>- حل نشدن کامل آگار</li> <li>- حجم نادرست آب</li> <li>- رقیق‌سازی زیاد یا مایه تلفیح یا مکمل‌های محیط کشت</li> <li>- ذخیره‌سازی طولانی مدت در دمای ۵۰°C</li> </ul>

[Type here]

**ارزیابی کیفیت محیط های کشت:**

هر آزمایشگاه باید از کیفیت هر شماره ساخت از محیط های آماده مصرف تجاری و یا محیط های دهیدراته، قبل از استفاده اطمینان حاصل نماید. الزامات عمومی کنترل کیفیت محیط های کشت عبارتند از:

**الف) ثبت اطلاعات محیط های کشت**

۱. محیط های آماده مصرف تجاری:
  - منبع تهیه آن، شماره ساخت، تاریخ انقضاء، تاریخ دریافت و تاریخ شروع به استفاده از آن را برای هر یک از انواع محیط ثبت کنید.
  - هر محیط را مطابق دستورالعمل سازنده نگهداری کنید (معمولا در  $2-8^{\circ}\text{C}$ ).
۲. محیط های ساخته شده از بودر دهیدراته در آزمایشگاه:
  - مقدار محیط ساخته شده، منبع تهیه آن، شماره ساخت، روش استریل نمودن آن، تاریخ ساخت، pH، تاریخ شروع به استفاده از آن، تاریخ انقضاء و نام فرد سازنده آن ثبت شود.

**ب) بررسی مشخصات ظاهری:**

محیط های کشت تهیه شده باید قبل از استفاده، از لحاظ فیزیکی و ظاهری نیز بررسی شوند:

- شکستگی یا آسیب دیدگی پلیت ها و لوله ها؛
- جدا شدن آگار از جداره پلیت ها و لوله ها؛
- یخ زدگی یا ذوب شدن آگار؛
- ناصاف پر شدن پلیت ها؛
- مقدار ناکافی آگار در پلیت ها (عمق کمتر از ۳ mm) و لوله ها (عمق و سطح ناکافی)؛
- وجود همولیز در محیط های حاوی خون؛
- تغییر در رنگ مورد انتظار برای هر محیط (احتمال اشکال در pH محیط)؛
- وجود حباب یا ناهمواری بیش از حد در سطح محیط؛
- رطوبت اضافی یا خشک شدن بیش از حد محیط؛
- آلودگی قابل مشاهده؛
- وجود رسوب.

**ج) بررسی وجود آلودگی:**

به عنوان یک قاعده کلی، برای سری ۱۰۰ تایی یا کمتر (۱۰۰K)، ۵-۳٪ از لوله ها/ پلیت ها باید از نظر عدم وجود آلودگی و رشد باکتریایی بررسی شوند. برای مقادیر بیشتر (۱۰۰K+) باید ۱۰ لوله یا پلیت به صورت رندوم و تصادفی انتخاب، و آنکوبه شوند. نمونه ها باید برای ۲۴-۴۸ ساعت در دمای  $27-35^{\circ}\text{C}$  آنکوبه، و سپس به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق نگهداری شوند. نباید شواهدی از رشد میکروبی بعد از آنکوباسیون مشاهده گردد. بعد از کامل شدن بررسی، باید تمام نمونه های بررسی شده دور ریخته شوند.

[Type here]

#### د) انجام آزمایش کنترل کیفیت:

هر محیط کشت باید از نظر میزان رشد قابل قبول و/یا خصوصیت مهارکنندگی، با میکروارگانیسم های کنترل مناسب مطابق جدول شماره ۳ بررسی شوند.

منابع تهیه میکروارگانیسم های کنترل عبارتند از:

- ATCC (American Type Culture Collection) یا PTCC (Persian Type Culture Collection)
  - سویه های شناخته شده دار که طی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت دریافت می شوند.
  - سویه های شناخته شده بیماران که دارای ثبات فنوتیپی می باشند.
- برای این کار لازم است از سویه های کنترل کیفی مورد نظر، سوسپانسیون میکروبی تهیه شود.

#### A. تهیه سوسپانسیون میکروبی:

یک کشت از ارگانیسم کنترل کیفی مورد نظر روی پلیت بلاه آگار تهیه کنید. بعد از انکوباسیون پلیت به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای  $35 \pm 2^\circ\text{C}$ ، ۵-۳ کلنی ایزوله را در ۳-۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل حل کرده و کدورت آن را با کدورت استاندارد نیم مک فارلند تنظیم نمایید. این سوسپانسیون میکروبی باید کدورتی مطابق با استاندارد نیم مک فارلند (CFU/ml)  $10^7 - 10^8$  داشته باشد.

#### B. بررسی عملکرد محیط های کشت:

۱) بررسی ظرفیت مغذی بودن (Nutritional activity) محیط های کشت غیر انتخابی پلیتی مانند بلاه آگار، نوترینت آگار، تریپتیک سوی آگار و ...

سوسپانسیون اولیه میکروبی مطابق یافته با کدورت 0.5 MF را مطابق شکل ۱ به نسبت ۱:۱۰۰ در سرم فیزیولوژی استریل رقیق نموده و مقدار ۱۰۰ $\mu\text{l}$  یا ۰/۰۱ ml سوسپانسیون رقیق شده را به محیط کشت مورد آزمایش، تلقیح نموده و به گونه ای کشت دهید که کلنی های ایزوله بدست آید. پلیت ها را مطابق شرایط ذکر شده در جدول شماره ۲ و ۳ انکوبه نمایید. تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت بعد از انکوباسیون (CFU/plate)  $10^4 - 10^6$  می باشد. برای اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط های کشت غیر انتخابی و برای داشتن کلنی های ایزوله، ممکن است لازم باشد رقت ۱:۱۰۰۰ تهیه شود.

۲) بررسی ظرفیت مهارکنندگی (Inhibitory activity) محیط های کشت انتخابی پلیتی مانند مکانکی آگار، EMB آگار، XLD آگار و ...

سوسپانسیون اولیه میکروبی مطابق یافته با کدورت 0.5 MF را مطابق شکل ۱ به نسبت ۱:۱۰ در سرم فیزیولوژی استریل رقیق نموده و مقدار ۱۰۰ $\mu\text{l}$  یا ۰/۰۱ ml سوسپانسیون رقیق شده را به محیط کشت مورد آزمایش تلقیح نموده و به گونه ای کشت دهید که کلنی های ایزوله بدست آید. پلیت ها را مطابق شرایط ذکر شده در جدول شماره ۲ و ۳ انکوبه نمایید. تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت بعد از انکوباسیون (CFU/plate)  $10^4 - 10^5$  می باشد. برای



[Type here]

اجتناب از رشد زیاد باکتری در به شی از محیط های کشت انتخابی و برای داشتن کشتی های ایزوله ممکن است لازم باشد رقت ۱:۱۰۰ تهیه شود.

۳) بررسی محیط های کشت لوله ای مانند نوترینت برات، MRVP، SIM، مالونات و ... هر لوله را با ۱۰۰µl یا ۰/۱ ml از سوسپانسیون اولیه میکروبی مطابقت یافته با کدورت 0.5 MF (بدون رقیق سازی) تلقیح نمایید. لوله ها را مطابق شرایط ذکر شده در جدول شماره ۲ و ۳ انکوبه نمایید. پس از انکوباسیون، لوله ها را از نظر وجود رشد و/یا ایجاد کدورت و نیز ایجاد واکنش مناسب بیوشیمیایی بررسی نمایید.

C. زمان انکوباسیون (جدول شماره ۲):

مدت انکوباسیون	اتمسفر انکوباسیون	دمای انکوباسیون	سویه های کنترل کیفی
۱۸-۲۴ ساعت	* هوای محیط یا غنی شده با CO <sub>2</sub>	۳۵-۳۷°C	باکتری های دارای رشد سریع
۲۴-۷۲ ساعت	غنی شده با CO <sub>2</sub>	۳۵-۳۷°C	باکتری های دارای نیازهای خاص برای رشد
۲۴-۷۲ ساعت	گاز بی هوایی	۳۵-۳۷°C	بی هوایی ها
۲۴-۴۸ ساعت	گاز Campy	۴۲°C	کمپیلوباکتر
۷-۲۱ روز	غنی شده با CO <sub>2</sub>	۳۵-۳۷°C	مایکوباکتریوم ها
۷۲ ساعت	هوای محیط	۳۵-۳۷°C	مخمر
۷۲ ساعت	هوای محیط	۲۵-۳۰°C	کیک ها


\* اتمسفر به نوع محیط بستگی دارد. توصیه های سازنده را بررسی نمایید.

D. تفسیر نتایج:

- عملکرد محیط های غیر انتخابی در صورتی رضایت بخش است که سویه های کنترل کیفی، رشد کافی، سایز مورد انتظار کشتی، مرفولوژی بارز کشتی را نشان دهند.
- عملکرد محیط های انتخابی در صورتی رضایت بخش است که سویه های کنترل کیفی، رشد کافی، سایز مورد انتظار کشتی، مرفولوژی بارز کشتی و مهار رشد بعضی از ارگانیسم های خاص را نشان دهند. در بعضی موارد، واکنش های رنگی خاص یا همولیز همچنان که در جدول شماره ۳ آمده است، باید ایجاد شود. مثلاً در مورد محیط کشت بلاگ اگر ایجاد همولیز مناسب ضروری است و یا برای محیط مکانیکی اگر ایجاد واکنش های رنگی برای سویه های میکروبی مشخص ضروری می باشد.
- عملکرد محیط های لوله ای در صورتی رضایت بخش است که سویه های کنترل کیفی در آن رشد کافی نموده یا کدورت لازم را ایجاد کنند و واکنش های بیوشیمیایی مورد انتظار را نشان دهند.

[Type here]

شکل ۱- تهیه سوسپانسیون میکروبی برای کنترل کیفیت محیط های کشت



[Type here]

جدول شماره ۳- الزامات کنترل کیفیت محیط های کشت

نتایج قابل انتظار	ارگانیسم های کنترلی (شماره ATCC)	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد بر روی سب کالچر (TCBS) عدم رشد بر روی سب کالچر (TCBS)	<i>V. cholerae</i> (9459) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۱۲-۶ ساعت، ۳۵°C	Alkaline peptone water (APW)
رشد می کند رشد می کند همولیز بنا رشد می کند رشد می کند رشد می کند	<i>B. fragilis</i> (25285) <i>C. perfringens</i> (13124) <i>F. nucleatum</i> (25586) <i>P. anaerobius</i> (27337) <i>P. melaninogenica</i> (25845)	بی هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Anaerobic sheep blood and laked blood agar
			Anaerobic broths— (thioglycolate medium را ملاحظه نمایید)
رشد می کند اطراف گلی ها سب می شود (ضعف یا بیشتر محیط سب می شود) مهار جزئی تا کامل اطراف گلی ها سب نمی شود	<i>E. faecalis</i> (29212) <i>S. pyogenes</i> (19615)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Bile esculin agar
رشد گلی های سب با درخشندگی رشد گلی های سب با خاکستری مایل به سبز، ممکن است درخشندگی داشته باشند مهار جزئی؛ گلی های قهوه ای تا سبز مهار کامل رشد	<i>S. typhi</i> (19430) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>E. coli</i> (25922) <i>E. faecalis</i> (29212)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Bismuth sulfite agar
رشد می کند همولیز بنا رشد می کند همولیز آلفا رشد می کند رشد می کند	<i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. pneumoniae</i> (6305) <i>S. aureus</i> (25923) <i>E. coli</i> (25922)	هوای یا CO <sub>2</sub> ، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Blood agar (BA)—nonselective sheep blood agar media
رشد می کند واکنش مثبت (تشکیل نوک پیکان شفاف)، واکنش منفی (عدم تشکیل نوک پیکان)	<i>S. aureus</i> (33862) or (25923) <i>S. agalactiae</i> (12386) <i>S. pyogenes</i> (19615)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Blood agar-CAMP test (trypticase soy agar [TSA] with sheep blood only)
رشد می کند همولیز بنا رشد می کند همولیز آلفا رشد می کند مهار می شود (به طور جزئی)	<i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. pneumoniae</i> (6305) <i>S. aureus</i> (25923) <i>P. mirabilis</i> (12453)	۲۴-۴۸ CO <sub>2</sub> ، CNA ساعت، ۳۵°C	Blood agar—Selective sheep blood agar media (Columbia [CNA] agar, phenylethyl alcohol [PEA] agar)
رشد می کند رشد می کند مهار می شود (به طور جزئی)	<i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. aureus</i> (25923) <i>P. mirabilis</i> (12453)	۲۴-۴۸ CO <sub>2</sub> ، PEA ساعت، ۳۵°C	
رشد می کند	<i>B. fragilis</i> (25285)	بی هوای، CO <sub>2</sub> ، ۵ روز، ۳۵°C	Blood culture media
رشد می کند	<i>S. pneumoniae</i> (6305)	هوای، CO <sub>2</sub> ، ۵ روز، ۳۵°C	Blood culture media
رشد متوسط تا زیاد رشد متوسط تا زیاد رشد متوسط تا زیاد	<i>C. albicans</i> (10231) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. pneumoniae</i> (6305)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Brain heart infusion agar
رشد می کند مهار می شود (به طور جزئی)	<i>C. jejuni</i> (33291) <i>E. coli</i> (25922)	O <sub>2</sub> کاهش یافته، غنی شده یا CO <sub>2</sub> ، ۴۸ ساعت، ۴۲°C	<i>Campylobacter</i> agar
روی سب کالچر (شکلات آگار) رشد می کند روی سب کالچر (شکلات آگار) رشد می کند روی سب کالچر (بلاد آگار) رشد می کند روی سب کالچر (بلاد آگار) رشد می کند	<i>N. gonorrhoeae</i> (19424) <i>H. influenzae</i> (10211) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. pneumoniae</i> (6305)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Cary-Blair transport medium

[Type here]

نتایج قابل انتظار	ارگانیسم های کنترلی (شماره ATCC)	آتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد می کند رشد می کند	<i>N. gonorrhoeae</i> (43069) <i>H. influenzae</i> (10211)	CO <sub>2</sub> ، ۲۴-۲۸ ساعت، ۳۵°C	Chocolate agar
رشد خوب ایجاد هاله رشد خوب ایجاد هاله رشد خوب ایجاد هاله رشد خوب عدم ایجاد هاله رشد متوسط تا زیاد عدم ایجاد هاله	<i>S. aureus</i> (25922) <i>S. marcescens</i> (8100) <i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. epidermidis</i> (12228) <i>K. pneumoniae</i> (33495)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	DNase test agar
روی سب کالجبر (مککنی اگر) رشد می کند روی سب کالجبر (مککنی اگر) رشد می کند (ممکن است روی محیط های دارای سلنیت مهل شود) مهل (جزئی تا کف) بر روی سب کالجبر (مککنی اگر) اما از GN broth بر روی سب کالجبر رشد می کند	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. sonnei</i> (9290)  <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Enrichment broths for enterics (gram-negative [GN] broth, selenite broths)
رشد می کند کثیف های بی رنگ تا کهربایی رشد می کند کثیف های آبی - سبز با جلالی سبز فازی مهل می شود (به طور جزئی)	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>E. coli</i> (25922)  <i>E. faecalis</i> (29212)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Eosin methylene blue media (Levine EMB agar, EMB agar, modified)
رشد می کند (لاابناز مثبت رشد می کند (لاابناز مثبت رشد می کند (لاابناز منفی	<i>B. atrophaeus</i> (6633) <i>C. sporogenes</i> (11437) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۱۸-۲۸ ساعت یا تا ۳ هفته، ۳۵°C	Gelatin medium
رشد می کند کثیف های آبی تا سبز-آبی با مراکز سب رشد می کند کثیف های سبز تا سبز-آبی مهل می شود (به طور جزئی) کثیف های زرد مهل (جزئی تا کف) کثیف های زرد تا زرد-خرمزرد	<i>S. typhimurium</i> (14028)  <i>S. flexneri</i> (12022) <i>E. faecalis</i> (29212) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Hektoen enteric (HEK) agar
Alk/A، یا بدون گاز، ایجاد SH <sub>2</sub> Alk/A Alk/Alk	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>P. aeruginosa</i> (27853)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Kligler iron agar (KIA)
رشد متوسط تا خوب در بررسی میکروسکوپی، تله های متاکروماتیک و باسل های زنجیره ای بدون لینیز، شکل چغالی متورم و برجسته دارد رشد کثیف های قهوه ای-سبز با پروتئولیز	<i>C. diphtheria</i> (51696)  <i>P. aeruginosa</i> (10145)	هوای، ۲۴-۹۶ ساعت، ۳۵°C	Loeffler medium
Alk/Alk، ایجاد SH <sub>2</sub> Alk/A، یا بدون SH <sub>2</sub> Red/A	<i>S. arizonae</i> (13314) <i>C. freundii</i> (8454) <i>P. vulgaris</i> (9484)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Lysine iron agar (LIA)
رشد می کند کثیف های مورنی رشد می کند کثیف های بی رنگ مهل جزئی سوزمیک رشد می کند کثیف های بی رنگ مهل می شود (به طور جزئی)	<i>E. coli</i> (25922) <i>P. mirabilis</i> (12453)  <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>E. faecalis</i> (29212)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	MacConkey agar
قبای (آبی) بدون تغییر رنگ (سبز) یا زرد (تخمیر دکستروز)	<i>E. aerogenes</i> (13048) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴-۲۸ ساعت، ۳۵°C	Malonate broth

[Type here]

محیط کشت	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	ارگانسیم های کنترلی (شماره ATCC)	نتایج قابل انتظار
Mannitol salt agar	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>S. aureus</i> (25923) <i>S. epidermidis</i> (12228) <i>P. mirabilis</i> (12453)	رشد کثیف ها پس از ۲۸ ساعت هاله زرد دارند رشد کثیف ها پس از ۲۸ ساعت هاله قرمز دارند مهار جزئی در ۲۴، ۲۴ h، مهار سوزمیدگ در ۲۸ h
Moeller decarboxylase broth with amino acids (Arginine, Ornithine and Lysin)	بی‌هوای، ۲۴-۹۶ ساعت، ۳۵°C	<i>K. pneumoniae</i> (33495) <i>E. cloacae</i> (13047)	دهیدرولاز آرژینین و دکربوکسیلاز اورنیتین، منفی (A) و دکربوکسیلاز لایسین، مثبت (Alk) دهیدرولاز اورنیتین و دکربوکسیلاز اورنیتین، مثبت (A) و دکربوکسیلاز لایسین، منفی (A)
MR-VP broth	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>E. coli</i> (25922) <i>E. aerogenes</i> (13048)	MR مثبت (فرمز) و VP منفی (بدون تغییر) MR منفی (زرد) و VP مثبت (فرمز)
Mycobacteria media (Lowenstein-Jensen agar and Middlebrook)	CO <sub>2</sub> ، >۲۱ روز، ۳۵°C	<i>M. tuberculosis H37Ra</i> (25177) <i>M. kansasii</i> Group I (12478) <i>M. scrofulaceum</i> Group II (19981) <i>M. intracellulare</i> Group III (13950) <i>M. fortuitum</i> Group IV (6841) <i>E. coli</i> (25922)	رشد می کند رشد می کند - ممکن است روی محیط های انتخابی مهار شود رشد می کند - ممکن است روی محیط های انتخابی مهار شود رشد می کند مهار (جزئی تا کامل روی محیط های انتخابی)
Nitrate broth	هوای، ۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>P. stutzeri</i> (17588) <i>A. calcoaceticus</i> (19606)	احیاء نیترات مثبت، تولید گاز احیاء نیترات منفی، عدم تولید گاز
Nonselective mycology media	هوای، ۲-۷۲ ساعت، ۲۵-۳۵°C	<i>C. albicans</i> (60193 or 10231) <i>T. mentagrophytes</i> (9533)	رشد می کند رشد می کند
Nutrient agar (NA)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>P. aeruginosa</i> (10145) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. aureus</i> (25923)	رشد متوسط تا زیاد ایجاد بیگمان سبز رشد متوسط تا زیاد رشد متوسط تا زیاد کثیف های گرم تا ملانسی
Nutrient broth (NB)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. aureus</i> (25923)	رشد خوب رشد خوب
OF medium with Dextrose	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>A. calcoaceticus</i> (19606) <i>E. aerogenes</i> (13048) <i>P. aeruginosa</i> (27853) <i>S. flexneri</i> (12022)	لوله بدون روغن، A (زرد) و لوله دارای روغن (سبز) لوله بدون روغن، A (زرد) و گاز و لوله دارای روغن A (زرد) و گاز لوله بدون روغن، A (زرد) و لوله دارای روغن (سبز) لوله بدون روغن و لوله دارای روغن A (زرد)
Phenol red agar/ broth with carbohydrates	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>E. coli</i> (25922) <i>E. faecalis</i> (33186) <i>P. vulgaris</i> (8427) <i>P. aeruginosa</i> (10145) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (9199) <i>S. aureus</i> (25923)	دکستروز، لاکتوز و مالتوز AG (سید و گاز) دکستروز، لاکتوز و ساکاروز A (سید) دکستروز A، مالتوز Alk (قلبی) و ساکاروز AG دکستروز Alk لاکتوز و ساکاروز Alk دکستروز و مالتوز A، لاکتوز و ساکاروز Alk مالتوز AG
Phenylalanine agar	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	<i>P. vulgaris</i> (8427) <i>E. coli</i> (25922)	مثبت (ایجاد رنگ سبز) منفی (بدون تغییر رنگ)

[Type here]


نتایج قابل انتظار	ارگانیسم های کنترلی (شماره ATCC)	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد کفنی های بی رنگ یا با بنون مراکز سیاه رشد می کند کفنی های بی رنگ مهار می شود (به طور کامل) مهار می شود (جزئی تا کامل) کفنی های صورتی تا قرمز با رسوب	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>E. faecalis</i> (29212) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴ ساعت، ۳۵°C	<i>Salmonella-Shigella</i> (SS) agar
مهار (جزئی تا کامل) روی محیط های حاوی سیکوهگنماید رشد می کند رشد می کند مهار (جزئی تا کامل) روی محیط های حاوی کترلامینیکل	<i>A. niger</i> (16404)  <i>C. albicans</i> (10231) <i>T. mentagrophytes</i> (9533) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۷۲ روز، ۲۵°C	Selective mycology media
رشد می کند مهار (جزئی) فقط برای محیط های حاوی تری متوپریم استفاده شود مهار می شود (به طور جزئی)	<i>N. gonorrhoeae</i> (43069) <i>P. mirabilis</i> (43071)  <i>S. epidermidis</i> (12228)	CO <sub>2</sub> ، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Selective media for pathogenic <i>Neisseria</i> spp.
رشد می کند سیاه شدن اطراف کفنی ها مهار می شود (به طور جزئی تا کامل) مهار (جزئی) - کفنی های بی رنگ روی بایل اسکوئین اگز	<i>E. faecalis</i> (29212) <i>S. pyogenes</i> (19615) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Selective media for enterococci, with azide
رشد می کند سیاه شدن اطراف کفنی ها مهار می شود (به طور جزئی تا کامل)	<i>E. faecalis</i> (29212) <i>S. pyogenes</i> (19615)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Selective media for enterococci, without azide
تولید H <sub>2</sub> S منفی، لیتول مثبت و حرکت مثبت تولید H <sub>2</sub> S مثبت، لیتول منفی و حرکت مثبت تولید H <sub>2</sub> S منفی، لیتول منفی و حرکت منفی	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. typhimurium</i> (13311) <i>S. sonnei</i> (9290)	هوای، ۲۴-۲۸ ساعت، ۳۵°C	SIM medium
رشد می کند سطح شیب دار آبی می شود فاقد رشد تا رشد کمی بدون تغییر رنگ	<i>E. aerogenes</i> (13048) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۹۶-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Simmons citrate agar
رشد می کند رشد می کند	<i>B. fragilis</i> (25285) <i>S. aureus</i> (25923)	هوای، ۴۸ ساعت (در بیج های محکم)، ۳۵°C	Thioglycollate broth, with or without indicator
رشد می کند رشد می کند رشد می کند	<i>P. anaerobius</i> (27337) <i>B. vulgatus</i> (8482) <i>C. perfringens</i> (13124)	هوای، ۴۸ ساعت (در بیج های محکم)، ۳۵°C	Thioglycollate broth, enriched with vitamin K and hemin
رشد متوسط تا زیاد کفنی های زرد رشد متوسط تا زیاد کفنی های سبزایی مهار جزئی تا کامل، کفنی های کوچک و شفاف مهار جزئی تا کامل، کفنی های سبزایی مهار جزئی تا کامل، کفنی های کوچک و زرد	<i>V. cholerae</i> (9459) <i>V. parahaemolyticus</i> (17802) <i>E. coli</i> (25922) <i>P. aeruginosa</i> (10145) <i>E. faecalis</i> (29212)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Thiosulfate citrate bile salts sucrose (TCBS) agar
A/A ایجاد گاز Alk/A با یا بدون گاز، ایجاد H <sub>2</sub> S Alk/A Alk/Alk	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>P. aeruginosa</i> (27853)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Triple sugar iron (TSI) agar

[Type here]

نتایج قابل انتظار	ارگانیسم های کنترلی (شماره ATCC)	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد می کند، کفنی های متوسط تا بزرگ سفید مایل به خاکستری و کس محذب موکوبیدی رشد می کند، کفنی های متوسط تا بزرگ مات، منورا، کفلی با پیگمان گرم-زرد تا طلایی رشد می کند	<i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. aureus</i> (25923) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Trypticase soy agar (TSA)
رشد می کند رشد می کند	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. aureus</i> (25923)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Tubed media (brain heart infusion and tryptic soy broth)
لوچه از مثبت، رنگ قرمز صورتی لوچه از منفی، بدون تغییر رنگ	<i>P. vulgaris</i> (8427) <i>S. typhimurium</i> (13311)	هوای، ۲۸-۸ ساعت، ۳۵°C	Urea agar/ broth
رشد می کند، کفنی های قرمز با مراکز سیاه رشد می کند، کفنی های قرمز با مراکز سیاه مهاز جزئی مهاز می شود (جزئی تا کفلی، کفنی های زرد تا زرد- قرمز)	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>E. faecalis</i> (29212) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴ ساعت، ۳۵°C	Xylose lysine desoxycholate (XLD) agar

#### منابع:

- ۱- محیط های کشت آزمایشگاهی (موارد مصرف و کنترل کیفی) به انضمام اطلس رنگی محیط های کشت؛ گردآوری و ترجمه  
مهناز صارمی، محمد علی صارمی؛ آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۳۸۷
- 2- Quality Assurance for commercially prepared Microbiological Culture Media- Second Edition;  
Approved standard- Third edition document M22-A3. Vol. 24, No. 19; 2006.
- 3- Oxoid company- General Guide to the use of Oxoid culture Media.
- 4- Microbiological culture media; second Edition; 2009; Becton, Dickinson and Company.

صفحه 1 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکروب شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

#### ۱- هدف:

رنگ آمیزی گرم برای طبقه بندی باکتری ها بر اساس شکل، اندازه، مرفولوژی سلول و واکنش گرم آنها در آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی استفاده می شود. همچنین به عنوان آزمایش کلیدی و بسیار مهم برای تشخیص احتمالی عوامل عفونت و بررسی کیفیت نمونه های بالینی به کار می رود.

#### ۲- دامنه کاربرد:

این دستورالعمل در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه کاربرد دارد.

#### ۳- اصول:

این آزمایش در ابتدا در سال ۱۸۸۴ توسط Christian Gram پایه گذاری شد. در سال ۱۹۲۱ توسط Hucker برای باکتری شناسی عمومی اصلاح شد، که معرف ها پایداری بیشتری داشته و افتراق ارگانسیم ها بهتر انجام می شود. اصلاحات دیگری به صورت اختصاصی برای رنگ آمیزی بی هوازی ها (Kopeloff's modification) و برای باسیل های گرم منفی که به صورت ضعیف رنگ آمیزی می شوند (*Legionella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Brucella spp.*) با استفاده از کرپول فوشین یا فوشین بازی انجام شده است. در واقع بسیاری از آزمایشگاه ها از این رنگ ها به طور معمول استفاده می کنند، به خصوص برای اسمیر مستقیم نمونه های بالینی.


باکتری ها بر اساس تفاوت در ساختمان و ترکیب دیواره سلولی، گرم مثبت یا گرم منفی رنگ می گیرند. گونه های گرم مثبت دارای لایه ضخیم پپتیدوگلیکان و مقدار زیادی اسید تیکوئیک هستند و اگر دیواره سلولی آنها در اثر سن، عوامل ضد میکروبی یا دیگر فاکتورها آسیب ندیده باشد، به وسیله الکل، بی رنگ نشده و به رنگ بنفش تیره اولیه باقی می ماند. گونه های گرم منفی دارای تک لایه پپتیدوگلیکان هستند. پپتیدوگلیکان به یک غشاء خارجی دو لایه لیبوساکارید-فسفولیپید که به صورت پراکنده در آن پروتئین وجود دارد، متصل است. غشاء خارجی به وسیله الکل، تخریب شده، ترکیب کریستال و بوله و پد خارج شده و به وسیله رنگ دیگر جایگزین می شود.

این آزمایش علاوه بر واکنش رنگ آمیزی گرم، اندازه، شکل و آرایش سلول باکتریایی را بررسی می کند. این خصوصیات ممکن است تحت تأثیر عوامل متعددی شامل سن کشت، محیط کشت، شرایط محیط انگوباسیون، روش های رنگ آمیزی و وجود مواد مهارکننده قرار گیرد. برای تفسیر اسمیر تهیه شده از نمونه های بالینی نیز شرایط مشابه به کار می رود، اما عوامل دیگری مثل وجود انواع سلول های میزبان و فاگوسیتوز نیز مؤثر می باشند.

#### ۴- نمونه:

- ✓ نمونه های بالینی عموماً شامل سواب حلق، سواب بینی، خلط بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک، مایعات استریل بدن، مدفوع و پروتزهای مصنوعی می باشد. لام مستقیم برای نمونه های زخم، جراحات چشم، بافت های بدن و ترشحات خاص بسیار مفید است.
- ✓ کشت های مایع و کشت های خون برای تعیین رشد یا مرفولوژی باکتری ها
- ✓ کلنی های رشد کرده روی محیط کشت جامد
- توجه: تهیه اسمیر از کشت های تازه (کمتر از ۲۴ ساعت) روی محیط های غیر مهار کننده و نمونه های بالینی تازه، صحیح ترین نتیجه را می دهند. زمانی که مرفولوژی مهم است (مانند استرپتوکوک ها و باسیل های گرم مثبت)، کشت های مایع ارجحیت دارد.
- ✓ برای جمع آوری نمونه به دستورالعمل های مربوطه برای هر نوع نمونه مراجعه شود.



صفحه 2 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکروبی شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

- ✓ عموماً اسمیر در آزمایشگاه تهیه می شود، اما زمانی که انتقال آن با تأخیر صورت گیرد یا ماده نگهدارنده به نمونه اضافه شود، اسمیر را آماده نموده و لام را به آزمایشگاه ارسال نمایید.
- ✓ معیارهای رد نمونه: رنگ آمیزی گرم برای اسمیر مستقیم مدفوع، خون یا حلق، ارزش کمی داشته و همچنین برای خلط بیماران مبتلا به فیروز سیستمیک کاربردی ندارد.

#### ۵- معرف ها، لوازم و تجهیزات:

##### A. معرف ها:

(a) کریستال ویوله

(b) ید گرم

(c) رنگ برها

✓ رنگ بر آهسته: اتانول ۰/۹۵٪

✓ رنگ بر متوسط: استون - الکل: مخلوطی از اتانول ۰/۹۵ و استون (Reagent grade) از هر کدام ۵۰ ml در بطری شیشه ای قهوه ای رنگ ریخته، با یک سال تاریخ انقضاء برجسب زده و در دمای اتاق نگهداری کنید.

✓ رنگ بر سریع: استون (Reagent grade)

• توجه: اتانول و استون قابل اشتعال هستند.

(d) رنگ کننده ها:

✓ سافرانین

✓ جایگزین: قوشین بازی (۰/۸، ۰/۱ یا ۰/۲ درصد)

معرف ها ممکن است به صورت آماده مصرف تجاری، خریداری و یا در آزمایشگاه تهیه شوند. حجم زیادی از معرف ها را تهیه کرده و به اندازه نیاز، محلول کاری آماده نمایید. برای مصرف روزانه، معرف ها را در بطری های کوچک تر بریزید، اما برای دوری از ایجاد رسوب روی لام، بطری های کوچک تر کریستال ویوله و رنگ برها باید هر ماه جایگزین شوند.

• توجه: نام معرف، تاریخ آماده سازی، تاریخ استفاده، شماره ساخت، تاریخ انقضاء و شرایط نگهداری روی بطری و در برگه کاری مشخص شود. اگر تاریخ استفاده به طور واضح روی بطری های ذخیره و در برگه های کاری کنترل ثبت شده باشد، نیازی به برجسب گذاری بطری های کاری با این مشخصات نیست، به غیر از نام معرف.

##### B. لوازم:

✓ قلم الماس

✓ لام شیشه ای

✓ NaCl ۰/۸۵٪ استریل

✓ (ترمال سالین)، آب یا براث


✓ لوپ یا نیدل

✓ لوازم برای دور ریختن پسماند بیولوژیک مثل وسایل نوک تیز و بزنده

✓ پنس

✓ چراغ گازی

✓ روغن اِمرسیون

صفحه 3 از 14	<p style="text-align: center;"><b>آزمایشگاه رفرانس</b> <b>بخش میکروب شناسی</b> <b>آزمایش رنگ آمیزی گرم</b></p>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
--------------	--	---

#### ۶- روش انجام آزمایش:

##### A. تهیه اسمیر

از یک لایه ارگانسیم با غلظت کافی اما با تراکم کم به گونه ای که خصوصیت آرایش میکروارگانسیم مشخص باشد، برای تهیه اسمیر مستقیم استفاده کنید. از لام های شیشه ای نو و تمیز استفاده نمایید.

- توجه: زمانی که از یک پی پت یا سواب برای تهیه اسمیر و تلقیح محیط کشت استفاده می کنید، همیشه قبل از تهیه اسمیر، ابتدا محیط کشت را تلقیح کنید.

##### نمونه های بالینی

##### a) مایعات بدن، BAL و CSF

(۱) ۵ یا ۶ قطره از نمونه به اضافه ۱ قطره فرمالین ۳٪ را در Cytospin Slide Centrifuge سانتریفوژ کنید.

- توجه: برای مایعات غلیظ بدن از Cytospin Slide Centrifuge استفاده کنید، که باعث افزایش حساسیت رنگ آمیزی گرم، کاهش زمان سانتریفوژ و آزمایش و در نهایت نتیجه سریع تر می گردد.
- (۲) به عنوان یک روش جایگزین، زمانی که نمونه غلیظ یا کدر باشد یا مقدار نمونه کافی نباشد، ۱ یا ۲ قطره نمونه را به وسیله پی پت یا سواب مستقیماً روی لام قرار دهید. سپس جای قطره را با قلم الماس مشخص کنید. اجازه دهید قطره ها یک قطره بزرگ تشکیل دهند. مایع را روی لام پخش نکنید. در صورت نیاز برای افزایش غلظت مایع مورد آزمایش، یک قطره دیگر از نمونه را روی همان اسمیر اضافه کنید.

##### b) نمونه های ادرار

- (۱) ۱۰ میکرولیتر از ادرار که به خوبی مخلوط شده، بدون سانتریفوژ نمودن روی لام شیشه ای قرار دهید. سپس جای قطره را با قلم الماس مشخص کنید.
- (۲) قطره را پخش نکنید و اجازه دهید قطره در مجاورت هوا خشک شود.


##### c) نمونه های فرستاده شده روی سواب

ترجیحاً باید یک سواب جدا برای رنگ آمیزی گرم فرستاده شود.

- (۱) جهت جلوگیری از تخریب عناصر سلولی و از بین رفتن آرایش باکتریایی، به آرامی سواب را در طول لام بچرخانید.
- (۲) در مواردی که فقط یک سواب فرستاده شده، سواب را در مقدار کمی سالین یا محیط مایع قرار داده و در لوله را بسته و آن را ورنگس کنید. سواب را به دیواره داخلی لوله فشارده، و آن را برای تهیه اسمیر استفاده کنید. باقیمانده سوسپانسیون را برای تلقیح محیط کشت استفاده کنید.

##### d) نمونه هایی که روی سواب فرستاده نمی شوند، شامل آسپیره ها، ترشحات، خلط و غیره


- (۱) نمونه را روی یک لام تمیز قرار دهید
- (۲) اگر نمونه داخل یک سرنگ ارسال شده است، ابتدا همه محیط های کشت را تلقیح کنید و سپس مقدار کمی از آن را روی لام قرار دهید.

صفحه 4 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکرووب شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

- توجه: به کارکنان مربوطه آموزش دهید که در مورد نمونه هایی که با سرنگ ارسال می شود، قبل از ارسال، سوزن را از روی سرنگ بردارند.
- (b) با استفاده از یک اپلیکاتور چوبی یا پی پت یا لوپ سیمی استریل، قسمت های چرکی یا خونی رنگ نمونه را انتخاب کنید.
- (c) نمونه را روی ناحیه بزرگی از لام پهن کنید تا لایه نازکی ایجاد شود.

(۲) برای نمونه های خیلی غلیظ یا چرکی

- (a) برای تهیه آسان تر اسمیر، نمونه را در یک قطره سالین روی لام رقیق کنید.
- (b) به عنوان یک روش جایگزین، نمونه را روی لام قرار داده، یک لام دیگر را روی آن قرار دهید. لام ها را روی یکدیگر فشار داده و مطابق شکل زیر لام را با کشیدن در دو جهت مخالف، از یکدیگر جدا کنید. مواد اضافی روی لام را با دستمال آغشته به محلول ضد عفونی کننده، بردارید.




- (c) مواد خشک یا نمونه های باآلینی به مقدار خیلی کم
- (۱) نمونه را در ۰/۵ ml مایع استریل حل کنید. در صورت نیاز ورتکس نمایید.
- (۲) با استفاده از پی پت یا ستور استریل، یک قطره از نمونه را روی لام قرار دهید.
- (۳) با استفاده از نوک پی پت قطره را پخش کنید تا لایه نازکی ایجاد شود.

#### کشت های مایع

- روی هر اسلاید فقط یک اسمیر آماده کنید.
- (a) با استفاده از پی پت یا ستور استریل (یا سوزن خلأ، برای ظروفی مثل بطری های کشت خون، جهت جلوگیری از آلودگی با سوزن و سرنگ) ۱ تا ۲ قطره روی لام قرار دهید.
  - (b) قطره را پخش کنید تا لایه نازکی ایجاد شود.

#### کلنی از محیط های کشت جامد

- (a) یک قطره سالین یا آب استریل روی لام قرار دهید. آب مقطر ممکن است مرفولوژی طبیعی ارگانیسم های حساس را از بین ببرد.
- (b) مقدار کمی از کلنی را با یک اپلیکاتور چوبی، نیدل سیمی یا لوپ استریل بردارید.

صفحه 5 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکروبی شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

C) به آرامی آن را در قطره مخلوط کنید. اسمیر باید کمی کدر و یکنواخت باشد. اگر خطوط حلقوی در اسمیر خشک شده مشاهده شود، یا تلقیح خیلی غلیظ بوده، یا قطره سالیین خیلی کوچک بوده، و/یا اسمیر در ناحیه خیلی کوچکی پخش شده است.

#### B. فیکس کردن اسمیر

لام ها را در مجاورت هوا در هود ایمنی بیولوژیک یا روی گرم کننده اسلاید در دمای  $60^{\circ}\text{C}$  خشک کنید.

##### ۱- خشک کردن با حرارت

a) اسلاید های خشک شده را دو یا سه بار از روی شعله بگذرانید یا برای ۵ تا ۱۰ ثانیه در مقابل میکروایریتور نگه دارید. برای جلوگیری از تغییر شکل سلول ها، از حرارت زیاد اجتناب نمایید.

C) بگذارید لام قبل از رنگ آمیزی خنک شود.

۲- به عنوان روش جایگزین لام را با متاتول فیکس کنید. متاتول مانع از لیز RBC ها می شود. از تخریب سلول های میزبان جلوگیری می کند. زمینه واضح تر می شود و مانع از شسته شدن نمونه های مایع می شود.

B) روی یک اسمیر خشک شده، چند قطره متاتول به مدت ۱ دقیقه بریزید. متاتول باقیمانده را بدون آبکشی از لام دور بریزید و اجازه دهید تا لام در مجاورت هوا خشک شود.

b) قبل از رنگ آمیزی از حرارت استفاده نکنید.

#### C. روش انجام رنگ آمیزی

برای مقایسه روش ها به جدول ۱ مراجعه نمایید.

- توجه: رنگ های آب یا رنگ برها را مستقیماً روی اسمیر نریزید. قطره های معرف را نزدیک انتهای لام ریخته و اجازه دهید معرف روی سطح اسمیر را بپوشاند.

#### ❖ روش Hucker

- توجه: از این روش به طور گسترده ای در کارهای روتین استفاده می شود. استون-الکل نتایج سازگاری می دهد، اما اتانول ۹۵٪ برای دانشجویان و کارکنان کم تجربه ارجح است. استون یک رنگ بر سریع است و فقط برای کارکنان با تجربه پیشنهاد می شود. استفاده از استون-الکل برای نمونه های حاوی تعداد زیادی از سلول های میزبان مقیدتر واقع می شود.


a) اسمیر فیکس شده را با محلول کریستال ویوله بپوشانید. اجازه دهید رنگ به مدت ۳۰ ثانیه باقی بماند.

b) کریستال ویوله را دور بریزید و لام را به آرامی با آب شیر آبکشی کنید.

- توجه: آبکشی زیاد در این مرحله می تواند باعث شسته شدن کریستال ویوله از سلول های گرم مثبت شود.

c) آب اضافه را با محلول ید، شسته و سپس لام را با محلول ید بپوشانید. اجازه دهید ید به مدت ۳۰ ثانیه باقی بماند.

d) ید را دور بریزید و لام را به آرامی با آب شیر آبکشی کنید.

صفحه 6 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکروپ شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

- (e) در حالی که لام را به صورت زاویه دار (کج) نگه داشته اید، استون-الکل را روی اسمیر بریزید. زمانی که رنگ خارج شده از روی لام کم‌رنگ شده، این مرحله را متوقف کنید. زمان رنگ بری را بر اساس ضخامت اسمیر و نوع رنگ مورد استفاده تنظیم کنید.
- (f) لام را با آب شیر آبکشی کنید.
- (g) لام را با سافرانین بیوشاید و اجازه دهید حداقل ۳۰ ثانیه و اگر از رنگ های فوشین استفاده می شود، یک دقیقه یا بیشتر روی لام بماند. در این مرحله می توانید یکی از رنگ های زیر را استفاده کنید:
- ✓ سافرانین
  - ✓ فوشین بازی ۰/۱ تا ۰/۲ درصد
  - ✓ کربول فوشین یا فوشین بازی ۰/۱ تا ۰/۸ درصد برای ارگانیزم های گرم منفی که کم‌رنگ رنگ می شوند.
- (h) رنگ را دور بریزید و لام را به آرامی با آب شیر آبکشی کنید.
- (i) آب اضافی را خارج کرده و لام را به صورت عمودی قرار دهید تا در مجاورت هوا خشک شود یا از خشک کننده لام تجاری استفاده نمایید.
- (j) اسمیر را از نظر میکروسکوپی بررسی کنید.

#### ❖ روش Kopeloff


این روش برای مشاهده و افتراق بهتر باکتری های بی هوازی پیشنهاد می شود که ممکن است با روش Hucker به آسانی و خیلی زیاد تحت تأثیر رنگ بر، رنگ خود را از دست داده و کم‌رنگ رنگ بگیرند. این روش همچنین برای اسمیرهای واژن در تشخیص واژینوزیس باکتریایی پیشنهاد می شود. (برای انجام رنگ آمیزی به روش Kopeloff و روش استفاده از کربول فوشین به جدول ۱ مراجعه نمایید).

جدول ۱- روش های رنگ آمیزی گرم، معرف های پیشنهادی، زمان های رنگ آمیزی و موارد استفاده

Stain and use	Hucker's		Carbol fuchsin		Kopeloff's	
	Reagent	Time	Reagent	Time	Reagent	Time
Initial stain	Crystal violet	30 s	Crystal violet	30 s	Alkaline crystal violet; flood with solution A; add 5 drops of solution B	2-3 min
Iodine	Gram's iodine	30 s	Gram's iodine	30 s	Kopeloff's iodine	≈ 2 min
Decolorizer	Acetone-alcohol	1-5 s	95% ethanol	~30 s	3:7 acetone-alcohol; rinse immediately after applying	
Counterstain	Safranin*	30 s	Carbol fuchsin or 0.8% basic fuchsin	≥ 1 min	Kopeloff's safranin	10-30 s
Recommended use	General bacteriology		<i>Bacteroides</i> spp. <i>Fusobacterium</i> spp. <i>Legionella</i> spp. <i>Campylobacter</i> spp. <i>Brucella</i> spp. and other faintly staining gram-negative organisms		Anaerobes Diagnosis of bacterial vaginosis (Appendix 3.2.1-3)	

\*Or, preferably, use 0.1 to 0.2% basic fuchsin as a counterstain (7).

D. برای دور ریختن اسمیر رنگ شده، آن را به عنوان پسماند بیولوژیک و نیز در نظر گرفته، و در safety box بریزید.

صفحه 7 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکروب شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

## E. گزارش نتایج:

اسمیر رنگ شده را با عدسی روغنی ( $\times 100$ ) میکروسکوپ مشاهده کنید. میکروارگانیسم ها را از نظر وجود در اسمیر و مورفولوژی بررسی نمایید.

## ۱. واکنش گرم

(a) گرم مثبت: بنفش تیره

(b) گرم منفی: صورتی یا قرمز (رنگ های کربول فوشین پر رنگ ترند).

(c) گرم متغیر: هم سلول های گرم مثبت و هم گرم منفی با یک مورفولوژی

• توجه: واکنش گرم متغیر ممکن است ناشی از ضخامت غیر یکنواخت اسمیر، رنگ بری ناکامل، رنگ بری زیاد، وجود سلول های کهنه، تخریب دیواره سلولی یا طبیعت گرم متغیر بودن ارگانیسم های خاص باشد.

## ۲. مورفولوژی باکتری ها:

(a) گرم مثبت

✓ کوکسی های جفت (وزنجیره ای)

✓ کوکسی خوشه ای

✓ باسیل های بزرگ

✓ باسیل های کوچک

✓ باسیل های شاخه ای

✓ باسیل های کورینه فرم

(b) گرم منفی

✓ دهبلوکک

✓ باسیل


✓ باسیل، رشته ای (یا پلی مرفیک)

(c) گرم متغیر: کوکوباسیل

(d) سلول های مخمر


(e) هیف کاذب (Pseudohyphae)

برای مشاهده خصوصیات مورفولوژی و واکنش گرم میکروارگانیسم های گرم مثبت، گرم منفی و سایر میکروارگانیسم هایی که ممکن است در اسمیرهای مستقیم بعضی نمونه های بالینی دیده شود، به جداول ۲، ۳ و ۴ مراجعه نمایید.

صفحه 8 از 14	<b>آزمایشگاه رفرانس</b> <b>بخش میکروب شناسی</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>آزمایش رنگ آمیزی گرم</b>	

جدول ۲- میکروارگانیسم های گرم مثبت مشاهده شده در اسمیرهای مستقیم بعضی نمونه های بالینی

Organism(s)	Gram stain morphology	Frequent sources	Comments and additional tests or media that may be included
<i>Actinomyces</i> spp.	Thin, beaded, branched gram-positive filaments; may be within sulfur granules with peripheral clubs	Cervicofacial, thoracic, abdominal, and pelvic abscesses and drainages; pleural fluid, bronchial washings	Modified acid-fast stain; if sulfur granules present, wash and crush in THO
<i>Nocardia</i> spp.	Long, thin, branching, beaded, gram-positive or irregularly staining bacilli; in culture smears, may be pleomorphic with branching and coccoid forms	Sputum, bronchial washings, biopsy material, purulent exudates, CSF, blood	Modified acid-fast stain; if mixed microbiota, mycobacterial decontamination procedures may be used; plate incubated at 43°C may enhance recovery; use CYE <sup>2</sup> or Thayer-Martin agar.
<i>Mycobacterium</i> spp.	Gram-positive beaded or gram-neutral bacilli; often found inside macrophages; bacilli may be short to long, beaded or beaded, and/or slightly curved; some species appear pleomorphic and coccoid	Respiratory tract, urine, blood, biopsy material, CSF	Confirm with acid-fast stain. Add AFB culture.
<i>Corynebacterium</i> spp.	Gram-positive pleomorphic, club-shaped, irregularly staining bacilli or coccobacilli with palisading and/or angular arrangements	Blood, tissue aspirates, skin lesions, wounds, indwelling catheters, prosthetic heart valves, upper and lower respiratory tracts	Add selective and differential media for <i>Corynebacterium diphtheriae</i> , if suspected.
<i>C. jeikeium</i>	Often small coccobacilli resembling streptococci		
<i>Propionibacterium</i> spp.	Gram-positive, very pleomorphic "diphtheroid" forms that may branch	Blood, CSF, other body fluids, skin lesions	Common skin contaminant during needle aspiration
<i>Listeria monocytogenes</i>	Gram-positive small to medium coccobacilli that may be pleomorphic; occur in short chains or palisades; may be confused with corynebacteria or enterococci	CSF, blood, amniotic fluid, placental or fetal tissue	Direct wet mount for tumbling motility; if mixed microbiota, cold enrichment may be used
<i>Erysipelothrix rhusopathiae</i>	In tissue, long, slender, gram-positive bacilli; in blood, small "coryneforms"	Skin lesions, biopsy material, tissue aspirates, blood	Associated with occupational or animal contact
<i>Lactobacillus</i> spp.	Medium, straight, uniform gram-positive bacilli with rounded ends; may form chains or spirals; sometimes short and coccobacillary	Usually involved in mixed infections; rarely from blood, CSF	Recovery may be improved by anaerobic incubation; normal vaginal, mouth, and gastrointestinal tract microbiota
<i>Bacillus</i> spp.	Medium to large square-ended gram-positive bacilli with parallel sides with or without spores; some species have spores that swell sides; may stain gram variable or gram negative with age	May be clinically relevant from any source in compromised patient or intravenous-drug abuser; also intraocular	Frequent culture contaminants; may cause ocular infections


صفحه 9 از 14	آزمایشگاه رفرانس بخش میکروب شناسی	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	آزمایش رنگ آمیزی گرم	

جدول ۲- میکروارگانیسم های گرم مثبت مشاهده شده در اسمیرهای مستقیم بعضی نمونه های بالینی (ادامه)

Organism(s)	Gram stain morphology	Frequent sources	Comments and additional tests or media that may be included
<i>Clostridium perfringens</i>	Gram-positive large "boxcars" with no spores; may stain gram negative	Blood, wounds, intra-abdominal	Add egg yolk agar incubated anaerobically; absence of inflammatory cells may indicate clostridial myonecrosis; normal gastrointestinal tract microbiota
<i>Clostridium</i> spp.	Gram-positive, -variable, or -negative bacilli with or without spores; bacilli may be large, slender and short, or long; sometimes form coils; often smaller than <i>Bacillus</i> spp.	Blood, intra-abdominal, wounds, abscesses	Normal gastrointestinal and genital tract microbiota
<i>S. pneumoniae</i>	Gram-positive cocci in pairs, lancet shapes, short chains	Lower respiratory tract, blood, CSF, sterile fluids	Quellung test may be used on selected clinical specimens.
<i>Enterococcus</i> spp.	Gram-positive cocci in pairs, short chains; may resemble pneumococci	Urine, wounds, blood, intra-abdominal abscesses	Normal gastrointestinal tract microbiota; common cause of superinfections in patients treated with expanded-spectrum cephalosporins
<i>Streptococcus</i> spp.	Round to oval gram-positive cocci, occasionally elongated, in pairs and/or short to long chains; nutritionally variant streptococci often seen as highly pleomorphic, gram-variable to gram-negative coccobacilli with pointed ends and spindle shapes	Blood, CSF, respiratory tract, multiple other sources	May be difficult to distinguish from corynebacteria and lactobacilli
<i>Aerococcus viridans</i>	Gram-positive cocci in pairs, tetrads, clusters	Blood, CSF	
<i>Staphylococcus</i> spp.	Gram-positive cocci in pairs, tetrads, clusters	Abscesses, drainages, wounds, respiratory tract, blood, tissue, sterile fluids, indwelling catheters	Normal microbiota, especially skin, nares
<i>S. aureus</i>	May often be characterized by very uniform, geometric clusters of small cocci, whereas coagulase-negative species are often irregular and more pleomorphic, with greater size variation		
<i>Rothia mucilaginosa</i>	Large gram-positive cocci in pairs, tetrads	Blood in compromised patients, peritoneal dialysates	Normal oral microbiota


\*CYE, charcoal-yeast extract agar.



صفحه 10 از 14	<b>آزمایشگاه رفرانس</b> <b>بخش میکروب شناسی</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>آزمایش رنگ آمیزی گرم</b>	

جدول ۳- میکروارگانیسم های گرم منفی مشاهده شده در اسمیرهای مستقیم بعضی نمونه های بالینی

Organism(s)	Gram stain morphology	Frequent sources	Comments
<i>Enterobacteriaceae</i>	Straight thick bacilli; short to medium length with rounded ends; antimicrobial agent-affected organisms may be pleomorphic, filamentous, and/or irregularly staining	Urinary tract, multiple other sources	Includes organisms that cause gastroenteritis and bacterial dysentery; also normal gastrointestinal tract microbiota; nosocomial strains may be multiply resistant to antimicrobial agents
<i>Pseudomonas</i> spp.	Thin bacilli, medium length to long with rounded to pointy ends; often in pairs; antimicrobial agent-affected organisms may appear filamentous, coiled, and/or pleomorphic	Lower respiratory tract, wounds, eyes, multiple sites in compromised patients	Nosocomial strains may be multiply resistant to antimicrobial agents
<i>Haemophilus</i> spp., <i>Pasteurella</i> spp., fastidious gram-negative bacilli	Small coccoid to bacillary forms; pleomorphic; often with filamentous forms; may be faintly staining	Blood, sterile fluid (including CSF), lower respiratory tract, abscesses, wounds, eyes, genital tract	Inoculate CHOC.
<i>Legionella</i> spp.	Pleomorphic slender bacilli of variable lengths that may stain pale; may not take stain in clinical specimens	Lower respiratory tract	Add special growth media; direct fluorescent antibody stains and molecular probes available; acid wash method may be used to enhance recovery from specimens with mixed microbiota
<i>Faustobacterium nucleatum</i> , <i>Capnocytophaga</i> spp.	Long slender bacilli with tapered to pointed ends; "needlelike"; may be in pairs, end to end, or filamentous	Respiratory tract, wounds, blood, abscesses	Endogenous microbiota
<i>Faustobacterium necrophorum</i> , <i>Faustobacterium mortiferum</i> , or <i>Faustobacterium varium</i>	Highly pleomorphic bacilli with rounded to tapered ends; pale and irregularly staining; with bizarre forms and round bodies	Wounds, blood, abscesses	Endogenous microbiota
<i>Bacteroides</i> spp.	Pleomorphic straight bacilli with possible irregular to bipolar staining	Wounds, blood, abscesses	Direct fluorescent antibody stain available; endogenous microbiota
<i>Vibrio</i> spp.	Slightly curved to straight bacilli	Stool, wounds	If mixed microbiota, selective medium (TCBS) recommended
<i>Campylobacter</i> spp. ( <i>Helicobacter</i> spp.)	Thin, curved bacilli, including S shapes, gull wings, and long spiral forms	Stool, blood, gastric biopsy samples	Microaerophilic or capnophilic atmosphere required; if mixed microbiota, 42°C incubation recommended for recovery of thermophilic species
<i>Acinetobacter</i> spp.	Medium to large cocci in pairs; occasionally coccoid, bacillary, and filamentous forms; often resistant to decolorization	Urine, lower respiratory tract, blood, sterile fluids, wounds, abscesses, tissues, stool	Multiple sites in compromised patients
<i>Neisseria</i> spp., <i>Moraxella catarrhalis</i>	Medium to large cocci in pairs and tetrads, coffee bean shaped; no bacilli seen	Genital tract, urine, lower respiratory tract, blood, sterile fluids, wounds, abscesses	If mixed microbiota, selective medium may be used to enhance recovery of <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<i>Veillonella</i> spp.	Tiny cocci in sheets or clumps	Wounds, blood	Endogenous microbiota


صفحه 11 از 14	<b>آزمایشگاه رفرانس</b> <b>بخش میکروبی شناسی</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
	<b>آزمایش رنگ آمیزی گرم</b>	

جدول ۴- سایر میکروارگانیسم های مشاهده شده در اسیرهای مستقیم بعضی نمونه های باثینی

Organisms	Gram stain morphology	Frequent sources	Comments
<i>Pneumocystis carinii</i>	Gram-negative spherical cysts (5-7 µm) often containing rosette of eight gram-negative intracystic bodies, or cluster of gram-negative cysts surrounded by halos in background of amorphous gram-negative material	Open lung and transtracheal biopsy materials, bronchial washings and lavage specimens, sputum	Confirm with Grocott methenamine-silver, toluidine blue O, Gram-Weigert, or direct or indirect fluorescent antibody stain.
<i>Blastomyces dermatitidis</i>	Gram-variable, broad-based, thick-walled yeast cell with figure-eight appearance	Bronchial washings, sputum, purulent exudates, skin lesions	
Microsporidia	Gram-variable spherical cells (1-4 µm), thicker at one end	Stool, respiratory, cornea, urine	Confirm with chromotrope stain
<i>Cryptococcus neoformans</i>	Partially or completely gram-positive round yeast cell with clear or red-orange halo; yeast cells may appear stippled or gram neutral	CSF, blood, biopsy material, sputum, bronchial washings, cutaneous lesions	Confirm capsule with India ink; direct antigen detection procedures may be used on CSF; inoculate urea slant.
<i>Candida</i> spp.	Gram-positive budding yeast cell with or without pseudohyphae; may also appear stippled or gram neutral	Sputum, urine, blood, biopsy material, vaginal discharge, upper respiratory tract	Endogenous microbiota
<i>Malassezia furfur</i>	Bottle-shaped yeast cells in compact clusters, usually with short hyphal elements	Skin scrapings, blood drawn through catheter lines, hyperalimentation fluids	Inoculate lipid-enriched medium.

#### ۷- کنترل کیفیت:

- (a) معرف ها را از نظر ظاهری، به طور روزانه بررسی کنید.
- اگر کریستال ویوله رسوب کند یا ته نشین شود، قبل از استفاده آن را صاف کنید.
  - اگر محلول های کاری یا مصرف روزانه تمام نمی شوند، باید به طور منظم عوض شوند. تبخیر مواد ممکن است عملکرد معرف ها را تغییر دهد.
  - معرف های کاری را حداقل به صورت ماهانه دور بریزید تا استفاده مکرر آنها محدود شود. توجه: رنگ ها می توانند آلوده شوند، وقتی مشکوک می شوید، باید از سری ساخت جدید معرف استفاده کنید.
- (b) روش انجام آزمایش رنگ آمیزی را قبل از استفاده از هر سری ساخت جدید هر رنگ و معرف رنگ بر و بعد از آن حداقل به صورت هفتگی با یک میکروارگانیسم گرم مثبت و یک گرم منفی آزمایش کنید. کارکنان آزمایشگاه که رنگ آمیزی گرم را به دفعات کم انجام می دهند، باید به صورت روزانه یا با هر بار آزمایش نمونه بیمار، با یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی آزمایش کنند.
- سوسپانسیون با کدورت کم از *Escherichia coli* (ATCC 25922) و *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923) در محیط مایع تهیه کنید.
  - دو قطره از برات روی هر لام ریخته و دو اسمیر تهیه نمایید.
  - آنها را در متاتول فیکس کرده و در ۲۰°C نگهداری کنید.
  - مطابق روش رنگ آمیزی گرم، رنگ آمیزی نمایید.

صفحه 12 از 14	<p style="text-align: center;"><b>آزمایشگاه فرانس</b> بخش میکروبی شناسی</p>	 آزمایشگاه مرجع سلامت
<b>آزمایش رنگ آمیزی گرم</b>		

۵. نتایج مورد انتظار:

✓ باسیل گرم منفی: صورتی

✓ کوکسی گرم مثبت: بتفش پورنگ

۶. به طور جایگزین، از بین دندان ها با یک اپلیکاتور چوبی نمونه گیری کرده و در انتهای لاسی که برای نمونه استفاده شده است، قرار دهید. این یک روش کنترل Built-in می باشد که شامل سوبه های گرم مثبت و گرم منفی است.

(C) وقتی که اسمیرهای رنگ شده کیفیت خوبی نداشته باشند، تفسیر رنگ ها مشکل باشد، یا تفسیر آنها صحیح نباشد، اقدام اصلاحی انجام دهید. مشخصات رنگ آمیزی نامناسب (مانند رنگ آمیزی کم رنگ ارگانسیم های گرم مثبت، باقی ماندن کریستال و بوله در ارگانسیم های گرم منفی، رنگ گرفتن فقط کناره های اسمیر، رسوب روی لام و غیره) ممکن است به دلیل نامناسب بودن مراحل آماده سازی نمونه، معرف ها یا روش انجام رنگ آمیزی باشد. بعضی عوامل رایج که باعث ایجاد نتایج نامناسب در رنگ آمیزی گرم می شوند، عبارتند از:

۱. استفاده از لام های شیشه ای که تمیز نباشند.

۲. اسمیری که خیلی ضخیم تهیه شده باشد.

۳. حرارت دادن زیاد اسمیر، زمانی که برای فیکس کردن از روش حرارت استفاده می شود.

۴. آبکشی زیاد در طی انجام رنگ آمیزی، به خصوص اگر اسمیر به طور صحیح فیکس نشده باشد.

۵. وجود رسوب در معرف ها

(d) به علاوه، برای اطمینان از صحت تفسیر، برنامه ای برای مرور گزارش های رنگ آمیزی گرم تهیه کنید.

۱. مرور رنگ آمیزی های گرم انتخابی به وسیله سوپروایزر، برای تعیین نیازهای آموزشی و همچنین کمک به یکپارچگی اطلاعات بالینی مربوطه

۲. نتایج کشت نهایی را با گزارش های رنگ آمیزی گرم مقایسه کنید. مرفولوژی های گزارش شده در رنگ آمیزی گرم را که در کشت جدا شده اند، بررسی کنید. همچنین زمانی که به تعداد ۳-۴ میکروارگانسیم از کشت جدا شده، اما در رنگ آمیزی گرم میکروارگانسمی مشاهده نشده است، هم رنگ آمیزی و هم کشت را بررسی نمایید.


• توجه: تعداد قابل توجهی از ارگانسیم های تشخیص داده شده روی اسمیر، از کشت جدا می شوند. بنابراین تفاوت ها باید برای از بین بردن خطاهای ناشی از بررسی اسمیر یا به عنوان نشانه هایی برای به کارگیری سایر روش های کشت (مانند کشت بی هوازی، کشت برای قنارج یا کشت باسیل های اسید فست [AFB]) بررسی شوند.

۳. مجموعه ای از لام های مرجع برای آموزش تهیه نمایید.

A- محدودیت ها:

(a) نتایج رنگ آمیزی گرم را در ارتباط با سایر یافته های بالینی و آزمایشگاهی استفاده کنید. از روش های اضافی دیگر (مثل رنگ آمیزی های خاص، استفاده از محیط های انتخابی و غیره) برای تأیید اطلاعات بدست آمده از اسمیرهای رنگ شده گرم استفاده نمایید.

(b) به کارگیری دقیق روش انجام آزمایش و معیارهای تفسیر برای کسب نتایج صحیح نیاز می باشد. صحت ارتباط زیادی با آموزش و مهارت شخص مشاهده کننده لام دارد.

صفحه 13 از 14	<p style="text-align: center;"><b>آزمایشگاه رفرانس</b> بخش میکروبی شناسی</p> <p style="text-align: center;"><b>آزمایش رنگ آمیزی گرم</b></p>	 <p>آزمایشگاه مرجع سلامت</p>
---------------	---	---

- (c) روش های رنگ آمیزی دیگر برای نمونه های بالینی چرکی که هیچ ارگانیسمی در روش رنگ آمیزی گرم مشاهده نشده، پیشنهاد می شود.
- (d) مشاهده میکروارگانیسم در لام گرم برای کشت های منفی ممکن است ناشی از آلودگی معرف ها و لوازم، وجود عوامل ضد میکروبی یا عدم رشد ارگانیسم ها تحت شرایط کشت معمول (محیط کشت، اتسفر و غیره) باشد.
- (e) نتایج گرم کاذب ممکن است مربوط به مقدار ناکافی نمونه یا تأخیر در ارسال آن باشد.
- (f) تهیه اسمیر از کشت های تازه (کمتر از ۲۴ ساعت) روی محیط های غیر مہسار کننده و نمونه های بالینی تازه، صحیح ترین نتیجه را می دهند. زمانی که مرفولوژی مهم است (مانند استرپتوکوک ها و باسیل های گرم مثبت)، کشت های مایع ارجحیت دارد.

#### ۹- ملاحظات ایمنی:

- (a) بد ماده خطرناکی است. از استنشاق، خوردن و تماس آن با پوست پرهیز شود.
- (b) اتانول و استون قابل اشتعال می باشند.
- (c) برای آماده سازی اسمیر از دستکش لاتکس و سایر وسایل محافظ مناسب با احتیاطات عمومی استفاده نمایند (BSL2).
- (d) به کارکنان مربوطه آموزش دهید که در مورد نمونه هایی که با سرنگ ارسال می شود، قبل از ارسال، سوزن را از روی سرنگ بردارند.
- (e) هنگام تهیه اسمیر، هیچگاه قطره را به شدت مخلوط نکنید، تا از ایجاد ذرات معلق در هوا (آئروسول) جلوگیری شود.

#### ۱۰- مراجع:

1. Clinical Microbiology Procedures Handbook, second edition update, Garcia, Lynne S. & Isenberg, Henry D., 2007

## موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروبی شناسی

### تعریف:

موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروبی شناسی، شامل نتایج آزمایش هایی است که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند و باید فوراً و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج برسد. این موارد شامل یافته های مرتبط با ارگان های درگیر، تشخیص میکروارگانیسم ها و بعضی از مقاومت های میکروبی است که از نظر بالینی مهم هستند و نیاز به اطلاع رسانی فوری آزمایشگاه دارد، به نحوی که اقدام سریع پزشک معالج، پرستل بیمارستان و یا گزارش به مراجع مسئول را طلب می کند.

### وظایف آزمایشگاه:

- ۱- کلیه آزمایشگاه های بیمارستانی و غیر بیمارستانی موظف هستند نتایج بحرانی را فوراً به طور شفاهی و به شیوه مناسب و از هر طریق ممکن به اطلاع پزشک معالج یا پرستل درمانی برسانند.
- ۲- آزمایشگاه موظف است فردی را به عنوان تأیید کننده و گزارش دهنده نتایج بحرانی مشخص نماید.
- ۳- تمام مراحل فرایند اطلاع رسانی باید با ذکر جزئیات، مستند و نگهداری شود. برای مثال: نام فرد گزارش دهنده، نام فرد تأیید کننده و مسئول، نحوه تماس، ساعت و تاریخ تماس، شماره تماس، مشخصات فردی که با او تماس گرفته شده است و ...
- ۴- اگر تماسی تلاش های منطقی و قابل قبول برای تماس با پزشک یا یکی از کادر درمانی بیمار ناموفق بود، تمام مراحل انجام شده باید توسط آزمایشگاه به صورت مکتوب نگهداری شود.
- ۵- به دنبال گزارش شفاهی، لازم است نتیجه آزمایش اولیه به صورت کتبی نیز گزارش شود.
- ۶- گزارش نهایی موارد بحرانی، بعد از تکمیل مراحل آزمایش باید به صورت کتبی به اطلاع پزشک یا پرستل درمانی رسانده شود.

### توضیح:

- ۱- تلاش شده است مجموعه پیوسته، به صورت جامع و برای تمام آزمایش های میکروبی شناسی تهیه گردد. بدیهی است آزمایشگاه هر مرکز با توجه به سطح و نوع آزمایش هایی که انجام می دهد می تواند از بخش های مختلف این مجموعه استفاده نماید.
- ۲- مجموعه پیوسته شامل موارد بحرانی در بخش های ذیل می باشد:
  - باکتری شناسی: اسمیر، کشت، آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی، سنجش توکسین و روش های مولکولی
  - قارچ شناسی: اسمیر، کشت و آزمایش های آنتی ژنی
  - انگل شناسی: اسمیر، کشت، آزمایش های آنتی ژنی و سرولوژی، و روش های مولکولی
  - ویروس شناسی: کشت و روش های مولکولی
  - سایر آزمایش های مرتبط با بخش میکروبی شناسی
- ۳- برای سهولت خواننده قسمت های ویرایش شده با علامت ذیل مشخص شده است.
  - ❖ متن ویرایش شده

جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروپوشناسی - آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	اسمیر (رنگ آمیزی غوم و متین بلو)
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کشت خون	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایع مغزی نخاعی (CSF)	
اولین تشخیص باکتری در رنگ آمیزی گرم بحرانی تلقی می شود. در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، این نتیجه دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایعات استریل بدن شامل: جنب، آسیت، مفصل، زجاجیه، پریکارد و ...	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بیوسی بافت مانند مغز، کبد، کلیه، استخوان و مغز استخوان	
	هر نتیجه مثبت یا منفی	تمام گروه های سنی	نمونه های بخش جراحی مانند آبسه های مغزی و مایعاتی که در حین جراحی برداشته می شوند	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قریبه	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	پتشی از نظر منگوکک	
باسیل های گرم مثبت درشت مشابه کلوستریدیوم	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه قانقاریای گازی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر گرم و پارشیال اسید فست نوکاردیا	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر اسید فست در نمونه های تنفسی	

ادامه جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروپوشناسی - آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	گشمت	
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کشت خون		
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایع مغزی نخاعی (CSF)		
اولین تشخیص باکتری در کشت بحرانی تلقی می شود. در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، این نتیجه دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	مایعات استریل بدن شامل: جنبه آسیت، آمیوتیکه مفصل، زجاجیه، پرپکارد و ...		
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قریه		
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بیوپسی بافت مانند مغز، کبد، کلیه، استخوان و مغز استخوان		
	نتیجه مثبت برای ویبریو کلرا	تمام گروه های سنی	مدفوع		
	نتیجه مثبت برای <i>E. coli</i> Enterohemorrhagic <i>E. coli</i> O157 مانند	کمتر از ۱۸ سال			
در بیماران بستری	نتیجه مثبت برای <i>سیکلا</i>	کمتر از ۱۲ سال			
در بیماران بستری و سرپایی	نتیجه مثبت برای <i>سیکلا</i> دیسانتریه	تمام گروه های سنی			
در صورت وجود خون یا گلبول سفید در نمونه بیمار	نتیجه مثبت برای کمیپوباکتر	انطفال			
در بیماران بستری و سرپایی	نتیجه مثبت برای <i>سالمونلا</i> تایفی	تمام گروه های سنی			
بیماران با علائم بالینی شدید یا دارای نقص سیستم ایمنی	نتیجه مثبت برای <i>سالمونلا</i> های غیر تایفی	تمام گروه های سنی			
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی			مایع دیالیز
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی			بورخلدیریا مالٹی و سودومالٹی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی		نیسریا منترنیدیس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، خون، مایع مفصل و پتشی	

ادامه جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سبب	آزمایش	کنش
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	سودوموناس در نمونه چشم	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	گونه های پروسیلا	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	باسیلوس آنتراسیس	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	قرانسیسلا تولا رنسیس	
هر نمونه ای	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	برسینیا پستیس	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	استرپتوکوکا گروه A جدا شده از فاسیت و یا زخم های جراحی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	لژیونلا	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	ایتوسیریا	
زنان باردار و افراد مبتلا به هر گونه نقص سیستم ایمنی	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	لیستریا	
در صورتی که از نمونه مجدد بیمار طی دو هفته دوباره باکتری جدا شود، دیگر به گزارش شفاقی با فوری نیازی نیست.	اولین بار جداسازی و جداسازی سویه های مقاوم (XDR و MDR)	تمام گروه های سنی	کشت مثبت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس	
هر نمونه ای	اولین جواب مثبت	تمام گروه های سنی	سایر گونه های مایکوباکتریوم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کورینه باکتریوم دیفنتریه	
	نتیجه مثبت	زنان باردار هفته ۳۵-۳۷ بارداری	استرپتوکوکوس VRE کتیه در نمونه های ادرار، تناسلی و رکتوم در زنان باردار	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	سودوموناس آنروزیوزا یا گونه های باسیلوس در نمونه ترشحات چشم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	بردتلز پرتوسیس	
این مقاومت ها باید با نظر کمیته کنترل عفونت در بخش های مختلف بیمارستان به عنوان موارد بحرانی در نظر گرفته شود.	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	❖ از گائیم های با مقاومت میکروبی مانند MRSA، CRE، MRS، VISA، VRE، پنوموکوک مقاوم به پنی سیلین و مقاومت باکتری های گرم منفی به کلیستین و هر گونه مقاومت غیر منتظره	



ادامه جدول ۱- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروپ شناسی - آزمایش های باکتری شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	استرپتوکوکوس پنومونیه، استرپتوکوکوس آنزیمولانس، هموفیلوس انفلوانزا، لیستریا منوسیتوزنزا، لیستریا منتریتیدیس در نمونه مایع مغزی نخاعی	آزمایش های آنتی ژنی و سروتیپاژ
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تشخیص مورد جدید سیفلیس	
	تیر با ارزش آنتی بادی	تمام گروه های سنی	لیتوسیرا	
تشخیص اولیه به عنوان نتیجه بحرانی تلقی می شود و جواب های مثبت مجدد طی یک هفته دیگر به عنوان نتیجه بحرانی تلقی نمی گردد.	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توکسین A و B کاستریدیوم دیپسیل در نمونه مدفوع	سنجش توکسین
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کاستریدیوم بوتولینوم در نمونه ماده غذایی مدرنی	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	شیگاتوکسین در نمونه مدفوع	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	TB در نمونه های مایع مغزی نخاعی و تنفس	روش های مولکولی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	برنلا پرتوسیس	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	کلامیدیا در نمونه چشم	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	MRSA	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	ازیرولا	

جدول ۲- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های قارچ شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	رنگ آمیزی India Ink در مایع مغزی نخاعی از نظر کریپتوکوکوس
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	پنوموسیتیس با روش DFA
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه
اولین تشخیص مستقیم قارچ در این نمونه ها، بحرانی تلقی می شود و در صورت مثبت شدن مجدد طی یک هفته، دیگر بحرانی تلقی نمی گردد.	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوسی بافت
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه بیوسی سینوس در بیماران دیابتی و دارای نقص سیستم ایمنی
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های کشت خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات بدن یا نمونه های بیوسی بافت
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه بیوسی سینوس در بیماران دیابتی و دارای نقص سیستم ایمنی
	هر نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	تراشه قرنیه
نتیجه اولیه بحرانی تلقی می شود و نیازی به گزارش مجدد نمی باشد؛ مگر آن که در آزمایش کمی، افزایش معنی داری معادل ۴ تیر در آزمایش های بعدی مشاهده گردد.	اولین جواب مثبت	تمام گروه های سنی	آنتی ژن کریپتوکوکوس در نمونه مایع مغزی نخاعی و سرم

جدول ۳- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی - آزمایش های انگل شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر مالاریا
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر لارو استروژیلوئیدس استرکوریلیس در نمونه های خارج روده ای
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر تروفوزوئیت اتانامبا هیستولیتیکا در مدفوع خونی
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر یا کشت گونه های اکانتامیا از مایع مغزی نخاعی یا چشم
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	اسمیر یا کشت گونه های نگلریا از سیستم اعصاب مرکزی (CNS)
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توکسوپلاسما در نمونه مایع مغزی نخاعی و مایع آمنیوتیک
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	توکسوپلاسما در نمونه مایع مغزی نخاعی و مایع آمنیوتیک

اسمیر یا کشت

آزمایش های اتنی، زنی و سروژنزی

روش های مولکولی

جدول ۴- موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروپ شناسی - آزمایش های ویروس شناسی

ملاحظات	نتایج بحرانی	سن	آزمایش	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، منزه، مایع آمنیوتیک و چشم	گنست
	نتیجه مثبت	در پایان دوره بارداری	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های زخم تناسلی	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انسفالیت های ویروسی	
	هر نتیجه مثبت	کمتر از ۱۲ ماه	نمونه مایع مغزی نخاعی شیرخواران	
در شروع اپیدمی	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انفلوآنزای A و B	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نورو ویروس در نمونه مدفوع	
مانند CMV، ایترو ویروس، VZV، EBV	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	نمونه های مایع مغزی نخاعی، خون، مایعات استریل بدن، مایع آمنیوتیک یا نمونه های بیوسی بافت	
	نتیجه مثبت	انطلاق	Respiratory Syncyctial Virus (RSV)	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های مایع مغزی نخاعی، منزه، مایع آمنیوتیک و چشم	روش های مولکولی
	نتیجه مثبت	در پایان دوره بارداری	ویروس هرپس سیمپلکس در نمونه های زخم تناسلی	
	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انسفالیت های ویروسی	
	هر نتیجه مثبت	کمتر از ۱۲ ماه	نمونه مایع مغزی نخاعی شیرخواران	
در شروع اپیدمی	نتایج مثبت	تمام گروه های سنی	انفلوآنزای A و B	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	نورو ویروس در نمونه مدفوع	
	نتیجه مثبت	تمام گروه های سنی	سیتومگالوویروس (CMV) به روش کمی (viral load) در بیماران پیوندی یا دارای نقص سیستم ایمنی و شیرخواران کمتر از ۳ ماه	
	نتیجه مثبت	انطلاق	RSV	

جدول ۵- موارد یحرانی مرتبط با آزمایشگاه میکروپ شناسی

ملاحظات	نتایج یحرانی	سن	آزمایش
	> ۴۵ µg/ml	تمام گروه های سنی	ولنگوماستین
	> ۴۵ µg/ml	تمام گروه های سنی	امیکاسین
	> ۲۰ µg/ml	تمام گروه های سنی	جنتامایسین
	> ۱۰ ng/ml	تمام گروه های سنی	تست پروکلیستونین

## تشخیص عوامل میکروبی با دستگاه Bactec

بیماران زیادی در اثر عدم تشخیص به موقع عوامل میکروبی، مقاومت آنتی بیوتیک و یا تاخیر در شروع درمان مناسب آنتی بیوتیک جان خود را از دست می دهند.

در حال حاضر ۳ روش کشت خون در شرایط آزمایشگاهی در دسترس می باشد.

۱- روش مرسوم و استفاده از محیط های غنی کننده در شیشه های کشت خون، می باشد که

همزمان با رشد ارگانیسیم ایجاد کدورت، همولیز، تولید گاز و ایجاد کلنی می نماید.

۲- روش نیمه اتوماتیک :

این سیستم بر اساس شناسایی CO<sub>2</sub> حاصل از متابولیسم گلوکز توسط میکروارگانیسیم با اشعه مادون قرمز پایه ریزی شده است.

۳- روش اتوماتیک:

بهترین نوع این روش استفاده از دستگاه Bactec می باشد.

این سیستم از تکنولوژی فلوروسنت بهره مند می باشد.

در هر شیشه کشت خون یک گیرنده CO<sub>2</sub> وجود دارد که نسبت به یون های مواد محیط

کشت و خون غیر قابل نفوذ بوده اما CO<sub>2</sub> به آسانی در آن نفوذ می کند. اگر ارگانیسیمی

در محیط وجود داشته باشد، CO<sub>2</sub> تولید کرده که در ماتریکس این گیرنده منتشر شده و

یون هیدروژن تولید می گردد که موجب تقلیل PH می گردد.

این تغییر موجب افزایش فلورسانس گیرنده شده و سبب تغییر علائم منتقله به اجزا

اپتیک و الکترونیک دستگاه شده و موجب به کار افتادن آلامر دستگاه می شود.



#### نمونه دستگاه BACTEC

استفاده از تکنولوژی BACTEC موجب تسریع در زمان تشخیص عوامل میکروبی شده و کمک شایانی در زمینه تشخیص و درمان به موقع عوامل میکروبی نموده است.

به ویژه در تشخیص مایکوباکتریوم های عامل بیماری سل که تشخیص آن ۸ هفته زمان نیاز دارد، با این تکنولوژی این زمان نصف شده است و درمان بیماران مبتلا به سل در کمترین زمان ممکن انجام می شود. لذا با درمان به موقع از انتشار بیماری در جامعه نیز جلوگیری به عمل آمده و از آسیب های اجتماعی، اقتصادی تا حد زیادی جلوگیری به عمل می آید.

### نمای داخلی دستگاه BACTEC



از معایب دستگاه BACTEC گرانتیتم بودن خود دستگاه می باشد و همچنین محیط کشت بکار گرفته شده علاوه بر گرانتیتم بودن، نیاز به تامین آن از طرف شرکت سازنده دارد. همچنین نسبت به نوسانات برق حساس بوده و باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.



رفرانس :

- ۱- میکروب شناسی جاوتز
- ۲- میکروب شناسی هنری دیویدسون، ۲۰۲۳
- ۳- جزوات آموزشی آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۴- چکیده ارولوژی اسمیت، ۱۳۹۸
- ۵- راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستانی، ۱۴۰۰
- ۶- تشخیص عوامل میکروبی در فصل گرما، جزوه آموزشی آزمایشگاه مرجع سلامت، ۱۳۹۹
- ۷- طغیان بیماری های میکروبی، دکتر شهلا فارسی ، ۱۳۹۵
- ۸- دستور عمل انتقال امن و ایمن نمونه، جزوه آموزشی آزمایشگاه مرجع سلامت، ۱۴۰۲
- ۹- محیط کشت باک تک یک روش موثر برای جدا کردن میکروارگانیزم ها از نواحی استریل بدن،  
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره ۹۶، شماره ۵، مرداد ۱۳۹۷، ۳۰۵-۳۱۰